

特殊寝台付属品

リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm（11段階調節）
- 甲板角度：0°（水平）・15°・30°・90°
- 材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧板



※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm（11段階調節）
- 重量：21kg
- 材質：本体／スチール製、天板／樹脂化粧板
- 肘パッド（2個）付き

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。




リターンベルト

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29051	720050	00170-000841

- サイズ：105～125cm ●重量：520g
- 材質：外側／ポリアミド、内側／ポリスチレン
- 最大使用者体重：135kg

骨盤部を支えて
立ちあがりや歩行を補助します



※リターン（P.70掲載）との併用により立位保持が可能です。

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

- ウエストサイズ：70～120cm



フレックスボード

ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
720110	00245-000151

- サイズ：長さ110×幅50cm
- 重量：1.63kg
- 材質：ポリエステル・ポリエチレン
- 最大使用者体重：160kg



折りたたみ時

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004／予防給付：671004

リハビリテーブル（ベルト付）

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-840BS	716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm（テーブル面）
高さ54～79cm（11段階調節可）
- 重量：13kg
- 材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧板



※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。

KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応ができない場合もございます。



ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52044	720120	00170-000706

- サイズ：直径380mm ●重量：1.1kg
- 材質：ABS樹脂 ●最大使用者体重：135kg



移乗時の
方向転換に



イーゼーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

- サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg
- 材質：ポリエチレン ●橋渡しする距離：10cm以下
- ボードの両端：15cm以上



寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、
リクライニング・チルト車いすへの
移乗ができるマルチなボード

6つのセクションから成り立つ特殊形状で、
フレキシブルにフィットするため
移乗をスムーズに行えます。



サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006／予防給付：671006

バナナターン

パラマウントベッド

使い方がわかりやすい
イラスト入り
（Sサイズを除く）

持ちやすい
グリップ

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ

〈Lサイズ〉



〈Mサイズ〉




〈Sサイズ〉




サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

- Lサイズ／●寸法：全長約140×全幅42cm ●重量：約1.3kg
- Mサイズ／●寸法：全長約109×全幅31cm ●重量：約0.7kg
- Sサイズ／●寸法：全長約46×全幅21cm ●重量：約0.2kg

LまたはMサイズを利用した
体位変換例
（2個使用した場合）



Sサイズを利用した
体位変換例
（肩にあてた場合）



イーゼースライドM

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

- サイズ：長さ70×幅100cm

体の下に敷き込み摩擦を減らして
移動も容易に行えます



摩擦の軽減により
車いすへの移動が
容易におこなえます。



フレキシムープ（別売）を併用して、寝位置の修正が容易におこなえます。

ペンギンサポート

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

- 寸法：全長約163×全幅約48cm
- 重量：約0.3kg
- 材質：本体／ナイロン（撥水加工）、中板／ポリエチレンフォーム
面ファスナー／ポリエステル、ビニールバック／ポリ塩化ビニル
- 最大使用者体重：138kg



※地域によっては対応ができない場合もございます。



おむつ交換などを、より楽に、
より安全におこなえます。



寝位置の修正にも
利用できます。

ナーセントパットA（3ピース）NP

アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

- サイズ：（大ピース）全幅40×全高10×奥行40cm
（小ピース）全幅40×全高10×奥行20cm
- 重量：（大ピース）0.85kg
（小ピース）0.45kg×2 計1.75kg
- 材質：低反発性高密度特殊ウレタン

- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧



※地域によっては対応ができない場合もございます。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

体位変換器

体位変換器

サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006／予防給付：671006

ナーセントEx（専用Ab防水カバー付） **NEW**

アイ・ソネックス



サイズ	商品コード	TAISコード
ロール100	756115	00149-000036
ロール150	756120	00149-000035
ロール200	756125	00149-000034
ワイド	756130	00149-000037
ユー M	756135	00149-000038
ユー L	756140	00149-000039

ロール100／●サイズ：長さ100cm、ロール厚み24×7cm ●重量：0.9kg
 ロール150／●サイズ：長さ150cm、ロール厚み24×7cm ●重量：1.35kg
 ロール200／●サイズ：長さ200cm、ロール厚み24×7cm ●重量：1.8kg
 ワイド／●サイズ：縦80×横70×厚さ5cm ●重量：1.9kg
 ユー M／●サイズ：縦48×横52×厚さ13～3cm ●重量：0.7kg
 ユー L／●サイズ：縦77×横57×厚さ14.5～9cm ●重量：1.25kg
 ●材質：生地／ポリエステル・綿、中身／ポリエステル繊維チップ



よせる

ひるげる

そわせる

体位変換に便利なハンドル付
 どのタイプにも体位変換に便利なハンドルが付いています。
 介助者は、仰臥位から側臥位への体位変換を簡単に負担なく行うことができます。

ポジションングに最適な中材
 中材に、流動性と形状保持性を備えた特殊チップを使用しています。チップは、手で寄せたり広げたりして動かしますが互いに絡み合うので、整えた形状が崩れにくいのが特長です。

優しい肌ざわりの防水カバー
 カバーは、弾力性や伸縮性の良さにこだわったオリジナル生地です。ふんわりと柔らかで心地の良い肌ざわりに加え、防汚加工を施したすると汚れが落ちやすい防水カバーです。

丸洗い可能！オートクレープ滅菌できる安心素材
 丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ち良く復元します。本体は、熱湯でのつけ置きや塩素系漂白剤での消毒、オートクレープで滅菌ができるので、万一の時も安心です。

〈ロール100〉	〈ロール150〉	〈ロール200〉	〈ワイド〉	〈ユー M〉	〈ユー L〉

ウェルピー HC（超撥水カバー付）

タイカ



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
ジャンボ	PC-HC-J1	758755	00563-000073
ピロー	PC-HC-P1	758760	00563-000080
ウェーブ	PC-HC-W1	758765	00563-000076
ウェーブ（ロング）	PC-HC-W2	758770	00563-000081
ブーメラン（大）	PC-HC-B1	758775	00563-000074
ブーメラン（小）	PC-HC-B2	758780	00563-000075

ジャンボ／●サイズ：長さ73×幅73cm ●重量：2.4kg
 ピロー／●サイズ：長さ80×幅30cm ●重量：0.8kg
 ウェーブ／●サイズ：長さ65×幅75cm ●重量：1.1kg
 ウェーブ（ロング）／●サイズ：長さ80×幅75cm ●重量：1.5kg
 ブーメラン（大）／●サイズ：長さ90×幅50cm ●重量：1.3kg
 ブーメラン（小）／●サイズ：長さ74×幅44cm ●重量：0.8kg
 ●材質：生地／ポリエステル、中身／ウレタンフォーム・ナイロン

持ち手を使ってやさしい体位変換
 中材は特殊加工のウレタンチップで安定性と耐久性に優れています



●持ち手を使うことにより、少ない力でご利用者に優しく体位変換することが可能です。

持ち手をにぎり、利用者の身体を支えます。

にぎった持ち手を引き寄せるようにして利用者の上半身の向きを変えます。広い面積で支えられているので、利用者がリラックスした状態で安定して体位変換ができます。

中材は特殊加工のウレタンチップを採用。身体にフィットしてやさしく支えます。

超撥水カバー付
 ●材質：ポリエステル
 ●重量：0.8kg
 ※従来品よりも耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

〈ジャンボ〉	〈ピロー〉	〈ウェーブ〉	〈ウェーブ（ロング）〉	〈ブーメラン（大）〉	〈ブーメラン（小）〉

サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011／予防給付：671011

徘徊感知機器

見守りSENSE α（フロアタイプ）

パラマウントベッド

使用者のベッドからの離床または特定の場所（居室の入口、トイレ、玄関など）への移動を検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

- サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
- （送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
- （受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
- 最大使用者体重：138kg

通達距離：約100m（見通し）



POINT 1

コードレスで安心です
 コードに足や身体が引っかかることがないので、介護者様も安心です。

POINT 2

表示が分かりやすい
 受信機の液晶画面は表示がシンプルでわかりやすいので、情報の識別もご利用者情報の登録も簡単です。多人数を登録する場合、パソコン入力が便利です。

POINT 3

音色は10種類
 報知のアラーム音は10種類からお選びいただけます。振動（バイブレーション）で通知することも可能です。

POINT 4

自宅でも、施設でも
 受信機には最大80件を登録できます。また、送信機を中継機として追加することでさらに受信エリアを拡大できます。

家族コール2・Aタイプ テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2A	764040	00318-000055

- 床センサー・サイズ：全幅100×全高0.4×奥行50cm
- コンソール（送信機）
 電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
 ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信機）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Aタイプもご用意しております。

家族コール2・Bタイプ テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2B	764045	00318-000056

- ベッドセンサー・サイズ：全幅80×全高0.4×奥行30cm
- コンソール（送信機）
 電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
 ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信機）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Bタイプもご用意しております。

見守りSENSE α（ベッドタイプ）

パラマウントベッド

ベッド上での使用者の起きあがりを検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

- サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
- （送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
- （受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
- 最大使用者体重：138kg

通達距離：約100m（見通し）



POINT 5

操作や設定が簡単
 コンパクトな受信機は見やすい液晶表示と大型ボタンで、操作が簡単です。送信機も切替が簡単なほか、テストモード搭載で受信エリアの確認も容易です。

●受信機

コンパクトな本体に見やすい液晶表示
 大型ボタンで簡単操作

●送信機（中継機）

テストモード搭載による
 受信エリア簡単確認

その他機能も
 簡単切替

家族コール2・Cタイプ テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2C（赤外線センサー）	764050	00318-000057

- ハイパー・赤外線センサー K
 サイズ：全幅11×全高7×奥行3.5cm
 電源：006P 9V アルカリ電池1個
 または AC100V（ACアダプタ付）
- メロディチャイム10（受信機）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



赤外線センサー メロディチャイム10

設置型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007/予防給付:671007



かいじょくん CKA-K

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758155	00055-000145

- 重量: 1.4kg
- 材質: アルミ合金、樹脂、スチール、ステンレス



品名	商品コード	TAISコード
CKA-01-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758420 758145 758155	00055-000134
CKA-02-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758425 758145 758155	00055-000136
CKA-03 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758121 758145 758155	00055-000137
CKA-04 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758126 758145 758155	00055-000138

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758420	00055-000119

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 11.9kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758425	00055-000120

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 15.7kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758121	00055-000073

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 26.5×35.2cm
- 重量: 15.4kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758126	00055-000074

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 77.8cm
- 重量: 16kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

- 手すり間口: 51.6cm ●手すり高さ: 80~85cm
- ベース: 77.3×55.1cm
- 重量: 32.8kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)



たちあっぷ540

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

- 手すり間口: 53.7cm ●手すり高さ: 104~139cm
- ベース: 78×74.5cm ●重量: 34.7kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

屋内、屋外でも
使用可能な
補助手すり

ユニバーサルグリップ パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-95A	758183	00170-000583

- 寸法: 全高/約72・77・82cm (3段階調節)、脚部/55×60cm
- 重量: 約19kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外): 脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応ができない場合もございます。

ユニバーサルグリップ パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-95B	758185	00170-000584

- 寸法: 全高/約70・75・80cm (3段階調節)、脚部/55×60cm
- 重量: 約16kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外): 脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応ができない場合もございます。

楽起(らっきい) 狭所用波型 YM-118L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758535	01339-000020

- サイズ: 幅50×奥行50×高さ71~85cm
- 重量: 約17kg

狭いスペースにも
簡単に設置!!

楽起(らっきい) 狭所用波型 楽どめ壁面用付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000023	YM-118L-ID	758535	758520



楽起(らっきい) 狭所用波型 ウェイト5kg付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000024	YM-118L-ID	758535	758540



楽起(らっきい) 狭所用波型 楽どめ壁面用+ウェイト5kg付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000025	YM-118L-ID	758535	758520



楽起(らっきい) YM-103L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758505	01339-000007

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758500	01339-000006

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758510	01339-000005

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 YM-108L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758530	01339-000011

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 楽どめ付

山崎産業

A B C D E

TAISコード	●サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm	●重量: 約23kg
01339-000012		

介助バー型	型式	商品コード
YM-108L-ID	758530	



楽起(らっきい) ワイド 縦型 YM-109L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758525	01339-000013

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg




楽起(らっきい) ワイド 縦型 楽どめ壁面用付

山崎産業

A B C D E

TAISコード	●サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm	●重量: 約22kg
01339-000015		

縦型	型式	商品コード
YM-109L-ID	758525	



ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500

日進医療器

A B C D E

商品コード	TAISコード
758060	00175-000266

- サイズ: 手摺部/幅37~73cm×長さ152cm×高さ76~94cm
- 重量: 18.5kg
- 材質: 握り手・ベース/スチール (発泡樹脂コーティング仕上げ)



並列型



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

設置型手すり

アットグリップ NEW

アロン化成

あつという間に設置完了
いろんな場所であなただを支える

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
アットグリップ240片側タイプ	AT-C-240	758855	00221-000542
アットグリップ240両側タイプ	AT-C-240T	758860	00221-000543
アットグリップ630片側タイプ	AT-C-630	758620	00221-000544
アットグリップ630両側タイプ	AT-C-630T	758625	00221-000545
アットグリップ930片側タイプ	AT-C-930	758635	00221-000500
アットグリップ930両側タイプ	AT-C-930T	758640	00221-000501

●サイズ：240タイプ／幅80×奥行45×高さ75～85cm
630タイプ／幅80×奥行132×高さ75～85cm
930タイプ／幅80×奥行163×高さ75～85cm

●手すり高さ：75・80・85cm（3段階）
●重量：AT-C-240／約19kg、AT-C-240T／約22kg
AT-C-630／約39kg、AT-C-630T／約47kg
AT-C-930／約39kg、AT-C-930T／約48kg

<材質>
●手すり（930・630・240）：ウッド/ウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
●支柱・高さ調節支柱：アルミニウム
●ベースプレート・固定プレート：ステンレス
●高さ調節固定ピン：ポリエチレン・ステンレス
●エンド支柱ブラケット・可変支柱ブラケット（可動部）・可変支柱ブラケット（回転部、上・下）：アルミ合金
●滑り止めシート（大・中・小・目隠し）：（表面）絨物粒子、（接着面）ゴム系アクリル接着剤
●端末保護カバー：塩化ビニル樹脂 ●その他・樹脂部：ポリプロピレン

ATTOGRIP
アットグリップ

設置条件

●平坦な場所に設置する場合



●段差のある場所に設置する場合



〈AT-C-240〉	〈AT-C-240T〉	〈AT-C-630〉	〈AT-C-630T〉	〈AT-C-930〉	〈AT-C-930T〉



段差設置などで上下左右、柔軟に対応可能



スタンディ PN-L80401

パナソニック

折りたたみ可能な面手すり
面と棒の両方を備えることで、
立ち上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサポートします
さらに、折りたたみ可能な省スペース設計だから活用が広がります商品コード TAISコード
758865 00980-000315

●サイズ：幅63×奥行78×高さ70～85cm
●ベース厚さ：1.1cm
●重量：22.5kg
●最大使用者体重：100kg

<材質>
●ベース・手すり・フレーム：スチーム
●平面部：ポリエチレン
●手すり被覆部：エラストマー
●ベース線ゴム：合成ゴム
●カーペット：合成繊維



NEW



身体寸法・使用環境に合わせ高さ調整が可能です。

面高さ 35cm～50cm
3cmピッチ調整が可能※面と手すりの高さは連動しており、
別々に設定することはできません。

面で支えるので、安心して使える

ふちは持ちやすい形状でさらに、
しっかり握れるスリットもあり安心です。

面は使わない時、折りたためる

有効にスペースが使えます。狭い場所に設置
しても、家族の生活を邪魔しません。手すりは、ベースの
縦・横・中央に設置できる
さまざまな用途と場所に対応します。

ベストポジションバー

DIPPER ホクメイ

基本セット
NBP-100-80商品コード TAISコード
758300 00254-000017

<サイズ>
●使用サイズ：2.1～2.9m
●ボール部（直径）：4.5cm
●重量：5.2kg

ショート
NBP-100-90商品コード TAISコード
758347 00254-000049

<サイズ>
●使用サイズ：1.7～2.1m
●ボール部（直径）：4.5cm
●重量：4.7kg

<材質>
●主材：アルミパイプ
●表面：樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます

※地域によっては対応ができない場合もございます。



ベストポジションバーオプション

DIPPER ホクメイ

天井用丸型ベース NBP-221

商品コード TAISコード
758319 00254-000224

●ベース（直径）：16cm



3本掛け補強プレート BP-1001

商品コード TAISコード
758323 00254-000225

●ベース（長さ）：1m



U型アーム BP-110

商品コード TAISコード
758301 00254-000255

●手すり部：天然木
●ジョイント部：アルミダイカスト



ウェーブ型アーム BP-410

商品コード TAISコード
758303 00254-000257

●手すり部：天然木
●ジョイント部：アルミダイカスト



ジュピター 3点セット BP-140

商品コード TAISコード
758339 00254-000279

●手すり部：天然木
●ジョイント部：アルミダイカスト
●クッション：発泡樹脂（NBR）
※リングアーム・クッション・大型ベースの3点です。

※地域によっては対応ができない場合もございます。



ベストポジションバー 連結用部材

DIPPER ホクメイ

エンドブラケット（固定）

型式 商品コード
BP-200-10 758304

跳ね上げユニットB型

型式 商品コード
NBP-700-20 758309

天然木丸棒

サイズ	型式	商品コード
90cm	BP-600	758315
120cm	BP-610	758316

セットイメージ	品名	サイズ	商品コード	TAISコード	セット内容
	木手すり固定セット	90cm	758304 758315	00254-000246	エンドブラケット（固定）×2 天然木丸棒900×1
		120cm	758304 758316	00254-000249	エンドブラケット（固定）×2 天然木丸棒1200×1
	木手すり跳ね上げセット	90cm	758304 758315 758309	00254-000247	エンドブラケット（固定）×2 天然木丸棒900×1 跳ね上げユニットB型×1
		120cm	758304 758316 758309	00254-000250	エンドブラケット（固定）×2 天然木丸棒1200×1 跳ね上げユニットB型×1



ベスポジ-e DIPPER ホクメイ

仕様	型式	商品コード	セット内容	TAISコード
丸型ベース	BPE-100-11	758645	基本セット(丸)	00254-000052
T型ベース	BPE-100-10	758650	基本セット(T)	00254-000051
丸型 耐水	BPE-100-81	758645	基本セット(丸)	00254-000053
		758745	耐水ベース	
T型 耐水	BPE-100-80	758650	基本セット(T)	00254-000066
		758745	耐水ベース	

(丸型ベース)

(T型ベース)

(丸型 耐水)

(T型 耐水)

<サイズ>
●使用サイズ: 1.9~2.7m
●ポール部(直径): 4.5cm
●重量: 丸型/4.3kg
T型/4.4kg

<材質>
●主材: アルミパイプ
●表面: 樹脂コーティング

※地域によっては対応が
できない場合もございます。



従来より天井負担を軽減しつつ、
強度安全性がさらに向上しました

耐水ベース

型式	商品コード
BPE-100-90	758745

●ベース径: 20cm

玄関ポーチやベランダなどへ
設置する際のベースです

※基本セットの下部ベースを交換して使用します。

ベスポジ-e オプション DIPPER ホクメイ

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133

(35cm サイズ)

(ロングサイズ)

●手すり部: 天然木
●ジョイント部: ナイロン
●手すり径: 35φ

円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

●手すり部: 天然木
●ジョイント部: ナイロン
●製品直径: 28cm
●手すり径: 32φ

移乗などの
方向転換補助に

角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

●手すり部: 天然木
●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 30.2×20.2cm
●手すり径: 32φ

2WAYで
使用可能

膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

膝崩れ予防に

肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

リウマチなど
握れない方に

プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

床からの
立ち上がりなどに

※地域によっては対応ができない場合もございます。

セットイメージ	品名	サイズ	TAISコード	セット内容
	システム木手すり固定セット	60cm	00254-000113	システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000062	
		120cm	00254-000117	
	システム木手すり曲げセット	60cm	00254-000114	システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000063	
		120cm	00254-000118	
	システム木手すり跳ね上げセット	60cm	00254-000115	システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000064	
		120cm	00254-000119	
	システム木手すり取り外しセット	60cm	00254-000116	システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000065	
		120cm	00254-000120	
	システム伸縮手すり固定セット	60~90cm	00254-000169	システムエンドブラケット(固定)×2 システム伸縮手すり×1
		90~120cm	00254-000170	
	システム伸縮手すり曲げセット	60~90cm	00254-000171	システムエンドブラケット(曲げ)×2 システム伸縮手すり×1
		90~120cm	00254-000172	

ベスポジ-e 連結用部材 DIPPER ホクメイ

システムエンドブラケット(固定)	システムエンドブラケット(曲げ)	システムエンドブラケット(跳ね上げ)	システムエンドブラケット(取り外し)
型式 SBR-100-10	型式 SBR-100-20	型式 SBR-100-71	型式 SBR-100-72
商品コード 758655	商品コード 758685	商品コード 758720	商品コード 758715

SBR(固定用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-10	758725

SBR(曲げ用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-20	758730

SBR(跳ね上げ用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-73	758735

SBR(取り外し用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-74	758740

システムブラケット用丸棒


サイズ	商品コード	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり NEW

サイズ	商品コード	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850

システムブラケット用丸棒


※ブラケットは基本セットの数量分必要です。 ※アタッチメントは、ブラケットエンドキャップを取ると、接続・装着できます。




セットイメージ	品名	サイズ	型式	TAISコード	セット内容
	H型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-H11-060	00254-000097	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H11-090	00254-000054	
		120cm	BPE-H11-120	00254-000105	
	H型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H21-060	00254-000098	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H21-090	00254-000055	
		120cm	BPE-H21-120	00254-000106	
	H型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H31-060	00254-000099	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H31-090	00254-000056	
		120cm	BPE-H31-120	00254-000107	
	H型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-H41-060	00254-000100	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H41-090	00254-000057	
		120cm	BPE-H41-120	00254-000108	
	T型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-J11-060	00254-000101	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(固定)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(固定用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J11-090	00254-000058	
		120cm	BPE-J11-120	00254-000109	
	T型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J21-060	00254-000102	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(曲げ)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(曲げ用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J21-090	00254-000059	
		120cm	BPE-J21-120	00254-000110	
	T型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J71-060	00254-000103	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J71-090	00254-000060	
		120cm	BPE-J71-120	00254-000111	
	T型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-J81-060	00254-000104	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J81-090	00254-000061	
		120cm	BPE-J81-120	00254-000112	

組み合わせ例

3本以上の基本セットを連結する
際には、システムエンドブラケット
の一部にアタッチメントを用いる
ことで納まりをよくできます。



システムエンドブラケット(固定)×1を
SBR(固定用)連結アタッチメント×1に変更
または
システムエンドブラケット(曲げ)×1を
SBR(曲げ用)連結アタッチメント×1に変更



システムエンドブラケット(取り外し)×1を
SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1に変更
または
システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1を
SBR(跳ね上げ)連結アタッチメント×1に変更