

An abstract graphic on the left side of the page, consisting of various shades of blue squares and rectangles arranged in a complex, overlapping geometric pattern that tapers off towards the right.

福祉用具
総合カタログ

Vol.8

楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ



誕生、楽匠Z。

ベッドでの姿勢は、生きる姿勢につながっている。

いつまでもその人らしい生活を。

新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズでお応えします。

詳しくはP.12をご覧ください。

as human, for human
PARAMOUNT BED

CONTENTS

介護保険制度のご利用について	P. 4
福祉用具レンタルサービスの流れ	P. 5
販売品購入の流れ	P. 6
介護保険対象福祉用具	P. 7
利用者状態別 INDEX	P. 8
索引	P. 82
年齢早見表	P. 87

	■ 特殊寝台	P. 10
	■ 特殊寝台付属品	P. 18
	■ 床ずれ防止用具	P. 20
	■ 体位変換器	P. 29
	■ 徘徊感知機器	P. 31
	■ 手すり	P. 32
	■ 歩行補助つえ	P. 40
	■ 歩行器	P. 41
	■ 車いす	P. 44
	寸法・機能一覧	P. 60
	■ 車いす付属品	P. 63
	■ スロープ	P. 66
	■ 移動用リフト	P. 68
	■ 自動排泄処理装置	P. 73
	■ 購入品【排泄】	P. 74
	■ 購入品【入浴】	P. 78




工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において
次の登録認証機関が規格適合したことを認証した商品

JQA 一般財団法人 日本品質保証機構
MGS 一般財団法人 日本文化用品安全試験所
JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

介護保険制度のご利用について

■介護サービスの利用手続きとサービス内容



■サービス利用額の上限

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
支給限度額 (月額)	50,030円	104,730円	166,920円	196,160円	269,310円	308,060円	360,650円
ご利用者負担額 (月額 1割)	5,003円	10,473円	16,692円	19,616円	26,931円	30,806円	36,065円
ご利用者負担額 (月額 2割)	10,006円	20,946円	33,384円	39,232円	53,862円	61,612円	72,130円

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
 ※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。
 ※平成27年6月現在の金額です。変更になる場合があります。
 ※介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。この自己負担額について、これまで一律にサービス費の1割でしたが、平成27年8月から一定以上の所得がある方は2割となりました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

福祉用具レンタルサービスの流れ



●丸洗いで清潔な商品に



●環境にやさしい電解水消毒



●徹底したデータ管理



●車両の消毒



●菌検査の実施



●最終検査による品質の確保



販売品購入の流れ

1

ご相談・お問い合わせ

お気軽に担当までご相談ください。

2

選 定

ご使用になる方の身体状況、住環境等を確認させていただき、適切な福祉用具のご提案・アドバイスをいたします。
商品が決まりましたら、福祉用具の説明、料金の説明、介護保険特定福祉用具購入の仕組み等をご説明いたします。

3

お申し込み・ご契約

ご契約時に担当者が契約内容と料金や支払い方法を確認し、契約書を作成いたします。

4

役所への申請

介護保険を利用しての福祉用具購入は、購入前の申請が必要な場合があります。
各市区町村により申請方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

5

商品お届け

ご指示を受けた場所・日時にお届けに伺います。
福祉用具専門相談員が組立や設置、ご利用者に合わせて調整し、福祉用具の取り扱い方法、使用上の注意事項を商品と取扱説明書を用いながらご説明いたします。

6

お支払い

介護保険を利用しての福祉用具購入は、償還払いと受領委任払いの2通りのお支払い方法があります。
各市区町村によりお支払い方法が異なりますので、詳しくは担当までお問い合わせください。

7

役所への申請

介護保険を利用しての福祉用具購入は、購入後の申請が必要です。
もちろん代理申請を承りますのでご安心ください。

8

アフターサービス

万一不具合が発生しましたらご連絡ください。迅速に対応させていただきます。

レンタルで利用できる介護保険対象種目

福祉用具	介護給付サービスコード	予防給付サービスコード	利用条件
1. 車いす	171001	671001	自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限る。
2. 車いす付属品	171002	671002	クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3. 特殊寝台	171003	671003	サイドレールが取り付けがあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。 ①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ②床板の高さが無段階に調整できる機能
4. 特殊寝台付属品	171004	671004	マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
5. 床ずれ防止用具	171005	671005	次のいずれかに該当するものに限る。 ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6. 体位変換器	171006	671006	空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7. 手すり	171007	671007	取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8. スロープ	171008	671008	段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9. 歩行器	171009	671009	歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ①車輪を有するものにあつては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの ②四脚を有するものであっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10. 歩行補助つえ	171010	671010	松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフトストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。
11. 認知症老人徘徊感知機器	171011	671011	介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。
12. 移動用リフト	171012	671012	床走式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。）
13. 自動排泄処理装置	171013	671013	次の要件を満たすもの。 ①尿又は便が自動的に吸引されるもの ②尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの ③要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

特定福祉用具購入の対象種目

福祉用具	利用条件
1. 腰掛便座	次のいずれかに該当するものに限る。 ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの ②洋式便器の上に置いて高さを補うもの ③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ④便座、パケツ等からなり、移動可能である便器（居室において利用可能であるものに限る。）
2. 自動排泄処理装置の交換可能部品	尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。
3. 入浴補助用具	座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。 ①入浴用椅子 ②浴槽用手すり ③浴槽内椅子 ④入浴台（浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの） ⑤浴室内すのこ ⑥浴槽内すのこ ⑦入浴用介助ベルト
4. 簡易浴槽	空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
5. 移動用リフトのつり具の部分	身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

※介護保険利用の場合、月額レンタル価格および、購入価格の1割が自己負担額となります。なお平成27年8月から所得に応じて一部の方の負担割合が2割となりました。
※購入は年間10万円が限度額です。（毎年4月1日から1年間）
※自治体によって、介護保険の運用基準が異なりますので、お問い合わせください。
※仕様および外観は、メーカーの都合により予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
※寸法、角度、質量等の数値には、多少の誤差が含まれます。
※カタログと実際の製品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
※商品によっては、一部対応ができない地域がございます。

特殊寝台（電動ベッド）

電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

利用者状態別選定ポイント

A B C D E このマークを目安に選べます。

Bさん



床上（布団）からの立ち上がりも可能ですが、手すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要となることがあります。

Dさん



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

Cさん



床上（布団）からの立ち上がりは自力では不可能な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。移乗のためにベッドの高さ調整が必要です。

Eさん



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

電動ベッドの機能

背上げ機能



背上げ 起き上がりの動作を助けます。

膝上げ機能



膝上げ 背上げするときに体がずれてしまうのを防ぎます。

高さ調節機能



高さ調節 ベッドの床高を立ち上がりやすい高さに変え、立ち上がりの動作を助けます。

背・膝連動機能



背と膝の上げ下げを組み合わせることで、からだのずれや圧迫感が少なく、姿勢のずれにくい起き上がり動作ができます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、負担が軽減されます。

ラクリアーション

楽匠 Z シリーズ



従来の背と膝の上げ下げを組み合わせた動きに、ベッド全体を傾かせる動きを加えることで、床ずれの発生要因となる起きあがり時の身体のずれや圧迫感を大幅に軽減するとともに、起きあがり後の姿勢をしっかりと保持します。


らくらくーション

楽匠 Z シリーズ 楽匠 FeeZ シリーズ 楽匠 S シリーズ



ひとつのボタン操作で、からだをズレにくく、安定した姿勢で起き上がることができます。背上げをしたあとに介護する方が姿勢を直す負担を軽減できます。

介護用ベッド 製品開発の変遷



電動ベッドのサイズ

幅

83cm



接近しやすく介護がしやすい。

91cm



ゆったりとしたスペースと介護のしやすさを両立。


100cm



大柄の方でも充分に寝返りができるゆったりとしたスペース。


長さ

ミニ




適応身長を目安 150cm未満

レギュラー



適応身長を目安 150cm以上

ロング



適応身長を目安 170cm後半から ※ロングサイズは、レギュラーサイズのベッドと延長フレームの組み合わせです。

各部名称とベッド付属品

マットレス 参照 P.18

ベッドの上に敷いて使用します。寝返りするためには硬めのものが適しており、体圧分散には柔らかいものの方が効果が高いという特徴があります。

テーブル 参照 P.27

ベッドの上に差し掛けて使用します。ベッドサイドレールに乗せて使用するものや、門型の足やフレームを持つものなどがあります。

ベッドサイドレール 参照 P.25

ベッドで寝ている人の転落予防、寝具の落下防止を目的にしております。

介助バー 参照 P.26

ベッドの側面に取り付けて、ベッドからの乗り降りの際に体を支えます。つかまったり寝返りなどの補助として活用することが目的なので、ネジで固定されています。

脚部 参照 P.14・15・16・17

ベッドを支える部分で、キャスターを取り付けることもできます。

在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて



マークのある特殊寝台（電動ベッド）は、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる“すき間”について JIS 規格に定められた寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品（ベッドサイドレールなど）をお使いください。



楽匠 Z

らくしょう Zシリーズ

JIS T 9254



新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、
パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズです。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて
JIS規格（JIS T9254）の認証を取得しています。



POINT 1 身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起き上がり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクの最も高い仙骨部からお尻と太ももに移します。
安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあけてから上体を起こしはじめます。 少しく上体を起こしてから、ベッドが傾き始めます。 ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こします。 上体を起こしながら膝を下げることで、骨盤の立った姿勢で起き上がります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

POINT 2 姿勢が崩れにくいから リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。 背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。



※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションによる背あげ姿勢が多少異なります。

POINT 3 足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの外に足を降ろしやすくなっています。 また、ベッドの下スペースも広いので、立ち上がるときに十分に足を引くことができます。



POINT 4 天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くなるため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがちな視線が生活空間に向きやすくなります。 また身体が動かしやすいため、視界も広がりやすくなります。



POINT 5 足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、腰に負担がかりにくい姿勢で介護できます。 ベッドの下スペースが広いので、踏み込んで接近しやすい構造です。

※1モーションは高さ調節ができません。



POINT 6 液晶画面スイッチを 全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示が見やすいように白色液晶を使用しています。

サービスコード（特殊寝台） 介護給付：171003 / 予防給付：671003

楽匠 Z シリーズ



	セーフティラウンドボード (樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード (ハイトタイプ)	棚付ボード																																																						
3 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7331</td><td>707725</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7311</td><td>707685</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7321</td><td>707705</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7301</td><td>707665</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7331	707725	83cm幅	KQ-7311	707685	91cm幅 mini	KQ-7321	707705	83cm幅 mini	KQ-7301	707665	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7332</td><td>707730</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7312</td><td>707690</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7322</td><td>707710</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7302</td><td>707670</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7332	707730	83cm幅	KQ-7312	707690	91cm幅 mini	KQ-7322	707710	83cm幅 mini	KQ-7302	707670	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7333</td><td>707735</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7313</td><td>707695</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7323</td><td>707715</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7303</td><td>707675</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7333	707735	83cm幅	KQ-7313	707695	91cm幅 mini	KQ-7323	707715	83cm幅 mini	KQ-7303	707675	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7334</td><td>702325</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7324</td><td>702320</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7334	702325	91cm幅 mini	KQ-7324	702320
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7331	707725																																																							
	83cm幅	KQ-7311	707685																																																							
91cm幅 mini	KQ-7321	707705																																																								
83cm幅 mini	KQ-7301	707665																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7332	707730																																																								
83cm幅	KQ-7312	707690																																																								
91cm幅 mini	KQ-7322	707710																																																								
83cm幅 mini	KQ-7302	707670																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7333	707735																																																								
83cm幅	KQ-7313	707695																																																								
91cm幅 mini	KQ-7323	707715																																																								
83cm幅 mini	KQ-7303	707675																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7334	702325																																																								
91cm幅 mini	KQ-7324	702320																																																								
	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000785</td></tr></table>	TAISコード	00170-000785	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000786</td></tr></table>	TAISコード	00170-000786	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000787</td></tr></table>	TAISコード	00170-000787	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000928</td></tr></table>	TAISコード	00170-000928																																														
TAISコード	00170-000785																																																									
TAISコード	00170-000786																																																									
TAISコード	00170-000787																																																									
TAISコード	00170-000928																																																									
2 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7231</td><td>707645</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7211</td><td>707605</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7221</td><td>707625</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7201</td><td>707585</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7231	707645	83cm幅	KQ-7211	707605	91cm幅 mini	KQ-7221	707625	83cm幅 mini	KQ-7201	707585	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7232</td><td>707650</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7212</td><td>707610</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7222</td><td>707630</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7202</td><td>707590</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7232	707650	83cm幅	KQ-7212	707610	91cm幅 mini	KQ-7222	707630	83cm幅 mini	KQ-7202	707590	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7233</td><td>707655</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7213</td><td>707615</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7223</td><td>707635</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7203</td><td>707595</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7233	707655	83cm幅	KQ-7213	707615	91cm幅 mini	KQ-7223	707635	83cm幅 mini	KQ-7203	707595	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7234</td><td>702315</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7224</td><td>702310</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7234	702315	91cm幅 mini	KQ-7224	702310
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7231	707645																																																							
	83cm幅	KQ-7211	707605																																																							
91cm幅 mini	KQ-7221	707625																																																								
83cm幅 mini	KQ-7201	707585																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7232	707650																																																								
83cm幅	KQ-7212	707610																																																								
91cm幅 mini	KQ-7222	707630																																																								
83cm幅 mini	KQ-7202	707590																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7233	707655																																																								
83cm幅	KQ-7213	707615																																																								
91cm幅 mini	KQ-7223	707635																																																								
83cm幅 mini	KQ-7203	707595																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7234	702315																																																								
91cm幅 mini	KQ-7224	702310																																																								
	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000777</td></tr></table>	TAISコード	00170-000777	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000778</td></tr></table>	TAISコード	00170-000778	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000779</td></tr></table>	TAISコード	00170-000779	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000926</td></tr></table>	TAISコード	00170-000926																																														
TAISコード	00170-000777																																																									
TAISコード	00170-000778																																																									
TAISコード	00170-000779																																																									
TAISコード	00170-000926																																																									
1 モーション	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7131</td><td>707565</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7111</td><td>707525</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7121</td><td>707545</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7101</td><td>707505</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7131	707565	83cm幅	KQ-7111	707525	91cm幅 mini	KQ-7121	707545	83cm幅 mini	KQ-7101	707505	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7132</td><td>707570</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7112</td><td>707530</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7122</td><td>707550</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7102</td><td>707510</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7132	707570	83cm幅	KQ-7112	707530	91cm幅 mini	KQ-7122	707550	83cm幅 mini	KQ-7102	707510	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7133</td><td>707575</td></tr><tr><td>83cm幅</td><td>KQ-7113</td><td>707535</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7123</td><td>707555</td></tr><tr><td>83cm幅 mini</td><td>KQ-7103</td><td>707515</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7133	707575	83cm幅	KQ-7113	707535	91cm幅 mini	KQ-7123	707555	83cm幅 mini	KQ-7103	707515	<table><tr><th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr><tr><td>91cm幅</td><td>KQ-7134</td><td>702305</td></tr><tr><td>91cm幅 mini</td><td>KQ-7124</td><td>702300</td></tr></table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7134	702305	91cm幅 mini	KQ-7124	702300
	ベッド幅	型式	商品コード																																																							
	91cm幅	KQ-7131	707565																																																							
	83cm幅	KQ-7111	707525																																																							
91cm幅 mini	KQ-7121	707545																																																								
83cm幅 mini	KQ-7101	707505																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7132	707570																																																								
83cm幅	KQ-7112	707530																																																								
91cm幅 mini	KQ-7122	707550																																																								
83cm幅 mini	KQ-7102	707510																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7133	707575																																																								
83cm幅	KQ-7113	707535																																																								
91cm幅 mini	KQ-7123	707555																																																								
83cm幅 mini	KQ-7103	707515																																																								
ベッド幅	型式	商品コード																																																								
91cm幅	KQ-7134	702305																																																								
91cm幅 mini	KQ-7124	702300																																																								
	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000769</td></tr></table>	TAISコード	00170-000769	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000770</td></tr></table>	TAISコード	00170-000770	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000771</td></tr></table>	TAISコード	00170-000771	<table><tr><td>TAISコード</td><td>00170-000924</td></tr></table>	TAISコード	00170-000924																																														
TAISコード	00170-000769																																																									
TAISコード	00170-000770																																																									
TAISコード	00170-000771																																																									
TAISコード	00170-000924																																																									

●共通サイズ表

セーフティラウンドボード(樹脂製・木目調)	木製ボード	木製ボード(ハイトタイプ)	棚付ボード
(レギュラーサイズ・ミニサイズ)	(レギュラーサイズ・ミニサイズ)	(レギュラーサイズ・ミニサイズ)	(レギュラーサイズ・ミニサイズ)
< > は1モーションの寸法です [] はミニサイズの寸法です	< > は1モーションの寸法です [] はミニサイズの寸法です	< > は1モーションの寸法です [] はミニサイズの寸法です	< > は1モーションの寸法です [] はミニサイズの寸法です

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

楽匠 Z シリーズ

サービスコード (特殊寝台) 介護給付:171003 / 予防給付:671003

楽匠Zシリーズ 専用オプション

アクセスポート

パラマウントベッド

立ちあがりや室内移動をサポート

立ち座りや移乗、立位保持・歩行補助など、さまざまな使い方に対応する楽匠Zシリーズ専用の手すりです。楽匠Zシリーズのフレームに固定するので、安定感があります。

基本セット KQ-P70G



垂直ポール
KQ-P70P



歩行用手すり
KQ-P70T



〈KQ-P70G〉



〈KQ-P70GP〉



〈KQ-P70GT1〉



〈KQ-P70GT2〉



〈KQ-P70GT3〉



〈KQ-P70GF1〉



〈KQ-P70GF2〉



〈KQ-P70GF3〉



品名	型式	TAISコード	セット内容
アクセスポート基本セット	KQ-P70G	00170-000795	アクセスポート基本セット×1
アクセスポート・垂直ポールセット	KQ-P70GP	00170-000796	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1
アクセスポート・歩行用手すりセット 一連	KQ-P70GT1	00170-000797	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×1
アクセスポート・歩行用手すりセット 二連	KQ-P70GT2	00170-000798	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×2
アクセスポート・歩行用手すりセット 三連	KQ-P70GT3	00170-000799	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×3
アクセスポート・ポール手すりセット 一連	KQ-P70GF1	00170-000800	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×1
アクセスポート・ポール手すりセット 二連	KQ-P70GF2	00170-000801	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×2
アクセスポート・ポール手すりセット 三連	KQ-P70GF3	00170-000802	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×3

品名	商品コード
アクセスポート基本セット	711100
垂直ポール	711105
歩行用手すり	711110

延長フレーム

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

14cm長くなりませ

延長マットレスが別途、必要となります。

キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70C	714065	00170-000794

JIS認証取得

ベッドの高さが
約3cm高くなります。



保険対応外商品

ホルダー付IVポール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KC-56P70	00170-000844

※楽匠 Z シリーズ専用

※IVポール+IVポールホルダー

IVポール

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078

IVポールホルダー

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P70V	718155	00170-000843



ベッド付属品はこちらからお選びください

マットレス

参照 P.18

テーブル


参照 P.27

ベッドサイドレール

参照 P.25

介助バー

参照 P.26



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

楽匠 FeeZ シリーズ


楽匠 FeeZ

らくしゅう フィーズシリーズ

JIS T 9254



JQA JQ0308178



木製ボード

さらに安心感を高める“超”低床電動ベッド

独自の快適な背あげ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラス

楽匠 FeeZ シリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。


セーフティラウンドボード



POINT 1

15cmから55cmまで高さ調節が可能
最も低い状態で、ゆかからボトム上面までが
15cmの超低床設計。

ふとんからベッドに移行する際の
違和感が少なく、万一転落したと
きの衝撃も緩和できます。また、
高さは最高で55cmまであげること
ができ、ベッドからの立ちあがり
や介護にも配慮しています。



POINT 2

快適な背あげ機構・
らくらくモーション

手元スイッチの連動ボタンを操作することで、身体のずれ
と圧迫感を抑えながら、安定した姿勢で起きあがることが
できます。

※3モーターのみ。




POINT 3


暗いところでも
操作しやすい
白色液晶表示付き
手元スイッチ

	木製ボード	セーフティラウンドボード																		
3モーター	<table> <tr> <th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr> <td>91cm幅</td><td>KQ-7833</td><td>702255</td></tr> <tr> <td>TAISコード</td><td>00170-000893</td><td></td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7833	702255	TAISコード	00170-000893		<table> <tr> <th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr> <td>91cm幅</td><td>KQ-7831</td><td>702265</td></tr> <tr> <td>TAISコード</td><td>00170-000919</td><td></td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7831	702265	TAISコード	00170-000919	
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-7833	702255																		
TAISコード	00170-000893																			
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-7831	702265																		
TAISコード	00170-000919																			
2モーター	<table> <tr> <th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr> <td>91cm幅</td><td>KQ-7733</td><td>702250</td></tr> <tr> <td>TAISコード</td><td>00170-000892</td><td></td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7733	702250	TAISコード	00170-000892		<table> <tr> <th>ベッド幅</th><th>型式</th><th>商品コード</th></tr> <tr> <td>91cm幅</td><td>KQ-7731</td><td>702260</td></tr> <tr> <td>TAISコード</td><td>00170-000918</td><td></td></tr> </table>	ベッド幅	型式	商品コード	91cm幅	KQ-7731	702260	TAISコード	00170-000918	
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-7733	702250																		
TAISコード	00170-000892																			
ベッド幅	型式	商品コード																		
91cm幅	KQ-7731	702260																		
TAISコード	00170-000918																			

〈木製ボード〉



〈セーフティラウンドボード〉



楽匠 FeeZシリーズ 専用オプション

ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90H	714090	00170-000561

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS認証取得



キャスター

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90C	714055	00170-000560

ベッドの高さは変わりません。

JIS認証取得



キャスター付ハイトスペーサー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90CH	770002	00170-000608

ベッドの高さが6.5cm高くなります。

JIS認証取得



延長フレーム

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P78L	709235	00170-000936

JIS認証取得

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠FeeZシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

Q-AURA (クオラ)

サービスコード (特殊寝台) 介護給付:171003 / 予防給付:671003

Q-AURA (クオラ)

パラマウントベッド



(3モーターのみ)

高い安全性と確かな機能を併せ持つ電動介護用ベッド


Q-AURA (クオラ) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。




木製ボード



セーフティラウンドボード



[] はミニサイズの寸法です



[] はミニサイズの寸法です

こだわりの品質

安心安全への徹底したこだわり


安心してお使いいただくにはボトムの強度が重要。鋼板をプレスしてねじれをつけて、医療現場での使用にも耐える強度を実現しました。



使いやすさ


自立動作を支援し転倒を予防する 伝い歩きボード

ボード上部にグリップを設けることで、伝い歩きをサポート。また、ボードは簡単に取り外しが可能で、取り付ける時にはボードストッパーをかけることができる安心設計です。



最低床高25cm～ 最高床高60cmまでの高さ調節機構

最高床高は60cm。介護する方の腰の負担を抑えることができます。床からボトム上面までの最低床高は25cm。比較的小柄な方でもかかとが接地でき、より多くの方が安定した端座位をとれます。



液晶付手元スイッチ

液晶に角度・高さが表示されるので、使いやすい角度や高さに、誰もが同じように調節することができます。

	木製ボード				セーフティラウンドボード			
	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード	ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
3モーター 背上げ 膝上げ 高さ調節	91cm幅	KQ-63330	702240	00170-000917	91cm幅	KQ-63310	702150	00170-000874
	91cm幅 mini	KQ-63230	702245	00170-000916	91cm幅 mini	KQ-63210	702160	00170-000871
2モーター 背上げ 高さ調節	91cm幅	KQ-62330	702230	00170-000915	91cm幅	KQ-62310	702170	00170-000868
	91cm幅 mini	KQ-62230	702235	00170-000914	91cm幅 mini	KQ-62210	702180	00170-000865

キャスター			延長フレーム		
型式	商品コード	TAISコード	ベッド幅	型式	商品コード
KQ-39A	714050	00170-000592	91cm幅	KQ-P62L	709230
JIS 認証取得			JIS 認証取得		
ベッドの高さは変わりません。					

※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、Q-AURA (クオラ) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

サービスコード (特殊寝台付属品) 介護給付:171004 / 予防給付:671004

楽匠Sシリーズ

パラマウントベッド



らくらく モーション



木製ボード ワイドサイズ

ベッド幅	型式	商品コード
100cm幅	KQ-9652	705020
TAISコード	00170-000679	


2モーター



ベッド幅	型式	商品コード
100cm幅	KQ-9252	705220
TAISコード	00170-000678	



インテリア性を重視した
高級感のある木製ボード
ゆとりの100cm幅 ワイドサイズ



※延長フレーム・キャスター・ハイトスペーサーもご用意しております。

アウラ電動ベッド (1 モーター)

パラマウントベッド



電動で背中の角度調節ができるシンプルな1 モーター電動ベッド

アウラ電動ベッド (KQ-51300) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KQ-51300	703230	00170-000593

ボタンで簡単に背ボトムの角度を操作できます。
(膝ボトムは背ボトムに連動して最大8°まで上がります。)



ベッドの高さは組立時に3段階
(25cm (低)、29cm (中)、33cm (高))
のいずれかに設定できます。

キャスター			ハイトスペーサー		
型式	商品コード	TAISコード	型式	商品コード	TAISコード
KQ-38A	714100	00170-000591	KQ-37A	714105	00170-000601
JIS 認証取得			JIS 認証取得		
ベッドの高さが11.5cm高くなります。			ベッドの高さが7cm高くなります。		



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Sシリーズ、アウラ電動ベッド (KQ-51300) との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

購入

メーカー3点セット (制菌)

型式	商品コード	希望小売価格
KZ-639005 (100cm幅)	203372-10	17,820円 税別 16,500円
KZ-639003 (91cm幅)	203371-30	16,200円 税別 15,000円
KZ-639001 (83cm幅)	203371-10	16,200円 税別 15,000円
KZ-639004 (91cm幅 mini)	203371-40	16,200円 税別 15,000円
KZ-639002 (83cm幅 mini)	203371-20	16,200円 税別 15,000円

介護用ベッドに合わせた
マットレスパッド、
ボックスシート、
ピローケースのセット
いずれも制菌加工を
施して衛生面にも
配慮しています



パラマウントベッド

いずれも 洗濯可・抗菌

ボックスシート

側地/ポリエステル65%
(制菌加工)、綿35%
※ボックスシートは、厚さ7～
15cmのマットレスに対応

ピローケース

側地/ポリエステル65%
(制菌加工)、綿35%
※ピローケースは、一般的な枕
のサイズ43×63cmに適合

購入

スマートフィットピロー

型式	商品コード	希望小売価格
ハイトタイプ	RE-ZC038H	240340 21,060円 税別 19,500円
ロータイプ	RE-ZC038L	240341 21,060円 税別 19,500円
スーパーロータイプ	RE-ZC038SL	240342 21,060円 税別 19,500円

●サイズ: ハイトタイプ/幅80×長さ43×高さ9.1～10.5cm
ロータイプ/幅80×長さ43×高さ8.1～9.5cm
スーパーロータイプ/幅80×長さ43×高さ7.1～8.5cm

自然な寝返りをお手伝いする
枕・スマートフィットピローで、
良質な睡眠を手に入れてください



こんな方に使ってほしい

- なかなか寝付けられない方
- 寝返りのたびに、目が覚めてしまう方
- 朝起きたときに、首や肩に違和感のある方

マットレス

ストレッチシリーズ


マットレスは、ずれ軽減+より優れた体圧分散へ。

ベッドとジャストフィットする新機構「ストレッチシステム」によりマットレスが伸びて、背あがりの身体をずれを軽減できます。幅広いラインナップからお選びいただけます。

対象者の目安（床ずれ発生リスク度）			
なし	軽度	中等度	高度
ストレッチスリム			
ストレッチフィット			
ストレッチグライド			

ストレッチスリム
Stretch-Slim

動きやすさと快適なクッション性を両立する
厚さ7cmの薄型・軽量マットレス



■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777TQ	708570	00170-000749
91cm幅	KE-771TQ	708560	00170-000745
83cm幅	KE-773TQ	708550	00170-000747
91cm幅 mini	KE-772TQ	708565	00170-000746
83cm幅 mini	KE-774TQ	708555	00170-000748

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-777SQ	708545	00170-000744
91cm幅	KE-771SQ	708535	00170-000740
83cm幅	KE-773SQ	708525	00170-000742
91cm幅 mini	KE-772SQ	708540	00170-000741
83cm幅 mini	KE-774SQ	708530	00170-000743

ストレッチフィット
Stretch-Fit

マットレスが伸びて身体をずれを軽減する
ストレッチシステムに優れた体圧分散性をプラス



■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787TQ	708620	00170-000739
91cm幅	KE-781TQ	708610	00170-000735
83cm幅	KE-783TQ	708600	00170-000737
91cm幅 mini	KE-782TQ	708615	00170-000736
83cm幅 mini	KE-784TQ	708605	00170-000738

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-787SQ	708595	00170-000734
91cm幅	KE-781SQ	708585	00170-000730
83cm幅	KE-783SQ	708575	00170-000732
91cm幅 mini	KE-782SQ	708590	00170-000731
83cm幅 mini	KE-784SQ	708580	00170-000733

床ずれ防止用具

ストレッチグライド
Stretch-Glide

性質の異なるウレタンフォームを
2層追加してさらに優れた体圧分散性を発揮



■ 通気タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797TQ	722485	00170-000729
91cm幅	KE-791TQ	722475	00170-000725
83cm幅	KE-793TQ	722465	00170-000727
91cm幅 mini	KE-792TQ	722480	00170-000726
83cm幅 mini	KE-794TQ	722470	00170-000728

■ 清拭タイプ

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-797SQ	722460	00170-000724
91cm幅	KE-791SQ	722450	00170-000720
83cm幅	KE-793SQ	722440	00170-000722
91cm幅 mini	KE-792SQ	722455	00170-000721
83cm幅 mini	KE-794SQ	722445	00170-000723

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004
（床ずれ防止用具） 介護給付：171005 / 予防給付：671005


起きる時

マットレスが伸びて、より安定した起き上がり姿勢を。



寝ている時

独自のクロスライン構造で、自然な寝姿勢を。




パラフィットマットレス

柔らかく快適な寝心地を実現しつつ
立ち上がりや寝返りなどの動作をサポート

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-717Q	708520	00170-000699
91cm幅	KE-711Q	708510	00170-000697
83cm幅	KE-713Q	708500	00170-000698
91cm幅 mini	KE-7111Q	708515	00170-000700
83cm幅 mini	KE-7131Q	708505	00170-000701

①トップカバー／ポリエステル
②クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル
③加工：抗菌加工、防カビ加工、難燃加工

パラマウントベッド



エバーフィット（通気タイプ）

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
無膜ウレタンフォームによる“抜群の通気性”


ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-577Q	708321	00170-000439
91cm幅	KE-571Q	708311	00170-000438
83cm幅	KE-573Q	708301	00170-000437
91cm幅 mini	KE-5711Q	708316	00170-000441
83cm幅 mini	KE-5731Q	708306	00170-000440



エバーフィット（清拭タイプ）

リバーシブルで“選べるやわらかさ”
汚れや水分がしみこみ難いカバーを採用

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-527Q	708276	00170-000398
91cm幅	KE-521Q	708246	00170-000389
83cm幅	KE-523Q	708206	00170-000390
91cm幅 mini	KE-5211Q	708256	00170-000396
83cm幅 mini	KE-5231Q	708226	00170-000397



エバーリーフ7（通気タイプ）

ソフト面とハード面で寝心地が選べるリバーシブル構造
厚さ7cmの薄型・軽量タイプです

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-541T	708625	00170-000878
83cm幅	KE-543T	708630	00170-000880
91cm幅 mini	KE-542T	708665	00170-000912
83cm幅 mini	KE-544T	708670	00170-000913



プレグラーマットレス

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに
適しています

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KE-557Q	708202	00170-000444
91cm幅	KE-551Q	708020	00170-000159
83cm幅	KE-553Q	708000	00170-000142
91cm幅 mini	KE-5511Q	708200	00170-000286
83cm幅 mini	KE-5531Q	708180	00170-000285



マットレス

マットレス／ウレタンフォームマットレス

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004／予防給付：671004

クレーターマットレス

パラマウントベッド

からだとうレタン凸部の接触面積が小さく、
圧迫感を軽減します

厚さ
9cm



ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-761	708140	00170-000043
83cm幅	KE-763	708120	00170-000044

アルファプラ すくっとRe 通気タイプ

タイカ

高弾性ウレタンで動きやすさをサポート
アクティブエリアで寝返りをサポートします

厚さ
8cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	TS-SKT-ReA1R	708650	00563-000108
83cm幅	TS-SKT-ReA3R	708645	00563-000106
91cm幅 mini	TS-SKT-ReA1S	708660	00563-000109
83cm幅 mini	TS-SKT-ReA3S	708655	00563-000107



アクティブエリア

寝返りをサポート
アクティブエリアに設けた空洞部分に変形し、洗み込むことによって寝返りがしやすくなりました。

肩の部分が一番洗み込みます。

中央部分の柔らかめのウレタンフォームが体圧分散性能を発揮。外側に向かって徐々に硬くなります。

すくっともご用意しております。

床ずれ防止用具

ウレタンフォーム

マキシーフロート


パラマウントベッド

お手入れは清拭だけ、抗菌効果もある
体圧分散マットレスです

厚さ
15cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-801A	722025	00170-000045
83cm幅	KE-803A	722005	00170-000046

●トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
●クッション材／高弾力性ウレタンフォーム、ポリエステル繊維



KE-801、KE-803 もご用意しております。

ウレタンフォーム

アクアフロート 通気タイプ

パラマウントベッド

中央部に埋め込まれた水溶液のパックが、
床ずれ発生リスクの高い臀部の圧力を効果的に分散させます
背上げした時に、特に高い効果を発揮します

厚さ
12cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-841Q	722115	00170-000507
83cm幅	KE-843Q	722110	00170-000508
91cm幅 mini	KE-8411Q	722119	00170-000511
83cm幅 mini	KE-8431Q	722118	00170-000512

●トップカバー／ポリエステル
●クッション材／ウレタンフォーム・ポリエステル・水溶液



上半身・臀部・かかとの各部位に適した3つの構造

サービスコード（床ずれ防止用具） 介護給付：171005／予防給付：671005

ウレタンフォーム

アキュマックス

パラマウントベッド

ウレタンフォームとエアのハイブリッド型
優れた体圧分散性能を発揮します

厚さ
15.5cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-821	722160	00170-000259
83cm幅	KE-823	722170	00170-000260

●トップカバー／ポリウレタン・ポリエステル
●クッション材／ウレタンフォーム、ポリエステル



ウレタンフォーム

アルファプラL 通気タイプ


タイカ

床ずれが心配になり始めた方に適していて
体圧分散と動きやすさのバランスが特徴

厚さ
10cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-LAOR	724740	00563-000095
91cm幅	MB-LA1R	724720	00563-000093
83cm幅	MB-LA3R	724700	00563-000091
91cm幅 mini	MB-LA1S	724730	00563-000094
83cm幅 mini	MB-LA3S	724710	00563-000092

●カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
●クッション材／aGEL・ポリウレタンフォーム



マットレスの両端が硬く、
端座位が安定します

ウレタンフォーム

アルファプラF 通気タイプ

タイカ

独自の4×4スリット加工で、体重が軽い人でも
身体にフィットし体圧を分散します

厚さ
13cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-FAOR	722425	00563-000069
91cm幅	MB-FA1R	722410	00563-000067
83cm幅	MB-FA3R	722405	00563-000064
91cm幅 mini	MB-FA1S	722415	00563-000066
83cm幅 mini	MB-FA3S	722420	00563-000063

●カバー／ポリエステル 通気カバータイプ
●クッション材／aGEL・ポリウレタンフォーム

4×4スリットが身体を
やさしく包み込みます。



高硬度ウレタンフォームで
安定感を確保

ウレタンフォーム

アルファプラ


タイカ

αGELとゲルサンド構造が実現した
「高い床ずれ防止効果」と「ベッド上での動きやすさ」
トータルバランスに優れたマットレスです

厚さ
11.5cm

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	MB-11-LIGHT-R0	722220	00563-000012
91cm幅	MB-11-LIGHT-R1	722200	00563-000008
83cm幅	MB-11-LIGHT-R3	722180	00563-000005
91cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R1-M	722240	00563-000011
83cm幅 mini	MB-11-LIGHT-R3-M	722300	00563-000010

●カバー／表地：ポリエステル、裏地：ポリウレタン 撥水・防水・制菌加工
●クッション材／αGEL・ポリウレタン



高機能エアマットレス

サービスコード（床ずれ防止用具） 介護給付：171005 / 予防給付：671005

体位変換器／高機能エアマットレス

スモールチェンジ ラグーナ

スモールチェンジ機能が療養者の快眠を守り、
介護者の負担を減らします

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-711	724640	00206-000106
91cm幅	CR-703	724625	00206-000103
83cm幅	CR-700	724620	00206-000102
91cm幅 mini	CR-707	724635	00206-000105
83cm幅 mini	CR-705	724630	00206-000104

<100cm> <91・83cm>




非課税

非課税

ケーブル

厚さ
13.5cm



自動で小さな体位変換を頻回に行う



スモールチェンジ機能

違和感なく安心・安楽な
対角線上の動き



自動体位
変換機能

換気

リプレイスメント

背上げモード

静止モード

クイックハード

停電対策
機能

高機能エアマットレス

ビッグセル インフィニティ

マットレスに内蔵されたセンサーが背上げ角度を探知して
圧切り替えを静止し、最適な内圧に自動調整します

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-559	724370	00206-000074
91cm幅	CR-555	724355	00206-000074
83cm幅	CR-550	724350	00206-000074
91cm幅 mini	CR-557	724365	00206-000074
83cm幅 mini	CR-553	724360	00206-000074

ケーブル

厚さ
17cm



換気

リプレイスメント

背上げモード

微波動モード

クイックハード

停電対策
機能

冷え対策

●ビッグセル
インフィニティ

●ビッグセル
インフィニティプラス

ビッグセル インフィニティプラス

専用マットレスの足元部分に組み込まれたプラス専用パッドがエアマットレス内部の冷えを防ぎます

ベッド幅	型式	TAISコード	インフィニティプラス	インフィニティ	専用パッド
100cm幅	CR-569	00206-000076	型式	型式	商品コード
91cm幅	CR-565	00206-000076	CR-569	CR-559	724370 +
83cm幅	CR-561	00206-000076	CR-565	CR-555	724355 +
91cm幅 mini	CR-567	00206-000076	CR-561	CR-550	724350 +
83cm幅 mini	CR-563	00206-000076	CR-567	CR-557	724365 +
			CR-563	CR-553	724360 +
					CR-549 724565

※「冷え対策」は
インフィニティプラスのみ

高機能エアマットレス

エアマスターネクサスR

幅広い療養者や状態の変化に対応できる
「NEXUS」の進化系高機能エアマットレス

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	CR-685	724440	00206-000087
91cm幅	CR-663	724600	00206-000083
83cm幅	CR-660	724595	00206-000082
91cm幅 mini	CR-667	724610	00206-000085
83cm幅 mini	CR-665	724605	00206-000084

ケーブル

厚さ
12cm



ワンタッチで使用できる
“かんたんモード”を搭載

<100cm>

<91・83cm>

換気

リプレイスメント

背上げモード

微波動モード

クイックハード

停電対策
機能

高機能エアマットレス

エアマスターネクサス

新形状のエアセルが、療養者の状態の変化に対応
予防目的から軽度、さらに重度まで、幅広くご利用いただけます

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	CR-610	724405	00206-000067
83cm幅	CR-600	724400	00206-000067
91cm幅 mini	CR-620	724415	00206-000067
83cm幅 mini	CR-640	724410	00206-000067

ケーブル

厚さ
13cm



換気

リプレイスメント

背上げモード

リハビリモード

微波動モード

停電対策
機能

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004 / 予防給付：671004

特殊寝台付属品

ベッドサイドレール

転落予防や、寝具の落下予防に。

抜き差しがしやすく使いやすいベッドサイドレールです。ベッドからの転落や寝具の落下を予防するために使います。
(立ちあがり時など、支えとしてお使いになる場合は介助バーをお使いください)

ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-161Q	710159	00170-000527
KS-171Q	710162	00170-000529

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

●長さ：96.4cm ●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ホワイトアイボリー

※KS-161Q/全高：50.3cm
KS-171Q/全高：56.3cm



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126M	710201	00170-000806
KS-146M	710206	00170-000807

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

●長さ：96.4cm ●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ミディアム

※KS-126M/全高：50.5cm
KS-146M/全高：56.5cm



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-191Q	710185	00170-000752

JIS 認証取得

●長さ：82.7cm ●全高：50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ホワイトアイボリー

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

コンパクトで使いやすいサイズ



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-151Q	710153	00170-000537

JIS 認証取得

●長さ：58.9cm ●全高：50.3cm
●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：ホワイトアイボリー



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズ、Q-AURA（クオラ）、アウラ電動ベッド（KQ-51300）との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-161QC	00170-000539
型式	商品コード
KS-161Q	710159
KS-16C	710145

●長さ：97.5cm ●高さ：51cm
※ベッドサイドレールKS-161Q（JIS認証取得）と
ソフトカバーKS-16Cのセットです。

●色：カバー……ベージュ



ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-126C	710149	00170-000532
KS-146C	710230	00170-000535

JIS 認証取得

※1本単位でご注文を受付いたします。

●長さ：96.4cm ●材質：スチールパイプ・樹脂
●色：チェリー

※KS-126C/全高：50.5cm
KS-146C/全高：56.5cm



ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-191QC	00170-000763
型式	商品コード
KS-191Q	710185
KS-19CA	710195

※ベッドサイドレールKS-191Q（JIS認証取得）と
ソフトカバーKS-19CAのセットです。

※介助バーとの組み合わせ・単独での使用専用です。

●長さ：85.3cm
●全高：51.5cm
●色：カバー……ベージュ



ソフトカバー付ベッドサイドレール

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-151QC	00170-000543
型式	商品コード
KS-151Q	710153
KS-15C	710148

●長さ：60cm ●全高：51cm
●色：ベージュ



※ベッドサイドレールKS-151Q（JIS認証取得）と
ソフトカバーKS-15Cのセットです。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台付属品

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004／予防給付：671004

ベッド用手すり

立ち上がり動作をしっかりと支援。

お使いになる方のために考えられた介助バーは、ベッドから離れる動作を支援するばかりでなく、さまざまな局面でご利用いただけます。



スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-098A	712085	00170-000898

JIS認証取得

※長さ：112.1cm ※全高：52.6cm
※材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…エラストマー
※色：ホワイトアイボリー

つかまりやすい新形状



1本

KS-096A、KS-096Dもご用意しております。

サイドグリップ

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KS-030A	710210	00170-000897

JIS認証取得

※長さ：82.2cm ※全高：52.3cm
※材質：主材…スチールパイプ
グリップ表面…PP樹脂、エラストマー
※色：ホワイトアイボリー

使いやすいコンパクトサイズ



1本


ソフトカバー付スイングアーム介助バー

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-098ACL	00170-000901

型式	商品コード
KS-098A	712085
KS-98CL	712095

※KS-098ACLは、スイングアーム介助バーKS-098A（JIS認証取得）とソフトカバーKS-98CLのセットです。



1本


ソフトカバー付サイドグリップ

パラマウントベッド

型式	TAISコード
KS-030AC	00170-000902

型式	商品コード
KS-030A	710210
KS-30C	710220

※KS-030ACは、サイドグリップKS-030A（JIS認証取得）とソフトカバーKS-30Cのセットです。



1本

サイドサポート

パラマウントベッド


型式	商品コード	TAISコード
KA-038B（ボトム取付式）	710161	00170-000354
KA-037BL（オプション受け差込式）	710171	00170-000558
KA-037BR（オプション受け差込式）	710170	00170-000557

※長さ：63cm ※幅：12cm

※KA-038Bは楽匠Zシリーズでは使用できません。



1本



KA-038B
※頭側専用

KA-037BL……①
KA-037BR……②

※左図の位置に取り付けられます。

KA-037Bもご用意しております。



保険対応外商品

IVポール

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KC-56	718140	00170-000078



IVポールホルダー

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KQ-P90V	718150	00170-000686

●楽匠Sシリーズ、Q-AURA専用

IVスタンド

パラマウントベッド

型式	商品コード
KC-508	718160



※ JIS 認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズ、楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズ、Q-AURA（クオラ）、アウラ電動ベッド（KQ-51300）との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台付属品

オーバーテーブル

パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
100cm幅	KQ-060W	718005	00170-000375
91cm幅	KQ-060L	718010	00170-000374
83cm幅	KQ-060M	718015	00170-000373

※幅：31cm

※材質：表面／ポリエステル化粧板、両端／樹脂製



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-192	716005	00170-000233

※寸法：幅80.7×奥行42×高さ63.5～92.5cm

※重量：17kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



在庫限定



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1920	716095	00170-000716

※寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm

※重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-813	716075	00170-000387

※寸法：幅121×奥行40×高さ63～95.5cm

※重量：16kg



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-282	716085	00170-000399

※寸法：幅80.8×奥行45×高さ63～95.5cm

※重量：11kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-195	716010	00170-000376

※寸法：幅80.7×奥行42×高さ63.5～92.5cm

※重量：18kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



在庫限定



ベッドサイドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-1930	716100	00170-000751

※寸法：幅90.7×奥行44.5×高さ61～92.5cm

※重量：14kg

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトスペーサーが必要です。



オーバーベッドテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-833LB（ミディアムオーク）	716070	00170-000317

※寸法：幅133.4×奥行63.4×高さ63～95cm

※重量：24kg



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

特殊寝台付属品

リハビリテーブル

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-850	716020	00170-000265

- 寸法：幅90×奥行63.4cm ●重量：20kg
- 甲板寸法：幅90×奥行60cm
- 甲板高さ：53～78cm（11段階調節）
- 甲板角度：0°（水平）・15°・30°・90°
- 材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧板



※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。

端座位保持テーブル

パラマウントベッド

座位保持が不安定な方の「座る」リハビリテーションをサポート

型式	商品コード	TAISコード
KF-890	716053	00170-000574

- 寸法：幅68×奥行77×高さ55～80cm（11段階調節）
- 重量：21kg
- 材質：本体／スチール製、天板／樹脂化粧板
- 肘パッド（2個）付き

※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。




リターンベルト

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29051	720050	00170-000841

- サイズ：105～125cm ●重量：520g
- 材質：外側／ポリアミド、内側／ポリスチレン
- 最大使用者体重：135kg

骨盤部を支えて
立ちあがりや歩行を補助します



※リターン（P.70掲載）との併用により立位保持が可能です。

フレキシベルト ハグ M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52072	720035	00170-000694

- ウエストサイズ：70～120cm



フレックスボード

ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
720110	00245-000151

- サイズ：長さ110×幅50cm
- 重量：1.63kg
- 材質：ポリエステル・ポリエチレン
- 最大使用者体重：160kg



折りたたみ時

サービスコード（特殊寝台付属品） 介護給付：171004／予防給付：671004

リハビリテーブル（ベルト付）

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KF-840BS	716050	00170-000826

- 寸法：幅79×奥行58cm（テーブル面）
高さ54～79cm（11段階調節可）
- 重量：13kg
- 材質：本体／スチール製
天板／メラミン樹脂化粧板



※楽匠FeeZシリーズ、楽匠Sシリーズで使用する場合は、ハイトペーサーが必要です。

KQ-550もご用意しております。

※地域によっては対応ができない場合もございます。



ターンテーブルハードS

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52044	720120	00170-000706

- サイズ：直径380mm ●重量：1.1kg
- 材質：ABS樹脂 ●最大使用者体重：135kg



移乗時の
方向転換に



イーゼーグライド M

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A29036	720000	00170-000570

- サイズ：長さ60×幅33cm ●重量：0.89kg
- 材質：ポリエチレン ●橋渡しする距離：10cm以下
- ボードの両端：15cm以上



こんな方に適しています

- ベッド上中心の生活
- 立位・座位ともに困難



寝た状態のまま、ベッドからストレッチャー、リクライニング・チルト車いすへの移乗ができるマルチなボード

6つのセクションから成り立つ特殊形状で、フレキシブルにフィットするため移乗をスムーズに行えます。



サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006／予防給付：671006

バナナターン

パラマウントベッド

使い方がわかりやすい
イラスト入り
（Sサイズを除く）



持ちやすい
グリップ

Lサイズ

Mサイズ

Sサイズ

〈Lサイズ〉



〈Mサイズ〉




〈Sサイズ〉




サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KE-P151	756030	00170-000682
M	KE-P152	756040	00170-000683
S	KE-P153	756050	00170-000684

- Lサイズ／●寸法：全長約140×全幅42cm ●重量：約1.3kg
- Mサイズ／●寸法：全長約109×全幅31cm ●重量：約0.7kg
- Sサイズ／●寸法：全長約46×全幅21cm ●重量：約0.2kg

LまたはMサイズを利用した
体位変換例
（2個使用した場合）



Sサイズを利用した
体位変換例
（肩にあてた場合）




イーゼースライドM

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KZ-A52043	720095	00170-000611

- サイズ：長さ70×幅100cm

体の下に敷き込み摩擦を減らして
移動も容易に行えます



摩擦の軽減により
車いすへの移動が
容易におこなえます。



フレキシムープ（別売）を併用して、寝位置の修正が容易におこなえます。

ペンギンサポート

パラマウントベッド

型式	商品コード	TAISコード
KE-100S	756060	00170-000713

- 寸法：全長約163×全幅約48cm
- 重量：約0.3kg
- 材質：本体／ナイロン（撥水加工）、中板／ポリエチレンフォーム
面ファスナー／ポリエステル、ビニールバック／ポリ塩化ビニル
- 最大使用者体重：138kg



※地域によっては対応ができない場合もございます。



おむつ交換などを、より楽に、
より安全におこなえます。



寝位置の修正にも
利用できます。

ナーセントパットA（3ピース）NP

アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
756000	00149-000012

- サイズ：（大ピース）全幅40×全高10×奥行40cm
（小ピース）全幅40×全高10×奥行20cm
- 重量：（大ピース）0.85kg
（小ピース）0.45kg×2 計1.75kg
- 材質：低反発性高密度特殊ウレタン

- 体位変換
- 良肢位の保持
- 床ずれ部位の除圧



※地域によっては対応ができない場合もございます。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

体位変換器

体位変換器

サービスコード（体位変換器） 介護給付：171006／予防給付：671006

ナーセントEx（専用Ab防水カバー付） **NEW**

アイ・ソネックス



サイズ	商品コード	TAISコード
ロール100	756115	00149-000036
ロール150	756120	00149-000035
ロール200	756125	00149-000034
ワイド	756130	00149-000037
ユー M	756135	00149-000038
ユー L	756140	00149-000039

ロール100／●サイズ：長さ100cm、ロール厚み24×7cm ●重量：0.9kg
 ロール150／●サイズ：長さ150cm、ロール厚み24×7cm ●重量：1.35kg
 ロール200／●サイズ：長さ200cm、ロール厚み24×7cm ●重量：1.8kg
 ワイド／●サイズ：縦80×横70×厚さ5cm ●重量：1.9kg
 ユー M／●サイズ：縦48×横52×厚さ13～3cm ●重量：0.7kg
 ユー L／●サイズ：縦77×横57×厚さ14.5～9cm ●重量：1.25kg
 ●材質：生地／ポリエステル・綿、中身／ポリエステル繊維チップ



よせる

ひろげる

そわせる

体位変換に便利なハンドル付
 どのタイプにも体位変換に便利なハンドルが付いています。
 介助者は、仰臥位から側臥位への体位変換を簡単に負担なく行うことができます。

ポジションングに最適な中材
 中材に、流動性と形状保持性を備えた特殊チップを使用しています。チップは、手で寄せたり広げたりして動かしますが互いに絡み合うので、整えた形状が崩れにくいのが特長です。

優しい肌ざわりの防水カバー
 カバーは、弾力性や伸縮性の良さにこだわったオリジナル生地です。
 ふんわりと柔らかで心地の良い肌ざわりに加え、防汚加工を施したすると汚れが落ちやすい防水カバーです。

丸洗い可能！オートクレープ滅菌できる安心素材
 丸洗いや乾燥機の使用ができます。乾燥機や天日干しでふんわり気持ち良く復元します。本体は、熱湯でのつけ置きや塩素系漂白剤での消毒、オートクレープで滅菌ができるので、万一の時も安心です。

〈ロール100〉	〈ロール150〉	〈ロール200〉	〈ワイド〉	〈ユー M〉	〈ユー L〉

ウェルピー HC（超撥水カバー付）


タイカ



サイズ	型式	商品コード	TAISコード
ジャンボ	PC-HC-J1	758755	00563-000073
ピロー	PC-HC-P1	758760	00563-000080
ウェーブ	PC-HC-W1	758765	00563-000076
ウェーブ（ロング）	PC-HC-W2	758770	00563-000081
ブーメラン（大）	PC-HC-B1	758775	00563-000074
ブーメラン（小）	PC-HC-B2	758780	00563-000075

ジャンボ／●サイズ：長さ73×幅73cm ●重量：2.4kg
 ピロー／●サイズ：長さ80×幅30cm ●重量：0.8kg
 ウェーブ／●サイズ：長さ65×幅75cm ●重量：1.1kg
 ウェーブ（ロング）／●サイズ：長さ80×幅75cm ●重量：1.5kg
 ブーメラン（大）／●サイズ：長さ90×幅50cm ●重量：1.3kg
 ブーメラン（小）／●サイズ：長さ74×幅44cm ●重量：0.8kg
 ●材質：生地／ポリエステル、中身／ウレタンフォーム・ナイロン

持ち手を使ってやさしい体位変換
 中材は特殊加工のウレタンチップで安定性と耐久性に優れています



●持ち手を使うことにより、少ない力でご利用者に優しく体位変換することが可能です。

持ち手をにぎり、利用者の身体を支えます。

にぎった持ち手を引き寄せるようにして利用者の上半身の向きを変えます。広い面積で支えられているので、利用者がリラックスした状態で安定して体位変換ができます。

超撥水カバー付
 ●材質：ポリエステル
 超撥水加工
 ※従来品よりも耐久性が高く、100回洗濯後も撥水性能を維持します。

〈ジャンボ〉	〈ピロー〉	〈ウェーブ〉	〈ウェーブ（ロング）〉	〈ブーメラン（大）〉	〈ブーメラン（小）〉

サービスコード（認知症老人徘徊感知機器） 介護給付：171011／予防給付：671011

徘徊感知機器

見守りSENSE α（フロアタイプ）

パラマウントベッド

使用者のベッドからの離床または特定の場所（居室の入口、トイレ、玄関など）への移動を検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

- サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
- （送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
- （受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
- 最大使用者体重：138kg

通達距離：約100m（見通し）



POINT 1
 コードレスで安心です
 コードに足や身体が引っかかることがないので、介護者様も安心です。

POINT 2
 表示が分かりやすい
 受信機の液晶画面は表示がシンプルでわかりやすいので、情報の識別もご利用者情報の登録も簡単です。多人数を登録する場合、パソコン入力が便利です。

POINT 3
 音色は10種類
 報知のアラーム音は10種類からお選びいただけます。振動（バイブレーション）で通知することも可能です。

POINT 4
 自宅でも、施設でも
 受信機には最大80件を登録できます。また、送信機を中継モードとして追加することでさらに受信エリアを拡大できます。

家族コール2・Aタイプ テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2A	764040	00318-000055

- 床センサー・サイズ：全幅100×全高0.4×奥行50cm
- コンソール（送信器）
 電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
 ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Aタイプもご用意しております。

家族コール2・Bタイプ テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2B	764045	00318-000056

- ベッドセンサー・サイズ：全幅80×全高0.4×奥行30cm
- コンソール（送信器）
 電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V
 ACアダプタ両用
- メロディチャイム10（受信器）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Bタイプもご用意しております。

見守りSENSE α（ベッドタイプ）

パラマウントベッド

ベッド上での使用者の起きあがりを検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機（中継機）×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機（中継機）	991159	00170-000911

- サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
- （送信機）電源：単4電池・電源ケーブル（5V/1A）
- （受信機）電源：充電電池（ニッケル水素電池）・電源ケーブル（5V/1A）
- 最大使用者体重：138kg

通達距離：約100m（見通し）



POINT 5
 操作や設定が簡単
 コンパクトな受信機は見やすい液晶表示と大型ボタンで、操作が簡単です。送信機も切替が簡単なほか、テストモード搭載で受信エリアの確認も容易です。

●受信機
 コンパクトな本体に見やすい液晶表示
 大型ボタンで簡単操作

●送信機（中継機）
 テストモード搭載による
 受信エリア簡単確認

その他機能も
 簡単切替

家族コール2・Cタイプ テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します！

型式	商品コード	TAISコード
HK-2C（赤外線センサー）	764050	00318-000057

- ハイパー・赤外線センサー K
 サイズ：全幅11×全高7×奥行3.5cm
 電源：006P 9V アルカリ電池1個
 または AC100V（ACアダプタ付）
- メロディチャイム10（受信器）
 電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



赤外線センサー メロディチャイム10

設置型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007/予防給付:671007


かいじょくん CKA-K

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758155	00055-000145

- 重量: 1.4kg
- 材質: アルミ合金、樹脂、スチール、ステンレス



品名	商品コード	TAISコード
CKA-01-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758420 758145 758155	00055-000134
CKA-02-1 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758425 758145 758155	00055-000136
CKA-03 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758121 758145 758155	00055-000137
CKA-04 ベッドでとまるくん かいじょくん付	758126 758145 758155	00055-000138

たちあっぷ CKA-01-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758420	00055-000119

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 11.9kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-02-1

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758425	00055-000120

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 33.8cm
- 重量: 15.7kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-03

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758121	00055-000073

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×60cm ●手すり間口: 26.5×35.2cm
- 重量: 15.4kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



たちあっぷ CKA-04

矢崎化工

A B C D E

商品コード	TAISコード
758126	00055-000074

- 高さ: 幅70~80cm (5cm間隔3段階)
- ベース: 50×90cm ●手すり間口: 77.8cm
- 重量: 16kg
- <材質>
- ベース部: スチール ●フチ部: ゴム
- 手すり部: プラスチック被覆スチールパイプ、プラスチック



あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKE-01-1	758380	00055-000109

- 手すり間口: 51.6cm ●手すり高さ: 80~85cm
- ベース: 77.3×55.1cm
- 重量: 32.8kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)



たちあっぷ540

矢崎化工

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
CKH-01	758440	00055-000127

- 手すり間口: 53.7cm ●手すり高さ: 104~139cm
- ベース: 78×74.5cm ●重量: 34.7kg
- <材質>
- ベース部: ステンレス
- 手すり部: イレクター、アルミ合金 (ジョイント)

屋内、屋外でも
使用可能な
補助手すり

ユニバーサルグリップ パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-95A	758183	00170-000583

- 寸法: 全高/約72・77・82cm (3段階調節)、脚部/55×60cm
- 重量: 約19kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外): 脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応ができない場合もございます。

ユニバーサルグリップ パラマウントベッド

A B C D E

型式	商品コード	TAISコード
KQ-95B	758185	00170-000584

- 寸法: 全高/約70・75・80cm (3段階調節)、脚部/55×60cm
- 重量: 約16kg ●色: ホワイトアイボリー
- <材質>
- グリップ: スチール製 (コーティング: 塩化ビニル)
- 支柱 (内): スチール製 (クロムめっき)
- 支柱 (外): 脚部: スチール製 (塗装)



※地域によっては対応ができない場合もございます。

楽起(らっきい) 狭所用波型 YM-118L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758535	01339-000020

- サイズ: 幅50×奥行50×高さ71~85cm
- 重量: 約17kg

狭いスペースにも
簡単に設置!!

楽起(らっきい) 狭所用波型 楽どめ壁面用付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000023	YM-118L-ID	758535	758520



楽起(らっきい) 狭所用波型 ウェイト5kg付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000024	YM-118L-ID	758535	758540



楽起(らっきい) 狭所用波型 楽どめ壁面用+ウェイト5kg付

山崎産業

TAISコード	狭所用波型	型式	商品コード
01339-000025	YM-118L-ID	758535	758520



楽起(らっきい) YM-103L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758505	01339-000007

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) YM-102L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758500	01339-000006

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) YM-101L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758510	01339-000005

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg

※楽どめYM-104C-AL
もございます。

楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 YM-108L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758530	01339-000011

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約22kg



楽起(らっきい) ワイド 介助バー型 楽どめ付

山崎産業

A B C D E

TAISコード	介助バー型	型式	商品コード
01339-000012	YM-108L-ID	758530	758515



楽起(らっきい) ワイド 縦型 YM-109L-ID

山崎産業

A B C D E

商品コード	TAISコード
758525	01339-000013

- サイズ: 幅50.1×奥行80.1×高さ71~85cm
- 重量: 約21kg



楽起(らっきい) ワイド 縦型 楽どめ壁面用付

山崎産業

A B C D E

TAISコード	縦型	型式	商品コード
01339-000015	YM-109L-ID	758525	758520



ミニ平行棒 “ささえ愛” TY500

日進医療器

A B C D E

商品コード	TAISコード
758060	00175-000266

- サイズ: 手摺部/幅37~73cm×長さ152cm×高さ76~94cm
- 重量: 18.5kg
- 材質: 握り手・ベース/スチール (発泡樹脂コーティング仕上げ)

並列型



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

設置型手すり

サービスコード(手すり) 介護給付:171007 / 予防給付:671007

アットグリップ NEW

アロン化成

あつという間に設置完了
いろんな場所であなただを支える

タイプ	型式	商品コード	TAISコード
アットグリップ240片側タイプ	AT-C-240	758855	00221-000542
アットグリップ240両側タイプ	AT-C-240T	758860	00221-000543
アットグリップ630片側タイプ	AT-C-630	758620	00221-000544
アットグリップ630両側タイプ	AT-C-630T	758625	00221-000545
アットグリップ930片側タイプ	AT-C-930	758635	00221-000500
アットグリップ930両側タイプ	AT-C-930T	758640	00221-000501

●サイズ: 240タイプ/幅80×奥行45×高さ75～85cm
630タイプ/幅80×奥行132×高さ75～85cm
930タイプ/幅80×奥行163×高さ75～85cm

●手すり高さ: 75・80・85cm (3段階)
●重量: AT-C-240 / 約19kg、AT-C-240T / 約22kg
AT-C-630 / 約39kg、AT-C-630T / 約47kg
AT-C-930 / 約39kg、AT-C-930T / 約48kg

<材質>
●手すり(930・630・240): ウッド/ウダー混合半硬質樹脂・アルミニウム
●支柱・高さ調節支柱: アルミニウム
●ベースプレート・固定プレート: ステンレス
●高さ調節固定ピン: ポリエチレン・ステンレス
●エンド支柱ブラケット・可変支柱ブラケット(可動部)・可変支柱ブラケット(回転部、上・下): アルミ合金
●滑り止めシート(大・中・小・目隠し): (表面) 絨物粒子、(接着面) ゴム系アクリル接着剤
●端末保護カバー: 塩化ビニル樹脂 ●その他・樹脂部: ポリプロピレン

ATTOGRIP
アットグリップ

設置条件



(AT-C-240)	(AT-C-240T)	(AT-C-630)	(AT-C-630T)	(AT-C-930)	(AT-C-930T)



段差設置などで上下左右、柔軟に対応可能



スタンディ PN-L80401

パナソニック

折りたたみ可能な面手すり
面と棒の両方を備えることで、
立ち上がりや、立ったままの動作が不安定な方をサポートします
さらに、折りたたみ可能な省スペース設計だから活用が広がります

商品コード	TAISコード
758865	00980-000315

●サイズ: 幅63×奥行78×高さ70～85cm
●ベース厚さ: 1.1cm
●重量: 22.5kg
●最大使用者体重: 100kg

<材質>
●ベース・手すり・フレーム: スチーム
●平面部: ポリエチレン
●手すり被覆部: エラストマー
●ベース線ゴム: 合成ゴム
●カーペット: 合成繊維



自立を支援し、日常生活を快適サポート



身体寸法・使用環境に合わせ高さ調整が可能です。

面高さ35cm～50cm
3cmピッチ調整が可能※面と手すりの高さは連動しており、
別々に設定することはできません。面で支えるので、安心して使える
ふちは持ちやすい形状でさらに、
しっかり握れるスリットもあり安心です。面は使わない時、折りたためる
有効にスペースが使えます。狭い場所に設置
しても、家族の生活を邪魔しません。手すりは、ベースの
縦・横・中央に設置できる
さまざまな用途と場所に対応します。

ベストポジションバー

DIPPER ホクメイ

基本セット
NBP-100-80

商品コード	TAISコード
758300	00254-000017

<サイズ>
●使用サイズ: 2.1～2.9m
●ボール部(直径): 4.5cm
●重量: 5.2kg

ショート
NBP-100-90

商品コード	TAISコード
758347	00254-000049

<サイズ>
●使用サイズ: 1.7～2.1m
●ボール部(直径): 4.5cm
●重量: 4.7kg

<材質>
●主材: アルミパイプ
●表面: 樹脂コーティング

工事不要、
ワンタッチで簡単設置
和室の天井である竿天井にも
取付けができます

※地域によっては対応ができない場合もございます。

ベストポジションバー 連結用部材

DIPPER ホクメイ

エンドブラケット(固定)

型式	商品コード
BP-200-10	758304

跳ね上げユニットB型

型式	商品コード
NBP-700-20	758309

天然木丸棒

サイズ	型式	商品コード
90cm	BP-600	758315
120cm	BP-610	758316

セットイメージ	品名	サイズ	商品コード	TAISコード	セット内容
	木手すり固定セット	90cm	758304 758315	00254-000246	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒900×1
		120cm	758304 758316	00254-000249	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒1200×1
	木手すり跳ね上げセット	90cm	758304 758315 758309	00254-000247	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒900×1 跳ね上げユニットB型×1
		120cm	758304 758316 758309	00254-000250	エンドブラケット(固定)×2 天然木丸棒1200×1 跳ね上げユニットB型×1



※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

ベスポジ-e DIPPER ホクメイ

基本セット				
仕様	型式	商品コード	セット内容	TAISコード
丸型ベース	BPE-100-11	758645	基本セット(丸)	00254-000052
T型ベース	BPE-100-10	758650	基本セット(T)	00254-000051
丸型 耐水	BPE-100-81	758645	基本セット(丸)	00254-000053
		758745	耐水ベース	
T型 耐水	BPE-100-80	758650	基本セット(T)	00254-000066
		758745	耐水ベース	

(丸型ベース)

(T型ベース)

(丸型 耐水)

(T型 耐水)

<サイズ>
●使用サイズ: 1.9~2.7m
●ポール部(直径): 4.5cm
●重量: 丸型/4.3kg
T型/4.4kg

<材質>
●主材: アルミパイプ
●表面: 樹脂コーティング

※地域によっては対応が
できない場合もございます。



従来より天井負担を軽減しつつ、
強度安全性がさらに向上しました

耐水ベース

型式	商品コード
BPE-100-90	758745

●ベース径: 20cm

玄関ポーチやベランダなどへ
設置する際のベースです

※基本セットの下部ベースを交換して使用します。

ベスポジ-e オプション DIPPER ホクメイ

ウェーブ型手すり/ウェーブ型手すりロング				
サイズ	型式	商品コード	TAISコード	
35cm	BPE-300-10	758750	00254-000130	●手すり部: 天然木 ●ジョイント部: ナイロン ●手すり径: 35φ
60cm	BPE-300-40	758790	00254-000133	

(35cm サイズ)

(ロングサイズ)

円型手すり BPE-300-20

商品コード	TAISコード
758695	00254-000131

●手すり部: 天然木
●ジョイント部: ナイロン
●製品直径: 28cm
●手すり径: 32φ

移乗などの
方向転換補助に

角型手すり BPE-300-30

商品コード	TAISコード
758690	00254-000132

●手すり部: 天然木
●ジョイント部: ナイロン
●手すりサイズ: 30.2×20.2cm
●手すり径: 32φ

2WAYで
使用可能

膝当て手すり BPE-200-10

商品コード	TAISコード
758700	00254-000127

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

膝崩れ予防に

肘置き手すり BPE-200-20

商品コード	TAISコード
758705	00254-000128

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

リウマチなど
握れない方に

プッシュ手すり BPE-200-30

商品コード	TAISコード
758710	00254-000129

●手すり部: 合皮、クッション材
●ジョイント部: ナイロン

床からの
立ち上がりなどに

※地域によっては対応ができない場合もございます。

セットイメージ	品名	サイズ	TAISコード	セット内容
	システム木手すり固定セット	60cm	00254-000113	システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000062	
		120cm	00254-000117	
	システム木手すり曲げセット	60cm	00254-000114	システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000063	
		120cm	00254-000118	
	システム木手すり跳ね上げセット	60cm	00254-000115	システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000064	
		120cm	00254-000119	
	システム木手すり取り外しセット	60cm	00254-000116	システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	00254-000065	
		120cm	00254-000120	
	システム伸縮手すり固定セット	60~90cm	00254-000169	システムエンドブラケット(固定)×2 システム伸縮手すり×1
		90~120cm	00254-000170	
	システム伸縮手すり曲げセット	60~90cm	00254-000171	システムエンドブラケット(曲げ)×2 システム伸縮手すり×1
		90~120cm	00254-000172	

ベスポジ-e 連結用部材 DIPPER ホクメイ

システムエンドブラケット(固定)		システムエンドブラケット(曲げ)		システムエンドブラケット(跳ね上げ)		システムエンドブラケット(取り外し)	
型式	商品コード	型式	商品コード	型式	商品コード	型式	商品コード
SBR-100-10	758655	SBR-100-20	758685	SBR-100-71	758720	SBR-100-72	758715

SBR(固定用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-10	758725

SBR(曲げ用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-300-20	758730

SBR(跳ね上げ用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-73	758735

SBR(取り外し用)
連結アタッチメント

型式	商品コード
SBR-100-74	758740

システムブラケット用丸棒


サイズ	商品コード	商品コード
60cm	SBR-200-060	758660
90cm	SBR-200-090	758665
120cm	SBR-200-120	758670

システム伸縮手すり NEW

サイズ	商品コード	商品コード
60~90cm	SBR-600-609	758845
90~120cm	SBR-600-912	758850

システムブラケット用丸棒

※ブラケットは基本セットの数量分必要です。 ※アタッチメントは、ブラケットエンドキャップを取ると、接続・装着できます。



セットイメージ	品名	サイズ	型式	TAISコード	セット内容
	H型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-H11-060	00254-000097	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(固定)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H11-090	00254-000054	
		120cm	BPE-H11-120	00254-000105	
	H型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H21-060	00254-000098	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(曲げ)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H21-090	00254-000055	
		120cm	BPE-H21-120	00254-000106	
	H型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-H31-060	00254-000099	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H31-090	00254-000056	
		120cm	BPE-H31-120	00254-000107	
	H型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-H41-060	00254-000100	基本セット(丸ベース)×2 システムエンドブラケット(取り外し)×2 システムブラケット用丸棒×1
		90cm	BPE-H41-090	00254-000057	
		120cm	BPE-H41-120	00254-000108	
	T型 固定セット (丸ベース)	60cm	BPE-J11-060	00254-000101	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(固定)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(固定用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J11-090	00254-000058	
		120cm	BPE-J11-120	00254-000109	
	T型 曲げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J21-060	00254-000102	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(曲げ)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(曲げ用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J21-090	00254-000059	
		120cm	BPE-J21-120	00254-000110	
	T型 跳ね上げセット (丸ベース)	60cm	BPE-J71-060	00254-000103	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(跳ね上げ)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J71-090	00254-000060	
		120cm	BPE-J71-120	00254-000111	
	T型 取り外しセット (丸ベース)	60cm	BPE-J81-060	00254-000104	基本セット(丸ベース)×1 システムエンドブラケット(取り外し)×1 システムブラケット用丸棒×1 SBR(取り外し用)連結アタッチメント×1
		90cm	BPE-J81-090	00254-000061	
		120cm	BPE-J81-120	00254-000112	

組み合わせ例

3本以上の基本セットを連結する
際には、システムエンドブラケット
の一部にアタッチメントを用いる
ことで納まりをよくできます。



歩行補助つえの高さ調節のポイント

- 大腿骨 大転子の高さ ●立位で腕を垂直におろしたときの手首の高さ ●(身長÷2)+3cmの高さ
●つえ先を足先の15cm前外側についたときに肘を30度程曲げた高さ ※身体状況、つえの種類により専門家へご相談ください。

利用者状態別選定ポイント

屋内 **A B C D E** このマークを
屋外 **A B C D E** 目安に選べます。

Aさん 屋内移動は、独歩にて可能な方です。屋外では、転倒防止と疲労等を考慮してつえなどの支持物が必要です。

Bさん 屋内歩行は、手すりやつえ、歩行器等の支持物の使用が安全な方です。屋外では、転倒防止と疲労等を考慮して、車いす使用の検討が必要です。

テトラ・ケイン ミディ 田辺プレス

屋内 **A B C D E** 超軽量タイプ
屋外 **A B C D E**

サイズ 商品コード TAISコード
S 754220 01105-000024
M 754230 01105-000025

- 長さ: Sタイプ 60～75cm (16段階)
Mタイプ 70～85cm (16段階)
●重量: Sタイプ 0.42kg
Mタイプ 0.44kg
●ベース: 16×12cm
●材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂
本体/マグネシウム合金(支柱)

非課税

テトラ・ケイン 田辺プレス

屋内 **A B C D E** 超軽量タイプ
屋外 **A B C D E**

サイズ 商品コード TAISコード
S 754155 01105-000001
M 754150 01105-000027

- 長さ: Sタイプ 60～75cm (16段階)
Mタイプ 70～85cm (16段階)
●重量: Sタイプ 0.44kg
Mタイプ 0.46kg
●ベース: 22×16cm
●材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂
本体/マグネシウム合金(支柱)

非課税

オールカーボンクオッドケイン四点式 島製作所

屋内 **A B C D E** 超軽量タイプ
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
754170 00576-000031

- 長さ: 60.5～86cm (11段階)
●重量: 0.4kg
●ベース: 18.5×14cm



非課税

カーボン四点可動式スモールタイプ 島製作所

屋内 **A B C D E** 超軽量タイプ
屋外 **A B C D E**

型式 商品コード TAISコード
74MC-3 754180 00576-000033

- 長さ: 62.5～88cm (11段階)
●重量: 0.44kg
●ベース: 10×10cm

非課税

ロフストランドクラッチ 松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

型式 商品コード TAISコード
CMS-60L 754045 00066-000194

- グリップ高さ: 64.5～97cm ●重量: 0.575kg

CMS-60S 754050 00066-000193

- グリップ高さ: 52～77cm ●重量: 0.51kg

非課税

松葉杖(中) CMS-80M 松永製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
754070 00066-000218

- 長さ: 107.5～137.5cm (10段階)
●重量: 0.96kg

2本セット

非課税

セーフティアームウォーカー Lタイプ

イーストアイ

折りたたみができ、
収納・持ち運びに便利です

※地域によっては対応ができない場合もございます。

型式 商品コード TAISコード
SAWLR 742090 00465-000017

- サイズ: 全幅63×奥行57×高さ79.5～89.5cm ●重量: 3.8kg
●材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg

SAWLSR 742115 00465-000054

- サイズ: 全幅61×奥行55×高さ72～82cm ●重量: 3.7kg
●材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg

SAWLHR 742120 00465-000100

- サイズ: 全幅64.5×奥行57×高さ88.5～98.5cm ●重量: 4kg
●材質: アルミ(一部スチール) ●最大使用者体重: 100kg



SAWLR

SAWLHR

SAWLSR

<SAWLR>

非課税

<SAWLSR・SAWLHR>

非課税

歩行補助杖: 四脚杖 (TY-142L、TY-142S)

歩行器: 交互式歩行器 (KSA)、スライドフィット、スライドフィットキャスター付、サイドウォーカー

もご用意しております。

歩行車や歩行器の高さ調節のポイント

- 身体前方や側方で握りを持ったとき肘が軽く曲がり、身体が少し前傾した姿勢に調整する
●前腕で支持する場合は、肘を90度に曲げたときの肘の高さ ※身体状況、歩行器の種類により専門家へご相談ください。

コンパクトサイドケイン

幸和製作所

商品コード TAISコード
742375 00030-000151

- サイズ: 全幅22.5×奥行27～33.5×高さ70～85cm (5ポジション)
●重量: 1.3kg
●材質: アルミニウム合金
●折りたたみ奥行: 16.5cm
●最大使用者体重: 100kg

用途
いろいろ

非課税

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**



折りたたみ時

Mgウォーカー High&Low 田辺プレス

田辺プレス

サイズ 商品コード TAISコード
S 742360 01105-000022
M 742370 01105-000023

- サイズ: S 全幅47.5×奥行50×高さ67.5～74.5cm (8段階)
M 全幅55.5×奥行50×高さ75～86cm (12段階)
●重量: S 1.4kg、M 1.5kg
●材質: グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、本体/マグネシウム合金
●最大使用者体重: 100kg

グリップは
左右別々の高さに
調整できます

非課税

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**



アルコー2段ハンドル固定歩行器 星光医療器製作所

固定型歩行器 アルコー 10型 星光医療器製作所

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
742025 00125-000033

- サイズ: 全幅59～61×奥行48.5～49.5×高さ74～86.5cm
●重量: 2.6kg
●材質: アルミ
●折りたたみ幅: 11cm
●最大使用者体重: 80kg



非課税

屋内 **A B C D E**
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
742140 00125-000027

- サイズ: 全幅45.5×47×奥行40～43.5×高さ62.5～75cm
●重量: 2kg
●材質: アルミ
●折りたたみ幅: 12cm
●最大使用者体重: 80kg



非課税

レッツゴー 竹虎ヒューマンケア

屋内 **A B C D E** キャスター径 15cm
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
742170 00110-000098

- サイズ: 全幅54×奥行60×高さ84～91.5cm
●重量: 7kg
●材質: アルミ・スチール・プラスチック
●最大使用者体重: 80kg



歩行車ハッピー II XYAPRL001 B 竹虎ヒューマンケア

ハッピーミニ 竹虎ヒューマンケア

屋内 **A B C D E** キャスター径 19cm
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
744040 00110-000095

- サイズ: 全幅55.5×奥行62×全高78～87cm
●座面高: 50cm
●重量: 7.7kg
●材質: アルミ
●最大使用者体重: 100kg



屋内 **A B C D E** キャスター径 18cm
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
744240 00110-000103

- サイズ: 全幅50×奥行57.5×全高70～79cm
●座面高: 43cm
●重量: 6.5kg
●最大使用者体重: 80kg
●材質: 本体フレーム/アルミ、座面部分/ポリプロピレン



パープルメタリック

いす付き歩行車 KQ-180 パラマウントベッド

屋内 **A B C D E** キャスター径 18cm
屋外 **A B C D E**

商品コード TAISコード
744195 00170-000504

- サイズ: 全幅58×奥行68×全高77～86cm
●座面高: 49～58cm (5段階調節)
●重量: 6.5kg
●材質: アルミ
●最大使用者体重: 100kg



折りたたみ歩行器 アルコー 1S型

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
744082 00125-000011

- サイズ: 全幅51.5×奥行57×高さ87.5~107.5cm
- 重量: 12.4kg ●材質: スチール
- 折りたたみ幅: 22cm
- 最大使用者体重: 80kg

在宅に使いやすい
コンパクトサイズ
に設計

非課税

アルコー SK型

星光医療器製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742200 00125-000040

- サイズ: 全幅53×奥行57.5×高さ79~106cm
- 重量: 12kg
- 材質: 本体フレーム/スチール
- 最大使用者体重: 80kg

コンパクト歩行車
グリップ・抵抗器・
ガードバンパー付き

非課税

Friend WF-1 / Friend plus WFP-1

ウェルバートナース

型式 商品コード TAISコード
WF-1 742335 01009-000025

〈段差乗越えキャスター付〉

型式 TAISコード
WFP-1 01009-000027段差乗越え
キャスター 商品コード
742340

- サイズ: 全幅51×奥行64.5×全高76~96cm
- 座面高: 46cm
- 重量: Friend / 8.5kg、Friendplus / 8.8kg
- 材質: アルミ ●最大使用者体重: 100kg

WF-1
(オレンジ)WFP-1
(オレンジ)肘をついて上半身を
あずけた姿勢で楽々歩行

キャスター

非課税

ハンディウォーク

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E

サイズ	型式	商品コード	TAISコード
L	KZ-C21002	770001	00170-000607
M	KZ-C21003	770010	00170-000687
S	KZ-C21001	770000	00170-000606

キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21008	00170-000691
M	KZ-C21007	00170-000690
S	KZ-C21006	00170-000689

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21023	00170-000812
M	KZ-C21022	00170-000811
S	KZ-C21021	00170-000810

スローダウン
ブレーキキャスター KZ-C29007 746055抑速ブレーキ
キャスター KZ-329001 746090

- サイズ: 全幅60 (S/55.5cm) × 奥行65cm
- 高さ: L/75~100cm、M/69~88cm、S/65~76cm
- 座面高: L/62cm、M/55cm、S/48.5cm
- 重量: L/7.1kg、M/6.9kg、S/6.5kg ●材質: アルミ
- 最大使用者体重: L/150kg、M/130kg、S/120kg



〈スローダウンブレーキ付〉

〈抑速ブレーキ付〉

■抑速ブレーキキャスター
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

ハンディウォーク アーム

パラマウントベッド

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eより身体を支えやすい
アームサポート付き歩行車でサイズ 型式 商品コード TAISコード
L KZ-C21005 770015 00170-000688キャスター径
20cm

〈スローダウンブレーキ付〉

サイズ	型式	TAISコード
L	KZ-C21009	00170-000692

POINT 1

アームサポート
身長に合わせて、高さを調整可能。
(98~115cm・7段階)

〈抑速ブレーキ付〉

サイズ 型式 商品コード
L KZ-C21025 00170-000814
抑速ブレーキ
キャスター KZ-329001 746090

- サイズ: 全幅60×奥行65cm
- 高さ: 98~115cm
- 座面高: 62cm
- 重量: 10.6kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 150kg



〈スローダウンブレーキ付〉

〈抑速ブレーキ付〉

■抑速ブレーキキャスター
抑速機構を小型化し、車輪に内蔵。
バッテリーなどの
電源は一切不要。

自動制御機能付き歩行器

RT.2 (アールティーツー)

RT. ワークス

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E型式 商品コード TAISコード
RT2-01RD 746100 01560-000003

- サイズ: 全幅55×奥行74×高さ72.5~85cm
- 座面高: 52cm ●重量: 9kg (バッテリー含む)
- フレーム材質: アルミ
- 折りたたみ幅: 奥行26cm (自立保管可)
- バッテリー: リチウムイオンバッテリー
- 充電時間: 約3時間
- 連続歩行時間: 4時間以上
- 登板角度: 7度
- 最大使用者体重: 100kg



操作パネル

キャスター径
前輪19.4cm・後輪15cm

ラビット歩行補助車 WA-2

ウェルバートナース

商品コード TAISコード
744142 01009-000002

- サイズ: 全幅51×奥行60×高さ76~96cm
- 座面高: 46cm ●重量: 9.8kg
- 材質: アルミ、ステンレス製
- 折りたたみ幅: 47cm
- 最大使用者体重: 100kg

屋内 A B C D E
屋外 A B C D Eキャスター径
18cm非課税
在庫限定

ティコブリトル

幸和製作所

本体幅がコンパクト
狭い道でも
スムーズに移動可能商品コード TAISコード
742185 00030-000099

- サイズ: 全幅52×奥行64×高さ65~83cm
- 座面高: 50cm ●重量: 5kg
- 材質: 本体/アルミ、
座面/ポリエステル・ナイロン
(チェックブルー)
ナイロン (ブラック)
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
前輪18cm
後輪15cm

チェックブルー

ティコブリトルスリム

幸和製作所

小回りが利き、
楽に使える!
軽さが魅力のスリム設計商品コード TAISコード
742205 00030-000163

- サイズ: 全幅47×奥行58×高さ64~91cm
- 座面高: 48cm ●重量: 4.5kg
- 材質: 本体/アルミ、
座面/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

歩行車シンフォニー SP

島製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742055 00576-000014

- サイズ: 全幅50×奥行56×高さ78.5~88cm
- 座面高: 41cm
- 重量: 5.9kg
- 材質: アルミ
- 最大使用者体重: 100kg

シルバーカー感覚
で使える
コンパクトな歩行車

※地域によっては対応ができない場合もございます。

ピュブレスト マム

象印ベビー

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742285 00063-000037

- サイズ: 全幅50×奥行62×
全高81.5・84・86.5・89cm
- 座面高: 43cm ●重量: 約4.9kg
- 材質: 本体/アルミ、座面・袋/ポリエステル
- 最大使用者体重: 75kg

座面展開と車体展開が
連動しているため
安心・安全

ティコブリトルハイII WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と
大容量バッグが
付いた軽量タイプ商品コード TAISコード
742330 00030-000173

- サイズ: 全幅52×奥行62.5×高さ74~92cm
- 座面高: 50cm ●重量: 約5.3kg
- 材質: 本体/アルミニウム合金、
座面/ナイロン
袋/ポリエステル・ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

チェックブラック

ティコブリトルワゴン WAW07

幸和製作所

ワゴンタイプで大容量
スーパーのカゴも
乗せられます商品コード TAISコード
742290 00030-000171

- サイズ: 全幅49×奥行60×全高67~91cm
- 座面高: 48cm ●重量: 約6.9kg
- 材質: 本体/アルミニウム合金、
座面・袋/ポリエステル
- カゴ寸法: 幅30.5×奥行23.5×高さ30cm
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
15cm

使用例

ティコブリトルF WAW03

幸和製作所

2wayのハンドル仕様で
身体状況に合わせて
使い分け!商品コード TAISコード
742210 00030-000159

- サイズ: 全幅54×奥行66.5×高さ85.5~112.5cm
- 座面高: 52.5cm
- 重量: 7.7kg
- 材質: 本体フレーム/アルミ、
座面/ナイロン
袋/ポリエステル、PVC
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
18cm

ティコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで
外出できる
便利な歩行車商品コード TAISコード
742220 00030-000165

- サイズ: 全幅52×奥行64×全高74~92cm (7段階 3cm間)
- 座面高: 50cm ●重量: 約5.6kg
- 材質: 本体/アルミ、座面・袋/ナイロン

キャスター径
15cm

使用例



使用例

シンフォニー EVO

島製作所

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742195 00576-000036

- サイズ: 全幅55×奥行61×高さ81~93cm
- 座面高: 44cm ●重量: 5.9kg
- 材質: 本体フレーム/
アルミパイプ粉体
塗装仕上げ
- 最大使用者体重: 75kg

キャスター径
18cm使用しやすい
コンパクト歩行車
高さは93cmの
HIタイプ

ヘルシーワンライトカラフルG

象印ベビー

屋内 A B C D E
屋外 A B C D E商品コード TAISコード
742350 00063-000035

- サイズ: 全幅48×奥行52×
全高79・82・85・88cm
- 重量: 約3.8kg
- 材質: 本体/アルミ、袋/ナイロン
- 最大使用者体重: 75kg


キャスター径
14.5cm持ち運びや
収納に便利な
軽さが魅力の
スリム設計

車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、
介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。



手動車いす	自走式 参照 P.46 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内		○	○	
	介助式 参照 P.51 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内	○	○	○	
			屋外	○	○	○	
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.55 リクライニング/ティルト機能付き		屋内			○	○
電動車いす	電動 参照 P.57 操作レバーによる駆動・介助者による操作が可能なタイプも		屋内		○		
			屋外	○	○	○	
	電動カート 参照 P.57 ハンドル操作で駆動・歩行者扱いに		屋内				
			屋外	○			

車いすの名称と機能




車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる（他の福祉用具やクッションなどを併用する場合もあります）ことを車いすシーティングといいます。
車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安


a 座シート幅	① 座位臀幅に0～3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5～7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1～2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋窩下高から7～10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。
f 前座高	④ 座位下腿長に2～5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。
g グリップ高さ	介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。

車いす寸法



- a 座シート幅
b 座シート奥行
c アームサポート高さ
d フット・レッグサポート長さ
e バックサポート高さ
f 前座高
g グリップ高さ

身体寸法



- ① 座位臀幅（ざいでんぷく）
臀部の一番広い幅
② 座底長（ざていちよう）
臀部後端から膝裏までの長さ
③ 座位肘頭高（ざいぢゅうとうこう）
座面から肘までの高さ
④ 座位下腿長（ざいかたいちよう）
足の裏から膝裏までの高さ
⑤ 座位腋窩下高（ざいあきこう）
座面から腋の下までの高さ

自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

軽量タイプ/多機能タイプ

軽8α 多機能(自走式) NA-L8αW

自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード
726975	00175-000372

エアリー

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.9kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg


ノーパンク多機能で
11キロを切る軽さ

NEW

ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

軽量タイプ

軽8α(自走式) NA-L8α

自走式 日進医療器

商品コード	TAISコード
728535	00175-000342


エアリー

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56・座幅40・前座高44cm
- 重量:10.2kg
- 折りたたみ幅:28cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

ノーパンク
タイヤ

●オプション…延長棒

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

おすすめポイント

スーパー軽量
KALUα

カルアルファシリーズ



フロントワイドフレーム
前側を広げたフレーム構造で足元が広く、前方からの移乗もしやすくなっています。



スリム&コンパクト
自走用のKALUαでも全幅は56cm(シート幅40cm仕様)とコンパクト。屋内での通路の移動にも適しています。



自然な角度のフットサポート
カルアルファのフットサポートは角度が水平に近く、足首への負担が少ない乗車ができます。



フットサポート高は3段階調節式
フットサポートシート間距離35・37・39cm(調節式)



介助ブレーキ
内括弧式のコンパクトドラムブレーキを採用。軽い力で操作でもしっかりと制動力を発揮します。



やさしいカラーの見やすい操作部
各操作部には、やさしいイメージで識別しやすい、うすい黄色のパーツを採用。操作部が一目でわかります。

姿勢が崩れにくく、
ゆったりと
しっかり座れます。

バックサポートは人間工学にもとづいた、上部が後方に折れ曲がる形状。肩と上半身がぎゅうくつになりません。



タテ方向にすべりにくい
シートは上下・前後方向にすべりにくいハニカムパターンを採用。下半身が前方にずれてしまう姿勢の崩れをおさにくくしています。

軽量タイプ

エルゴライト(自走) 39213011

自走式 ラックヘルスケア

商品コード	TAISコード
725990	00245-000190


- 前輪:6インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高48cm
- 重量:10.3kg ●折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:42cm ●最大使用者体重:100kg

「軽量・快適型」車いす
洗練された欧州デザイン
座り心地のエルゴシート

NEW

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整




非課税

POINT 1

座り心地を考えた
「エルゴシート」

※エルゴシート圧分散マッピング

HOW
DOES IT
WORK?TRADITIONAL SEAT
Causes high risk of decubitus ulcers because of pressure points concentrating on hipbone area.S-Ergo SEAT
The S-Ergo system (intelligent s-shaped ergonomic seating) provides efficient pressure relief by spreading weight over a greater area. This also increases stabilization and reduces sliding.

POINT 2

折りたたみ時は
ここまでコンパクトに!

POINT 3

スイングイン
& アウト

各種オプションは58ページをご覧ください。

自走式

軽量タイプ/幅狭タイプ

ULTRA(ウルトラ) 標準(自走) NA-U1

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726800	00175-000356
	ワイン	726815	
40cm幅	インディゴ	726805	
	ワイン	726820	
42cm幅	インディゴ	726810	00175-000356
	ワイン	726825	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量:12.4kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、ブラッパクルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒




インディゴ



ワイン

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

多機能タイプ

ULTRA(ウルトラ) 多機能(自走) NA-U2W

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
38cm幅	インディゴ	726830	00175-000358
	ワイン	726845	
40cm幅	インディゴ	726835	
	ワイン	726850	
42cm幅	インディゴ	726840	00175-000358
	ワイン	726855	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅54・56・58・座幅38・40・42・前座高42cm
- 重量:13.8kg
- 折りたたみ幅:30cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg

選べる
シート色!

非課税

●オプション…ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラッパクルベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒




インディゴ



ワイン

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ/幅狭タイプ

ULTRA(ウルトラ) 標準(自走) NA-U1 +G-GuardII パッケージ

自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726945	00175-000364
	ワイン	726950	

- 前輪:6インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅57・座幅40・前座高42cm
- 重量:15.8kg
- 折りたたみ幅:31cm
- シート奥行:38cm
- 最大使用者体重:100kg


選べる
シート色!ノーパンク
タイヤ

インディゴ





ワイン

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税



●オプション…ブラッパクルベルト、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

自走式

軽量タイプ／幅狭タイプ

カルティマ 標準 (自走) CRT-5 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	726915	00122-000568
ピンク	726925	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 9.9kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg

ワンハンドブレーキ標準装備!



軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726725	00066-000315

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 11.8kg ●折りたたみ幅: 29cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

低床タイプ

ネクストコア・ミニモ NEXT-50B (自走) 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726750	00066-000328

- 前輪: 5インチ ●後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高35・37cm
- 重量: 14.3kg ●折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 36cm ●最大使用者体重: 100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

多機能タイプ

カルティマ 多機能 (自走) CRT-7 自走式 ミキ

カラー	商品コード	TAISコード
グリーン	726920	00122-000572
ピンク	726930	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 11.2kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg

ワンハンドブレーキ標準装備!



簡易モジュールタイプ

ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (自走) 自走式 松永製作所

商品コード	TAISコード
726755	00066-000320

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高41・43・45cm
- 重量: 14.6kg ●折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm ●最大使用者体重: 100kg



●オプション…後方ガードル架セット、延長棒(+10cm)

多機能タイプ

WAVIT+ WAP22-40S 自走式 カワムラサイクル

商品コード	TAISコード
726740	00160-000242

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅58.5・座幅40・前座高44.5cm
- 重量: 14.2kg ●折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 40cm ●最大使用者体重: 100kg



●オプション…WAVIT用延長棒

各種オプションは58ページをご覧ください。

標準タイプ

KK-T540 自走式 パラマウントベッド

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅67・座幅40・前座高43cm
- 重量: 15.7kg
- 折りたたみ幅: 35cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル架セット、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走) 自走式 日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726331	00175-000279
40cm幅	726330	00175-000279
42cm幅	726332	00175-000279

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅57・59・61・座幅38・40・42・前座高41・43・45cm
- 重量: 15.8kg
- 折りたたみ幅: 36cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



●オプション…延長棒

幅広タイプ

KJP-4 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345

- 前輪: 8インチ ●後輪: 24インチ
- サイズ: 全幅68・座幅45・前座高47・49.5cm
- 重量: 20.2kg
- 折りたたみ幅: 38cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 130kg



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

自走式

標準タイプ

BAL-1 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726695	00122-000451

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅64・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 12.9kg
- 折りたたみ幅: 33.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

幅狭タイプ

SKT-4 自走式 ミキ

商品コード	TAISコード
726650	00122-000411


- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 13.7kg
- 折りたたみ幅: 28.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg



●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応

商品コード	TAISコード
726137	00122-000345



自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

モジュールタイプ

ULTRA (ウルトラ) モジュール (自走) NA-U7 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40~44cm幅	インディゴ	726870	00175-000361
	ワイン	726875	

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅57~61・座幅40・42・44・前座高40・42・44cm
- 重量: 15.2kg
- 折りたたみ幅: 30cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー
シート
3D
クッション
スイング
インアウト
カー付
キャスター
ブレーキ

工具いらず、
簡単操作で
シート幅調整

ノーパンク
タイヤ


インディゴ



ワイン

選べる
シート色!

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

EX-M、EX-M3もご用意しております。

●オプション…フットストップブレーキ、エレベーターユニット、ブラパッドベルト、ボンベ架、ガートル掛け、杖入れ、ブレーキ延長棒

6輪車タイプ

ULTRA (ウルトラ) 6輪車 (自走) NA-U6 自走式

日進医療器

座幅	カラー	商品コード	TAISコード
40cm幅	インディゴ	726860	00175-000360
	ワイン	726865	

- 前輪: 5インチ ●後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高38・40・42cm
- 重量: 14.7kg
- 折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

3D
シート
クッション
スイング
インアウト
カー付
キャスター
ブレーキ

家屋内で動きやすい
6輪タイプ

ノーパンク
タイヤ


インディゴ



ワイン

選べる
シート色!

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

●オプション…エレベーターユニット※1、ブラパッドベルト、ブレーキ延長棒 ※1…ステップをBステップに変える必要あり。

6輪車タイプ

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走) 自走式

松永製作所


商品コード	TAISコード
726760	00066-000335

- 前輪: 4インチ
- 後輪: 20インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量: 18.5kg
- 折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 36cm
- 最大使用者体重: 100kg

幅90cmの廊下もくるりと回れる
超コンパクト6輪車いす



屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



非課税

介助式

各種オプションは58ページをご覧ください。

軽量タイプ/多機能タイプ

軽7α 多機能 (介助式) NAH-L7αW 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728675	00175-000351

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量: 9.9kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー

ノーパンク多機能で10キロを切る軽さ
乗り心地も快適です




非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ

軽7α (介助式) NAH-L7α 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728540	00175-000341

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅54・座幅40・前座高44cm
- 重量: 8.7kg
- 折りたたみ幅: 28cm
- シート奥行: 38cm
- 最大使用者体重: 100kg

エアリー

スーパー軽量+αの機能で
とっても快適・安全




非課税

●オプション…延長棒

ノーパンク
タイヤ

屋内	(A)(B)(C)(D)(E)
屋外	(A)(B)(C)(D)(E)
アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレグサポート	着脱
フットレグサポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整



軽量タイプ

エルゴライト (介助) 39213001 介助式 ラックヘルスケア


商品コード	TAISコード
728650	00245-000189

- 前輪: 6インチ ●後輪: 14インチ
- サイズ: 全幅57・座幅40・前座高48cm
- 重量: 8.5kg
- 折りたたみ幅: 27cm
- シート奥行: 42cm
- 最大使用者体重: 100kg



NEW

「軽量・快適型」車いす
洗練された欧州デザイン
座り心地のエルゴシート

ノーパンク
タイヤ

非課税

POINT 1

介助ブレーキを下げると
車輪がロックされます!



POINT 2

座り心地を考えた「エルゴシート」



※エルゴシート圧分散マッピング


HOW
DOES IT
WORK?

TRADITIONAL SEAT
Causes high risk of decubitus ulcers
because of pressure points
concentrating on hipbone area.



S-Ergo SEAT

The S-Ergo system (intelligent s-shaped ergonomic seating)
provides efficient pressure relief by spreading weight over a
greater area. This also increases stabilization and reduces
sliding.



POINT 3

スイングイン&アウト



介助式

標準タイプ

KK-T545 介助式

パラマウントベッド

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645


- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59.5・座幅40・前座高43cm
- 重量：14.3kg ●折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガートル架設、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒



非課税

標準タイプ


ラクーネ3 LK-3 介助式

ミキ

商品コード	TAISコード
728475	00122-000486

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅52・座幅40・前座高43.5・45.5・48cm
- 重量：15kg ●折りたたみ幅：25cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

幅狭タイプ

スキット2 SKT-2 介助式

ミキ

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：12.7kg ●折りたたみ幅：20cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒



非課税

標準タイプ

BAL-2 介助式

ミキ


商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高46.5cm
- 重量：11.5kg ●折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：40cm ●最大使用者体重：100kg



- オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助) 介助式

日進医療器

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・55・57・座幅38・40・42・前座高41・43cm
- 重量：14.6kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



- オプション…延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

6輪車タイプ

スキット6輪 SKT-6 介助式

日進医療器

商品コード	TAISコード
728410	00122-000375

- 前輪：4インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高37.5cm
- 重量：14.7kg ●折りたたみ幅：24cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



- オプション…スマートヘッドサポート

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

サービスコード(車いす) 介護給付:171001/予防給付:671001

各種オプションは58ページをご覧ください。

リクライニング式

リクライニング/ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D リクライニング・ティルト式 松永製作所

商品コード	TAISコード
730205	00066-000307


- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43・45cm
- 重量：24.5kg ●折りたたみ幅：32.5cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：75kg

ティルト角度
0~30°
リクライニング
90~125°
ハンドル高さ
108.5cm



- オプション…S&Eユニット、延長棒

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				




非課税

マイチルトコンパクト・オアシス専用オプション

USAKOヘッドサポートセット 松永製作所

商品コード	TAISコード
766140	00066-000337

- サイズ：全幅29.5×高さ31.5×厚み10.5cm
- 重量：2.2kg
- 材質：カーボン/ポリエステル
- 中身/ポリエステル繊維チップ



・S字カーブをサポート
・頭部の重さをキープ
両側頭部のサポートで、
頭部の安定性を保持
首の力を抜いてリラックス
食事のしやすい姿勢づくりを

リクライニング/ティルト

エリーゼ FR-31TR リクライニング・ティルト式 松永製作所

商品コード	TAISコード
730045	00066-000251


- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅65・座幅40・前座高47.5cm
- 重量：36.5kg ●シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg

ティルト角度
0~30°
リクライニング
100~175°
ハンドル高さ
94.4cm



- ※ビニールレザー仕様

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



非課税

リクライニング/ティルト

ハンディコンフォート KZ-B14001 リクライニング・ティルト式 パラマウントベッド

商品コード	TAISコード
730155	00170-000499


- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅64・座幅42・前座高40cm
- 重量：29kg(シートクッション除く)
- シート奥行：34~40cm
- 最大使用者体重：135kg

ティルト角度
0~18°
リクライニング
90~120°
ハンドル高さ
93~105cm



ノーマンク
タイヤ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フットレグサポート	着脱				
フットレグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



在庫限定 非課税

ティルト

SKT-7 ティルト式 ミキ

商品コード	TAISコード
728440	00122-000433


- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：19kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度
0~30°
リクライニング
—
ハンドル高さ
92cm



- オプション…延長棒

全幅48cmの
ティルト式車いす



MH-4RE、MW-14B、MP-TIVLもご用意しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

リクライニング式

モジュール/リクライニング/ティルト

REDWOOD-Ⅲ SP

型式	商品コード	TAISコード
REDWOOD3SP	730225	00175-000374

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高：2・18～30cm
- 重量：28kg ●折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38・40・42cm
- 最大使用者体重：100kg

NEW

お体に合わせ、
さまざまな部位が調整可能
ベストフィットな1台を!!


ノーパンク
タイヤ

非課税

日進医療器

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレングササポート	着脱
フットレングササポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

ハンドル高さ
97~109cmティルト角度 リクライニング
-3~40° 90~170°

※対床面角度

●オプション…ブラバックルベルト、ボンベ架(専用)、ガートル掛け(受け専用)、延長棒

おすすめポイント REDWOOD-Ⅲ SP

POINT 4

アームサポート落し込み
アームサポートは座面まで下げる
ことが可能です。移乗の際は出っ
張りが無く安全に行えます。

POINT 5

ULエックスサポート
シートフレームと本体フレーム
ジョイント部に採用。前後のプレ
を無くし全体の剛性を高めます。
搭乗者の乗り心地、介助者の操
作感を向上させます。

POINT 6

フルリクライニング
フルリクライニングが可能。
休憩の際や、おむつ交換なども
やりやすくなります。

POINT 7

エレベータリング標準装着
リクライニングの際や膝関節が曲
げられない方用にエレベータリ
ングを標準で装着しています。



POINT 3

マルチヘッドサポート
高さ・前後・左右・角度と様々な
方向に調整可能なヘッドレスト。
快適姿勢をサポートします。

POINT 2

骨盤サポート
バックサポートは、おしりを包み込
むように支え腹部が圧迫されない
快適姿勢をサポートします。

POINT 1

さまざまな寸法に対応可能
「RWマルチプレート」
このプレートを調整するだけで
①座奥行き38・40・42
②リクライニングの支点高さ3・5・7
の変更が可能です!

リクライニング/ティルト

ULTRA (ウルトラ) ティルト&リクライニング NAH-UC・Lo

商品コード	TAISコード
730015	00175-000363

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高40cm
- 重量：19.6kg
- 折りたたみ幅：54cm
- シート奥行：36cm (最奥部40cm)
- 最大使用者体重：100kg

3D シート	クッション 調整	スイング イン/アウト
カバー付 キャスター	アンカー フレーム	様々な ブレーキ

少ない力で
らくらくスムーズに
ティルト・リクライニング
ガススプリング式



インディゴ

非課税

インディゴ

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	高さ調整
アームサポート	跳ね上げ
フットレングササポート	着脱
フットレングササポート	スイングアウト
バックサポート	張り調整
座シート	奥行調整

ノーパンク
タイヤティルト角度 リクライニング
2~32° 2~62°

※対座面角度

●オプション…エレベータリングユニット、ブラバックルベルト、ガートル掛け(専用)

※シート：専用シート(取替えはできません)

専用オプション

ガートル掛け(専用)
AKZ-0025A

商品コード	TAISコード
726900	00175-000287

- サイズ：幅22×奥行9×高さ81cm
- 重量：1.2kg

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001
サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

専用オプション

ボンベ架RW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-20RW	766165	00175-000376

- サイズ：幅13.2×奥行13.2×高さ21cm
- 重量：1.5kg



ガートル掛けRW(専用)

型式	商品コード	TAISコード
KF-9RW	766170	00175-000375

- サイズ：幅81~151cm
- 重量：1kg



各種オプションは58ページをご覧ください。

電動アシスト

アシストホイールライト 電動アシスト ナブテスコ

商品コード	TAISコード
726265	00025-000023

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・座幅40・前座高42.5cm
- 重量：16.9kg (バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅：33.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：75kg
- 走行距離：7km (約2時間)
- 充電時間：約130分
- 実用登坂：角度10°



非課税

電動

JWアクティブ PLUS+ 電動 ヤマハ

商品コード	TAISコード
810599	00233-000104

- 前輪：7インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量：28.7kg (バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅：35cm
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1.7~4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2.5~3h
- 実用登坂：角度6°



非課税

電動

タウンイジョイX PLUS+ 電動 ヤマハ

商品コード	TAISコード
810601	00233-000100

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量：26.5kg (バッテリー含まず)
- 折りたたみ幅：34.2cm
- 耐荷重：75kg
- 速度範囲：1.6~4.6km/h
- 走行距離：16km
- 充電時間：2.5~3h
- 実用登坂：角度6°



非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高109cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速が6km以内である必要があります。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

電動車いす/電動カート

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET4D8	731***	00152-000025

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：1~6km/h
- 走行距離：31km
- 充電時間：0~12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗り越え：高さ7.5cm
- 溝乗り越え：幅10cm

大型バスケットと
音声案内装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET4D7	731***	00152-000022

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：100kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：2~6km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0~12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗り越え：高さ7.5cm
- 溝乗り越え：幅10cm

大型バスケットと
音声案内装備

非課税

電動カート

セニアカー(四輪) 電動カート スズキ

型式	商品コード	TAISコード
ET-4F	732***	00152-000013

*商品コードは地域によって異なります。

- 重量：98kg
- 耐荷重：100kg
- 速度範囲：2~6km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：0~12h
- 実用登坂：角度10°
- 段差乗り越え：高さ7.5cm
- 溝乗り越え：幅10cm

カンタン便利
楽しい毎日

非課税

車いすオプション

サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002/予防給付:671002

ウルトラシリーズ共通オプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

商品コード TAISコード
765655 00175-000352●重量:0.55kg
●付属品:
延長棒8cm1本
本体ブレーキレバー2本

片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックが可能!

PHOTO/NA-U2W ワンストップブレーキ使用
(参考重量:14.5kg)

エレベータリングユニット

型式 商品コード TAISコード
PAC-0124A 726880 00175-000347●サイズ:幅53×奥行25×高さ40cm
●重量:3.8kg

ブラバクルベルト KF-6C

商品コード TAISコード
726905 00175-000296

●サイズ:幅50×奥行113×高さ1.5cm ●重量:0.08kg



ボンベ架

型式 商品コード TAISコード
KF-20L (大) 726885 00175-000288
KF-20S (小) 726890 00175-000288●サイズ:(大)幅13×奥行13×高さ29cm
(小)幅10×奥行10×高さ29cm
●重量:(大)1.5kg、(小)1.3kg

ガートル掛け KF-8B

商品コード TAISコード
726895 00175-000287●サイズ:幅22×奥行6
×高さ81cm
●重量:1.2kg

杖入れ KF-7

商品コード TAISコード
726910 00175-000286●サイズ:幅5×奥行10
×高さ5cm
●重量:0.1kg

ブレーキ延長棒(+16cm)(ステンタクル用)

商品コード TAISコード
765605 00175-000285

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

S&E ユニット

松永製作所

商品コード TAISコード
990537 00066-000297


テーブルマジック式

松永製作所

商品コード TAISコード
766080 00066-000205

スマートヘッドサポート

ミキ

商品コード TAISコード
766075 00122-000461

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

商品コード TAISコード
766005 00066-000201

後方ガートル架セット

松永製作所

商品コード TAISコード
766175 00066-000209※ガートル棒付き
※地域によっては対応がで
きない場合もございます。

ボンベ架(跳ね上げ用)

松永製作所

商品コード TAISコード
766040 00066-000261

杖入れ(大)

松永製作所

商品コード TAISコード
766085 00066-000211

延長棒(+16cm)

日進医療器

商品コード TAISコード
765605 00175-000285

延長棒(+15cm)

松永製作所

商品コード TAISコード
765510 00066-000298

延長棒(+10cm)

松永製作所

商品コード TAISコード
765505 00066-000298

延長棒(+10cm)

ミキ

商品コード TAISコード
765645 00122-000426

延長棒(+10cm)

カワムラサイクル

商品コード TAISコード
766100 00160-000170

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション											
		ワンストップ ブレーキ	エレベ ーティ ング ユニ ット	S&E ユニ ット	ブラバ クル ベル ト	ワン タッ チ プ ラ ス チ ッ ク ベル ト	スマ ー ト ヘ ッ ド サ ポ ー ト	テー ブル マ ジ ッ ク 式	後 方 ガ ー ト ル 架 セ ッ ト	ボン ベ 架	ガ ー ト ル 掛 け	杖 入 れ	延長棒
46	NA-L8αW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
	NA-L8α	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
47	NA-U1	○	—	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U2W	○	○	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U1+GガードⅡ	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
48	NEXT-11B(自走)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-51B(自走)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-50B	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	WAVIT+WAP22-40S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(カワムラサイクル)
49	KK-T540	—	—	—	—	○	—	○	○	○ (跳ね上げ用)	—	○	○(松永製作所)
	BAL-1	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX(自走)(38)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(自走)(40)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(自走)(42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-4	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	KJP-4	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
50	NA-U7	○	○	—	○	—	—	—	—	○ (KF-20L/KF-20S)	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NA-U6	—	△※1	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
51	NAH-L7αW	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ステンタクル用)
	NAH-L7α	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
52	NAH-U1	○	—	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
	NAH-U2W	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
53	NEXT-21B(介助)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-61B(介助)	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	NEXT-60B	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	WAVIT+WAP16-40S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(カワムラサイクル)
	NAH-U7	○	○	—	○	—	—	—	—	—	○	○ (KF-7)	○(ステンタクル用)
54	KK-T545	—	—	—	—	○	—	○	○	○ (跳ね上げ用)	—	○	○(松永製作所)
	BAL-2	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX(介助)(38)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(介助)(40)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX(介助)(42)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	SKT-2	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-6	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
55	MH-CR3D	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	OS-11TRS	—	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	SKT-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
56	REDWOOD-Ⅲ SP	—	○標準	—	○	—	○標準	—	—	○専用	○受け専用	—	○(ステンタクル用)
	NAH-UC・Lo	—	○	—	○	—	—	—	—	—	○専用	—	—

※1…ステップをBステップに変える必要あり。

》 寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	シート奥行	前座高	肘高	全幅	全高	全長
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
46	NA-L8αW	軽量／多機能	10.9	40	38	44	25	57	92	97
	NA-L8α	軽量	10.2	40	38	44	25	56	92	97
	エルゴライト(自走)	軽量	10.3	40	42	48	21	57	91	93
47	NA-U1	軽量／幅狭	12.4	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	90	97
	NA-U2W	多機能	13.8	38/40/42	38	42	前22/奥24	54/56/58	92	97
	NA-U1+G-GuardⅡパッケージ	軽量／幅狭	15.8	40	38	42	前22/奥24	57	90	97
48	CRT-5	軽量／幅狭	9.9	40	38	43.5	24.5	55	88	98
	CRT-7	多機能	11.2	40	38	43.5	24.5	55	88	98
	NEXT-11B	軽量／幅狭	11.8	40	40	43	23.5	55	88	94
	NEXT-51B	簡易モジュール	14.6	40	38	41/43/45	25-31	55	88/90/92	96
	NEXT-50B	低床	14.3	40	36	35/37	22.5-28.5	56	84/86	94
	WAP22-40S(自走)	多機能	14.2	40	40	44.5	23	58.5	89	99
49	KK-T540	標準	15.7	40	40	43	25	67	89	102
	BAL-1	標準	12.9	40	40	43.5	22	64	86.5	98
	NA-3DX(自走)(38)	簡易モジュール	15.8	38	40	41/43/45	22-28	57	88/90/92	102
	NA-3DX(自走)(40)	簡易モジュール	15.8	40	40	41/43/45	22-28	59	88/90/92	102
	NA-3DX(自走)(42)	簡易モジュール	15.8	42	40	41/43/45	22-28	61	88/90/92	102
	SKT-4	幅狭	13.7	40	40	43.5	22	55	86	98
	KJP-4	幅広	20.2	45	40	47/49.5	24-34	68	93.5-101	109
50	NA-U7	モジュール	15.2	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	57/59/61	92/94/96	100
	NA-U6	6輪車	14.7	40	38	38/40/42	前22/奥24	58	79/81/83	91
	NEXT-70B	6輪車	18.5	40	36	36.5/38.5/40.5	22.5-28.5	58	91/93/95	86
51	NAH-L7αW	軽量／多機能	9.9	40	38	44	25	54	92	97
	NAH-L7α	軽量	8.7	40	38	44	25	54	92	97
	エルゴライト(介助)	軽量	8.5	40	42	48	21	57	91	94
52	NAH-U1	軽量／幅狭	11	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	89	97
	NAH-U2W	多機能	11.8	38/40/42	38	42	前22/奥24	52/54/56	92	97
	CRT-6	軽量／幅狭	9.1	40	38	43.5	24.5	49	88	98
	CRT-8	多機能	10.5	40	38	43.5	24.5	49	88	98
53	NEXT-21B	軽量／幅狭	10.8	40	40	43	23.5	54	88	94
	NEXT-61B	簡易モジュール	13.6	40	38	41/43/45	25-31	55	88/90/92	95.5
	NEXT-60B	低床	13.6	40	36	35/37	22.5-28.5	55	84/86	94
	WAP16-40S(介助)	多機能	12.8	40	40	44.5	23	53.5	89	99
	NAH-U7	モジュール	13.7	40/42/44	38	40/42/44	24/26/28	54/56/58	92/94/96	100
54	KK-T545	標準	14.3	40	40	43	25	59.5	89	101.5
	BAL-2	標準	11.5	40	40	46.5	22	59	88.5	96.5
	LK-3	標準	15	40	40	43/45.5/48	21.5	52	86.5-91.5	100.5
	NA-3DX(介助)(38)	簡易モジュール	14.6	38	40	41/43	22-28	53	88/90	102
	NA-3DX(介助)(40)	簡易モジュール	14.6	40	40	41/43	22-28	55	88/90	102
	NA-3DX(介助)(42)	簡易モジュール	14.6	42	40	41/43	22-28	57	88/90	102
	SKT-2	幅狭	12.7	40	40	43.5	22	48	86	94.5
	SKT-6	6輪車	14.7	40	38	37.5	22	48	82	88.5
55	MH-CR3D	リクライニング／ティルト	24.5	40	38	43/45	20	53	108.5	99.5-108
	OS-11TRS	リクライニング／ティルト	23.5	40	35	37/39	18-24	57	102.5	92.5
	FR-31TR	リクライニング／ティルト	36.5	40	40	47.5	0-24	65	124	118
	KZ-B14001	リクライニング／ティルト	29	42	34-40	40	23-33	64	107-127	90-123
	SKT-7	ティルト	19	40	40	43.5	22	48	94-121	99
56	REDWOOD-Ⅲ SP	リクライニング／ティルト／モジュール	28	42	38/40/42	42	2・18-30	60	105-121	109
	NAH-UC・Lo	リクライニング／ティルト	19.6	40	36	40	1/16-26	54	101-124	111
57	アシストホイールライト	電動アシスト	16.9	40	40	42.5	23	56	85.5	106
	JWアクティブPLUS+	電動	28.7	39	40	44	27-33	63	87	103.5
	タウニジョイPLUS+	電動	26.5	41	39	43	0-25	59.5	88	101.5
	ET4D8	電動カート	100	42	40	—	—	65	108.5	119.5
	ET4D7	電動カート	100	42	40	—	—	65	108.5	119.5
	ET-4F	電動カート	98	42	40	—	—	65	108	119.5

折りたたみ幅	キャスト 径	タイヤ(後輪)			機能						
		径	タイヤ幅	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	アーム サポート 可動式	フット・レッグ サポート 可動式	バック サポート 張調整	シート ベルト	クッション
		インチ	cm								
cm	インチ	インチ	cm								
28	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
30	6	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	○	—	—	—
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
31	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
32	6	22	2.3	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
29	6	22	2.8	○	○	○	—	—	○	—	○
28	6	22	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
28	5	20	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
34	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
35	6	22	3.3	○	○	○	—	—	—	—	○
33.5	6	22	3.1	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
36	6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
28.5	6	22	2.3	○	○	○	○	○	○	—	○
38	8	24	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
30	6	22	2.5	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
32	5	20	3.0	ノーパンク	○	○	—	○	○	—	○
34	4	20	2.8	○	○	○	—	—	○	—	○
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
27	6	14	3.6	ノーパンク	—	○	—	—	—	—	—
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	—	—	○	—	○
28	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
25	6	14	2.3	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
25	6	14	2.3	ノーパンク	○	○	○	○	—	—	—
28	6	16	3.1	○	○	○	—	—	○	—	○
28	6	16	2.8	○	○	○	○	○	○	—	○
27	5	16	3.1	○	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.75	ノーパンク	○	○	○	○	—	○	—
26	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.1	○	○	○	—	—	—	—	○
27	6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
25	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
30	6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
20	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
24	4	14	3.8	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
32.5	6	12	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
35	5	18	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
—	6	12	2.9	○	足踏ブレーキ	—	○	—	○	—	○
—	5	12	5.0	ノーパンク	—	○	○	○	○	—	○
32	6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
34	6	14	4.0	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
—	6	12	5.0	ノーパンク	足踏ブレーキ	○	○	○	○	—	○
33.5	6	16	3.8	○	○	○	—	—	○	○	—
35	7	22	2.8	○	○	—	○	○	—	—	○
32	6	16	4.0	○	○	—	○	取外しのみ	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
—	—	—	8.3	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○

電動カート

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

電動カート

WHILL Model CK (ウィル モデル シーケー) 電動カート


ウィル

カラー	商品コード	TAISコード
ゴールド	732185	01520-000005

- 走行距離: 16km
- 最高速度: 6km/h
- 最大許容傾斜: 10°
- 段差乗り越え: 5cm
- 最小回転半径: 76cm
- 重さ: 約52kg
- 充電時間: 5時間
- バッテリー: リチウムイオン (25.2V 10.0Ah)

暮らしを楽しむ
新しい“クルマ”

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E



非課税

Portable 3ステップで簡単に分解して持ち運び



セダンタイプのトランクにも入れられます。




玄関などにも省スペースで置くことができます。

Convenient 日々の生活を便利にする小回り性能

ショッピングバスケット
大容量のかごを標準搭載。
買い物にも便利です。オムニホイール
その場で横に回ることが可能です。

コンパクト

他社製品と比較して
圧倒的にコンパクト。
これが、歩道での走行
や室内での走行を快
適なものにします。

WHILL 専用オプション

リチウムイオンバッテリー *

商品コード	TAISコード
765235	01520-000007

2.8kgの軽量バッテリーは予備バッテリーとしても使えます。

杖ホルダー

商品コード	TAISコード
765225	01520-000008

WHILL後部に杖をしっかりと取り付けることができます。

骨盤ベルト

商品コード	TAISコード
765230	01520-000009

WHILLに安全にお乗りいただくことができるベルトです。

車いす用クッションの選び方

利用者状態別選定ポイント

Bさん



屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。

Dさん



座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。

Cさん



座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。

Eさん



座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

このマークを目安に
選べます。

フォーム

カリ HR レギュラー PHK01-GR1-4040 加地

商品コード	TAISコード
762110	00540-000037

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ウレタンフォーム

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

高さ	6cm
重量	0.5kg

優れた体圧分散性と安定した座位姿勢

人体構造に基づいた3D形状の座面が骨盤を安定させ、圧力を効果的に分散し、より良い姿勢を促します。



ジェル

ベスポジェルクッション CK-375 ケーブ

商品コード	TAISコード
762085	00206-000072

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

高さ	6.5cm
重量	1.6kg

前後で厚みを変えることで
沈み込みの度合いが異なり
前ずれ防止や足こぎサポートにも対応

フォーム

FC-アジャスト 標準セット アイ・ソネックス

商品コード	TAISコード
760045	00149-000008

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): ポリエチレンフォーム、低反発性高密度特殊ウレタン
- サイズ: 幅39.5×背高さ41cm
- 材質(中身): ポリエチレンフォーム

背/高さ	2cm
背/重量	0.69kg
座/高さ	8.5cm
座/重量	1.3kg

座クッションの特長
足駆動する方は、大腿
パットをはずすと前座
を低くできます。

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01 加地

商品コード	TAISコード
760015	00540-000017

- サイズ: 幅40×奥行40cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム
- サイズ: 幅48×背高さ36.5cm
- 材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

背/高さ	12cm
背/重量	1.4kg
座/高さ	前7cm・後5cm
座/重量	1.2kg

●この商品には、
カバーが付きません。

エア

ロククッション ロータイプ アビリティーズ・ケアネット

商品コード	TAISコード
762000	00249-000049

- サイズ: 幅38×奥行38cm
- 材質(中身): 耐炎ネオプレンカバー

高さ	5cm
重量	0.85kg

●この商品には、
カバーが付きません。

在庫限定

アルファラクッション、リフレア、アクションパッド、エクスジェルサポートセット、アウル40プラスレザーもご用意しております。

*本体には1つ付属しています。

JAY クッション選定ポイント

JAYシリーズは世界で利用されている信頼のブランドです

- JAYベーシック・プロ
車いすでの快適性アップと姿勢の安定を求める方に
- JAYイオン
体圧分散性と快適性、安定性をバランスよく求める方に
- JAYゴー
JAYベーシック・プロより柔らかさを求める方に
- JAYライト
軽さと機能の両方を求める方に

体圧分散機能

座位保持性

フォーム

JAYベーシック・プロ

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31001	762125	00170-000920
40~42cm	KZ-B31011	762130	00170-000932

●サイズ: KZ-B31001 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31011 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / RIM 立体成型フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
5~7.5cm

重量
KZ-B31001 0.80kg
KZ-B31011 0.83kg

立体成型で臀部にフィット、姿勢の安定を助けます

立体成型フォーム
おしりから太ももにフィットするように設計されています。
快適な座り心地とともに、姿勢の安定を助けます。
Dartex防水加工カバー(上面)
お手入れは拭拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。

フォーム

JAYゴー

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31002	762135	00170-000921
40~42cm	KZ-B31012	762140	00170-000933

●サイズ: KZ-B31002 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31012 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / RIM 成型フォーム+高弾性フォーム、カバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
7.5cm

重量
KZ-B31002 1.10kg
KZ-B31012 1.13kg

2種類のフォームで座位の安定性と快適性をサポート

2層構造のフォーム
柔らかさの異なるフォームを組み合わせ、座位の安定と快適性をサポートしています。
Dartex防水加工カバー
お手入れは拭拭。伸縮性のある、使いやすいカバーです。

フォーム

JAYイオン

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31003	762145	00170-000922
40~42cm	KZ-B31013	762150	00170-000934

●サイズ: KZ-B31003 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31013 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / 超軟質メモリーフォーム、RIM 成型軟質フォーム、サポートフォーム
アウターカバー / X-static(銀ファイバー)+フォーム
インナーカバー / 防水加工伸縮性ナイロン



厚さ
10cm

重量
KZ-B31003 0.95kg
KZ-B31013 0.98kg

3層構造でより快適に、やさしく臀部を支えます

3層構造のフォーム
柔らかさの異なる3種類のフォームを組み合わせ、快適性と体圧分散性をサポートしています。
外側と内側にカバーを装備
アウターカバーはやわらかな肌触り。
銀成分を含む素材「X-static」を採用、細菌の繁殖防止に効果を発揮します。内部への水分の侵入を防ぐためインナーカバーは防水加工です。


フォーム

JAYライト

パラマウントベッド

車いす適合座幅	型式	商品コード	TAISコード
38~40cm	KZ-B31004	762155	00170-000923
40~42cm	KZ-B31014	762160	00170-000935

●サイズ: KZ-B31004 / 幅38×奥行38cm, KZ-B31014 / 幅41×奥行38cm
●材質: 中身 / 硬質フォームと軟質フォームの組み合わせ
カバー / 3DX スペーサーファブリック



厚さ
8.5cm

重量
KZ-B31004 0.75kg
KZ-B31014 0.78kg

抜群の軽さと通気性 活動的な方にもお勧めです

優れた通気性
フォームに設けた多数の通気孔が、軽量化とともに高い通気性を実現。熱や湿気を逃がします。
オブティ・ウェルが体圧を分散
骨盤部に設けられたオブティ・ウェル(窪み)が姿勢の安定と体圧分散をサポートします。

エクスジェルクッション選定ポイント

- アウルREHA ハイ
褥瘡リスクが高くエアクッションに近い減圧効果が必要な方
- アウルREHA レギュラー
薄さ・足つき性を求める方に
- アウルREHA 3Dジャスト
前ズレ・大腿部・骨盤支持が必要な方に

体圧分散機能

座位保持性

ジェル

アウルREHA レギュラー OWL21-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760025	00540-000028

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

厚さ
4cm

重量
1.2kg



薄さ4cmのフラットなスタンダードタイプ!

ジェル

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760065	00540-000055

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

厚さ
3.5cm~

重量
1.5kg



3D形状で座位をしっかり保持

ジェル

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040 加地

商品コード	TAISコード
760030	00540-000029

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): エクスジェル、ウレタンフォーム

厚さ
8cm

重量
1.4kg



坐骨部の沈み込み量確保した厚手タイプ

VARILITE クッション選定ポイント

- 姿勢保持と体圧分散の両立 自分のカタチになるから ~体圧分散~
体とクッションをフィットさせ接触面積を増やすことで、クッション全体で体重を支え、座圧をほぼ均等に分散します。
- 姿勢保持と体圧分散の両立 自分のカタチになるから ~姿勢保持~
骨盤から大腿部を優しくサポートし、安定した座り心地。前ズレや余分な筋緊張を防ぎます。
- エア+フォームだから ~振動吸収~
路面からの振動を吸収し、体への負担を軽減します。

体圧分散機能

座位保持性

エア+フォーム

リフレックス


ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762065	00468-000034

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ
7.5cm

重量
0.7kg



クッションに座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合わせます

エア+フォーム

ストレータス

ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762060	00468-000002

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ
7.5cm

重量
0.7kg



座位保持と座り心地の良さを追求

エア+フォーム

メリディアン

ユーキ・トレーディング

商品コード	TAISコード
762120	00468-000031

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): ポリウレタン、ウレタンフォーム

厚さ
10cm

重量
0.85kg



シリーズ最高峰の座位保持力と体圧分散力

●スロープ／段差の目安表

使用状況	型式	R-65A	R-85SL	R-100A CS-100	R-120A CS-120	R-125SL	R-150A CS-150	R-165SL	R-175A CS-175
スロープの長さ /cm		65	85	100	120	125	150	165	175
自力走行	5° 段差 /cm	5	7	8	10	10	13	14	15
介助者必要	10° 段差 /cm	11	14	17	20	21	26	28	30
最大	14° 段差 /cm	15	20	23	28	30	35	39	41

使用状況	型式	R-200A CS-200	R-205SL	CS-240C	R-245A	R-245SL	R-285A	CS-285C
スロープの長さ /cm		200	205	240	245	245	285	285
自力走行	5° 段差 /cm	17	17	20	20	21	23	24
介助者必要	10° 段差 /cm	34	35	41	40	42	46	49
最大	14° 段差 /cm	48	49	57	60	59	70	68

ケアスロープ

ケアメディックス

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
285cm	約15kg	CS-285C	749060	00093-000038
240cm	約12kg	CS-240C	749050	00093-000021
200cm	約10kg	CS-200	749040	00093-000020
175cm	約9kg	CS-175	749030	00093-000019
150cm	約8kg	CS-150	749020	00093-000018
120cm	約6kg	CS-120	749010	00093-000017
100cm	約5kg	CS-100	749000	00093-000016

●幅: 70cm ●耐重量: 300kg

狭い間口・高い段差も
これで解消!



<240cm>	<200cm>	<175cm>	<150cm>	<120cm>	<100cm>

ダイヤスロープ

シンエイテクノ

高さ	重量	型式	商品コード	TAISコード	奥行	勾配
6.0cm	3.55kg	DS76-60	750060	01115-000017	20.0cm	17度
5.5cm	3.40kg	DS76-55	750055	01115-000016	20.0cm	15.5度
5.0cm	2.87kg	DS76-50	750050	01115-000012	20.0cm	14度
4.5cm	2.35kg	DS76-45	750045	01115-000011	17.5cm	14度
4.0cm	1.88kg	DS76-40	750040	01115-000010	15.5cm	14度
3.5cm	1.58kg	DS76-35	750035	01115-000009	13.5cm	14度
3.0cm	1.30kg	DS76-30	750010	01115-000008	11.5cm	14度
2.5cm	0.95kg	DS76-25	750025	01115-000007	9.5cm	14度
2.0cm	0.67kg	DS76-20	750020	01115-000006	7.5cm	14度
1.5cm	0.42kg	DS76-15	750015	01115-000005	5.5cm	14度
1.0cm	0.23kg	DS76-10	750065	01115-000018	3.5cm	14度

●幅: 76cm

ダイヤカット形状で
高いすべり止め効果、
両端はバリアフリーの安心設計



<6.0cm>	<5.5cm>	<5.0cm>
<4.5cm>	<4.0cm>	<3.5cm>
<3.0cm>	<2.5cm>	<2.0cm>
<1.5cm>	<1.0cm>	

ダンススロープエアー

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
285cm	約11kg	R-285A	748270	00532-000029
245cm	約10kg	R-245A	748260	00532-000030
200cm	約8kg	R-200A	748250	00532-000023
175cm	約7kg	R-175A	748240	00532-000024
150cm	約6kg	R-150A	748230	00532-000025
120cm	約5kg	R-120A	748220	00532-000026
100cm	約4.5kg	R-100A	748210	00532-000027
65cm	約3.5kg	R-65A	748200	00532-000028

●幅: 70.4cm ●耐重量: 300kg



高品質・高性能カーボン繊維を採用し、業界最軽量クラス!
長尺サイズも新登場!

<285cm>	<245cm>	<200cm>	<175cm>	<150cm>
<120cm>	<100cm>	<65cm>		

※JIS認証マークが貼付されていない製品は認証前生産品ですが、JISに準拠して生産しております。

ダンススロープ ライトスリム

ダンロップホームプロダクツ

サイズ	重量	型式	商品コード	TAISコード
245cm	約11.0kg	R-245SL	748140	00532-000018
205cm	約9.0kg	R-205SL	748130	00532-000019
165cm	約7.0kg	R-165SL	748120	00532-000020
125cm	約5.0kg	R-125SL	748110	00532-000021
85cm	約4.0kg	R-85SL	748100	00532-000022

●幅: 74.5cm ●耐重量: 300kg

より軽く、より安全に
スリムになってリニューアル!

<245cm>	<205cm>	<165cm>	<125cm>	<85cm>
在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定	在庫限定

ダンススロープライトもご用意しております。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

移動用リフトの選び方

移乗＝乗り移り動作は、そのものが目的ではなく、その後の生活（トイレ・お風呂・お出かけ等）のための手段です。ヒヤヒヤどきどきの動作では、危険で長続きしません。本人の安全性と介護者の負担を軽減することを常に心がけましょう。



立ち上がるために

居間（リビング）

立ち上がり座いす

座いすタイプ。立ちすわり際に際し座面が電動で昇降し補助します。

床からの立ちすわりが不安定な方に。



立ち上がりいす

いすタイプ。立ちすわり際に際し座面が電動で昇降し補助します。

いすからの立ちすわりが不安定な方に。



外出するために

玄関&アプローチ

玄関用（屋内設置）

玄関などの段差に設置します。

歩行での段差昇降が不安定な方に。



アプローチ用（屋外設置）

車いすに乗ったまま段差昇降が可能です。スペースに合わせてお選びください。

車いすで自宅の出入りをされる方に。



入浴するために

浴室

入浴用リフト

浴槽に入るための電動リフトです。

浴槽の出入りが困難な方に。



脱衣室から浴室・浴槽までの電動リフトです。

浴室・浴槽の出入りが困難な方に。



※吊り具の購入が必要です。

乗り移るために

寝室

介護リフト

ベッドからの移乗用電動リフトです。スペースに合わせてお選びください。

ベッドからの移乗時の介護負担を軽減します。



※吊り具の購入が必要です。

昇降座いす ライズターン KD-650 座面回転

パラマウントベッド

A B C D E

立上がりや移乗をサポートします

商品コード TAISコード
736095 00170-000711

●サイズ：幅58×高さ85.5～127×奥行92cm
●重量：38.5kg
●耐荷重：80kg
●座面高さ：16～59.5cm

座幅 47cm
設置面積 幅 58cm
長さ 92cm



POINT 1

シート部の高さ調節

電動で高さを調節することができます。高さ調節レバーは、左右両側のアームレストにあります。

POINT 2

シート部の回転

シート部は回転させることができます。（左右に45度、90度）回転操作レバーは、シート部の下、左右両側にあります。



電動リフトアップチェア KZ-165001

パラマウントベッド

A B C D E

椅子からの立ち座りを電動でサポートするリフトアップチェア

商品コード TAISコード
736090 00170-000685

●サイズ：幅56×高さ82×奥行60.5～63.5cm
●重量：約20kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：17cm
●座面高さ：42～59cm

座幅 43cm
設置面積 幅 56cm
長さ 63.5cm



POINT

肘掛けにある手元スイッチレバーを操作すると座面が昇降し、立ち座りをサポートします。



サービスコード（移動用リフト） 介護給付：171012 / 予防給付：671012

独立宣言暖らん DSDAR コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
990576 00088-000021

●サイズ：幅58～64×高さ97.5×奥行99.5～116cm
●重量：58kg
●耐荷重：80kg
●ストローク：41cm
●ストローク（前後）：16.5cm
●リクライニング角度：95～120°
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：13mm/sec

設置面積 幅 64cm
長さ 116cm
座幅 42cm

座部スライドでコタツへの出入りがらくらく&ぽかぽか



独立宣言エコライト DSER コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736060 00088-000012

●サイズ：高さ83×幅61×奥行78cm
●重量：36kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：41cm
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：20mm/sec

座幅 45cm
設置面積 幅 61cm
長さ 78cm

軽量タイプ



独立宣言リクライニング DSREC コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736075 00088-000015

●サイズ：高さ95.5×幅66×奥行101.5cm
●重量：45kg
●耐荷重：100kg
●ストローク：41.5cm
●リクライニング角度：30°（105°～135°）
●座面高さ：16～57.5cm
●昇降速度：16mm/sec

座幅 56cm
設置面積 幅 66cm
長さ 101.5cm

リクライニング



独立宣言ツイスト DSTR コムラ製作所

A B C D E

商品コード TAISコード
736070 00088-000014

●サイズ：高さ94×幅64.5×奥行82.5cm
●重量：46kg
●耐荷重：80kg
●ストローク：41cm
●座面高さ：16～57cm
●昇降速度：20mm/sec

座幅 43cm
設置面積 幅 64.5cm
長さ 82.5cm

座面回転



バスリフト EWB101S（予備バッテリー付）／バスリフト アームレスト乗越えキット付 EWBS101RR-1 TOTO

A B C D E

型式 商品コード TAISコード
EWB101S 738000 00187-000111


〈アームレスト乗越えキット付〉

型式 TAISコード
EWBS101RR-1 00187-000223

アームレスト乗越えキット 商品コード
738002

●サイズ：全幅64.5～76×全高15×奥行57.5cm
●重量：20kg ●耐荷重：35kg～100kg
●昇降速度（※100kgf負荷時）
上昇：12mm/sec 下降：20mm/sec

操作は簡単 リモコンでシートを上下できます
簡単に取り外せるので、ご家族の入浴時のジャマになりません
※お一人での使用はできません。必ず介護者がついて使用してください。



※地域によっては対応
ができない場合も
ございます。

EWBP100Sもご用意しております。

段差解消機 アルコー 3000型 Bタイプ 星光医療器製作所

A B C D E

より安全にしかもラクにご使用いただけます

商品コード TAISコード
740040 00125-000012

●サイズ：全幅53×全長60.5×全高76cm
●昇降範囲：42～84cm
●重量：34kg ●耐荷重：90kg
●コード長さ：370cm

最高座高・最低座高 84・42cm
設置面積 幅 80cm
長さ 80cm



段差解消機

サービスコード（移動用リフト） 介護給付：171012／予防給付：671012

車いす用電動昇降機 UD-310S

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅103cm以上
全長220cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740010 00084-000067

●サイズ：全長145.5×全幅103×全高130.9～193.3cm
 ●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
 ●昇降範囲：6～65cm
 ●重量：85kg
 ●耐荷重：150kg
 ●コード長さ：4m

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-310L

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅225cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740015 00084-000071

●サイズ：全長127.7×全幅145.4×全高130.9～193.3cm
 ●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
 ●昇降範囲：7～65.5cm
 ●重量：99kg
 ●耐荷重：150kg
 ●コード長さ：4m

在庫限定

車いす用電動昇降機 UD-320CS

いうら

直進乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅93cm以上
全長224.5cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740080 00084-000093

●サイズ：全長145.5×全幅93×全高111.5～172cm
 ●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
 ●昇降範囲：5.5～65cm
 ●重量：75kg
 ●耐荷重：150kg
 ●コード長さ：4m

車いす用電動昇降機 UD-320CL

いうら

L字乗り込みタイプ

A B C D E

設置面積(目安)
全幅204cm以上
全長130cm以上定員
1名商品コード TAISコード
740085 00084-000094

●サイズ：全長126×全幅129×全高111.5～172cm
 ●材質：スチール、ステンレス、アルミ合金
 ●昇降範囲：5.5～65cm
 ●重量：79kg
 ●耐荷重：150kg
 ●コード長さ：4m

サービスコード（自動排泄処理装置） 介護給付：171013／予防給付：671013

自動排泄処理装置

スカットクリーン

バラマウントベッド

レシーバーをあてがい排尿すると、自動的に尿を吸引します
 尿意があるがトイレへの移乗が困難な方、夜間転倒のリスクがある方、
 し瓶をご利用の方で、し瓶を片づける手間を軽減したい方などにお勧めです

型式 商品コード TAISコード
KW-65H 758400 00170-000707

●寸法：幅23.3×長さ37.8×高さ27.3cm
 ●重量：5kg（尿タンクが空のとき）

※尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

本体
KW-65H

介護保険対応 レンタル

男性用セット
（本体+男性用レシーバーセット）女性用セット
（本体+女性用レシーバーセット）

ご本人の状態や介護環境に合った使い方が可能です

夜中にトイレに
行くのが不安...トイレまで
間に合わない...トイレまでは
行けるけど...

介護保険ご利用の場合はレシーバーセットは購入対象となります

介護保険対応 購入

男性用レシーバーセット
KW-65MRT商品コード TAISコード 希望小売価格
203630 00170-000708 17,280円 税別 16,000円アタッチメントが
付属します。尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。

介護保険対応 購入

女性用レシーバーセット
KW-65WRT商品コード TAISコード 希望小売価格
203640 00170-000709 20,520円 税別 19,000円ハンドルが付属
します。尿タンク・ブラシ入れ
が付属します。

》ポータブルトイレ 商品の選び方

ポータブルトイレの導入にあたっては、尿意・便意の感知コントロールがある程度可能であり、自立排泄には衣服の着脱も可能であることが必要です。

樹脂製と家具調の選択

ポータブルトイレには樹脂製と家具調があります。

樹脂製

- 臭いがつきにくく、汚れても拭き取りが簡単。
- 軽くて持ち運びが簡単。
- 水洗い可能でメンテナンスしやすい。

家具調

- 室内に置いても違和感のない質感。
- 重量があり安定感が高い。

設置状況や身体状況に応じて、サイズやひじ掛けのタイプを選択

●本体幅

お部屋が狭い場合は、コンパクトなトイレを選択すると、介助者の動線が確保しやすくなります。

●ひじかけ内寸

使用者の体格から、ひじかけ内寸幅を選択できます。

●ひじかけ

固定タイプと、はねあげタイプが選択できます。

●キャスター

家具調は全ての機種、樹脂製は一部の機種に搭載されています。ポータブルトイレを動かす時に便利です。

●便座高

身体状況に応じて、高さを選択できます。

便座・脱臭機能を選択

＜標準便座＞

- 抗菌加工を施したプラスチック便座。

＜ソフト便座＞

- おしりのやさせた方、長時間着座時に最適。

＜暖房便座＞

- 心臓疾患の方、高血圧の方、腰痛の方に。

＜快適脱臭＞

- ニオイを気にせず遠慮なく排泄できる。

＜温水洗浄便座＞

- おしりを座ったまま洗って、清潔に保ちたい方に。

安寿 ポータブルトイレFX-CP “ちびくまくん”

介護保険対応 購入

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
FX-CP	ちびくまくん	240245	533-330	27,540円 税別 25,500円	
FX-CPS	ソフト便座	240247	533-332	34,020円 税別 31,500円	
FX-CPH	暖房便座	240249	533-333	44,280円 税別 41,000円	
FX-CPSD	快適脱臭	240251	533-570	58,860円 税別 54,500円	
FX-CPHD	暖房・快適脱臭	240253	533-335	68,580円 税別 63,500円	
FX-CP	補高スぺーサーなし	240260	533-331	25,380円 税別 23,500円	

●重量：FX-CP/約10.8kg（補高スぺーサーなしは約10.3kg）、FX-CPS/約10.9kg、FX-CPH/約11.5kg、FX-CPSD/約11.7kg、FX-CPHD/約12.3kg
●最大使用者体重：100kg

立位移乗のアプローチ

着座時は後ろ手でひじ掛けを握め、安全に着座。
立ち上り時は、しっかり足を引いて立ち上がる事ができます。
アシストグリップを使用すれば座り直しがしやすいです。

便座高無段階調節

使う方の状況や体格に合わせて、便座高を33～49cmに無段階調節できます。
※FX-CP（補高スぺーサーなし）については、便座高33～44cmまでとなります。

調節しやすい目盛り付

コンパクトタイプのスタンダード

- 低床型ベッドにも合う座面高さ33～49cm
- ひじ掛け高さ 座面から18～30cm調整



さくら色

安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ

介護保険対応 購入


アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
標準便座	ブラウン	205352	533-900	33,480円 税別 31,000円	約10.9kg
	ベージュ	206501	533-920		
ソフト便座	ブラウン	206910	533-901	39,960円 税別 37,000円	約11kg
	ベージュ	241368	533-921		
暖房便座	ブラウン	241369	533-902	50,220円 税別 46,500円	約11.6kg
	ベージュ	241370	533-922		
標準便座・快適脱臭	ブラウン	206364	533-903	58,320円 税別 54,000円	約11.6kg
	ベージュ	241371	533-923		
ソフト便座・快適脱臭	ブラウン	206431	533-904	64,800円 税別 60,000円	約11.7kg
	ベージュ	241372	533-924		
暖房便座・快適脱臭	ブラウン	207347	533-905	74,520円 税別 69,000円	約12.3kg
	ベージュ	241373	533-925		

●最大使用者体重：100kg

「尿こぼれ」を防止する、「ドルフィンカット」

イルカの口先の様な形状「ドルフィンカット」が理想的な排泄姿勢に導きます。

幅49.5cm
超コンパクト
タイプ

『排泄姿勢の崩れ』を防ぎ、理想的な排泄姿勢を誘導します

- 左右がくぼんだ前面形状でしっかりと深く座りやすい
- トイレ先端のふくらみで中心位置がわかりやすい
- 股を開いた姿勢を自然に誘導できる



ブラウン

ベージュ

安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ

介護保険対応 購入

アロン化成


型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格	重量
標準便座	240261	533-850	55,080円 税別 51,000円	16.3kg
ソフト便座	240262	533-851	61,560円 税別 57,000円	16.3kg
暖房便座	240263	533-852	71,820円 税別 66,500円	17kg
標準快適脱臭	240264	533-853	79,920円 税別 74,000円	16.9kg
ソフト快適脱臭	240265	533-854	86,400円 税別 80,000円	16.9kg
暖房快適脱臭	240266	533-855	96,120円 税別 89,000円	17.6kg
標準便座	240267	533-856	60,480円 税別 56,000円	16.7kg
ソフト便座	240268	533-857	66,960円 税別 62,000円	16.7kg
暖房便座	240269	533-858	77,220円 税別 71,500円	17.4kg
標準快適脱臭	240270	533-859	85,320円 税別 79,000円	17.3kg
ソフト快適脱臭	240271	533-860	91,800円 税別 85,000円	17.3kg
暖房快適脱臭	240272	533-861	101,520円 税別 94,000円	18kg
標準便座	240273	533-865	68,040円 税別 63,000円	19.3kg
ソフト便座	240274	533-866	74,520円 税別 69,000円	19.3kg
暖房便座	240275	533-867	84,780円 税別 78,500円	20kg
標準快適脱臭	240276	533-868	92,880円 税別 86,000円	19.9kg
ソフト快適脱臭	240277	533-869	99,360円 税別 92,000円	19.9kg
暖房快適脱臭	240278	533-870	109,080円 税別 101,000円	20.6kg
標準便座	240279	533-871	73,440円 税別 68,000円	21.3kg
ソフト便座	240280	533-872	79,920円 税別 74,000円	21.3kg
暖房便座	240281	533-873	90,180円 税別 83,500円	22kg
標準快適脱臭	240282	533-874	98,280円 税別 91,000円	21.9kg
ソフト快適脱臭	240283	533-875	104,760円 税別 97,000円	21.9kg
暖房快適脱臭	240284	533-876	114,480円 税別 106,000円	22.6kg
標準便座	240285	533-880	38,880円 税別 36,000円	14kg
ソフト便座	240286	533-881	45,360円 税別 42,000円	14kg
暖房便座	240287	533-882	55,620円 税別 51,500円	14.7kg
標準快適脱臭	240288	533-883	63,720円 税別 59,000円	14.6kg
ソフト快適脱臭	240289	533-884	70,200円 税別 65,000円	14.6kg
暖房快適脱臭	240290	533-885	79,920円 税別 74,000円	15.3kg

●最大使用者体重：100kg

ひじかけノーマルタイプ




標準幅タイプ



ひじかけはね上げタイプ




ワイド幅タイプ



コンパクトタイプ




標準幅タイプ




コンパクトタイプ



ワイド幅タイプ



コンパクトタイプ



安寿 家具調トイレ シャワピタ


介護保険対応 購入

アロン化成

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
AR-SA1 ライト	240291	533-818	116,640円 税別 108,000円

●重量：約20kg ●最大使用者体重：100kg

コンパクトで軽量な家具調トイレ



リモコン



今までのシャワートイレは…
シャワーの位置がうまく合わないことが多いけれど、座り直しをするのは難しい…

新機能「シャワピタ」機能なら
前後・左右に洗浄ノズルを調節できます。
洗浄ノズルの位置を前後・左右に調節できるので、おしりにシャワーがピッタリ合います！

前後：5段階
左右：3段階
調節可能

リモコン操作でノズル位置や水勢の調整ができます

- 水勢は5段階（0.5ℓ/分～1.1ℓ/分）、水温は3段階（35℃/38℃/40℃）調節ができます。
- ノズルが前後方向に5段階（6mmピッチ）、左右に3段階（10mmピッチ）調節ができます。

※平成27年8月から介護保険上の利用者負担割合が所得に応じて1割から2割に変更されました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

入浴補助用具 商品の選び方

お風呂を利用する方の身体能力によって、シャワーチェアを使用したり、介助する方のスペースを設けたりします。また、安全に入浴できるように、移乗台の設置や浴槽の大きさなどに配慮し、快適な入浴が行える浴室をつくります。

一人で入浴する

要支援1・2 要介護1

- 自力で、または介助があれば、階段の昇り降りができる。
- 自力で、または介助があれば安定して歩くことができる。

介助してもらって入浴する

要介護1～3

- 階段の昇り降りができないが車いすを使って自立している。
- 自力で座ることができる。または、介助があれば立つことができる。

身体を拭いてもらう

要介護4～5

- 寝返りは自分でうてるが車いすへの移乗には全介助が必要。
- 寝返りは自分でうてるが座った姿勢を保つには全介助が必要。

安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
FS	レッド	240295	536-050	29,160円 税別 27,000円
	ブルー	240296	536-051	
	グリーン	240297	536-052	
FSフィット	レッド	240298	536-056	29,160円 税別 27,000円
	ブルー	240299	536-057	
	グリーン	240300	536-058	

●サイズ：FS／幅51×奥行40～48×高さ67～77cm
FSフィット／幅46×奥行38～46×高さ65～75cm
●折りたたみ幅：15cm ●重量：約4kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入



最薄クラス
折りたたみ幅 15cm

安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
HPフィット	レッド	241374	536-070	38,880円 税別 36,000円
	ブルー	207524	536-071	

●サイズ：幅46×奥行45～53×高さ64～74cm
●折りたたみ幅：19cm ●重量：約4.1kg
●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

座ったままお尻が洗えて安心!

- U字形状の溝で座ったまま身体を洗えます。
- 折りたたみ幅19cmなので、ちょっとしたすき間に収納できます。



安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
IC 骨盤サポートタイプ	ブルー	240301	536-380	21,600円 税別 20,000円
	レッド	240302	536-382	
	グリーン	240303	536-386	

●サイズ：幅41×奥行40～47×高さ43～53cm、座面／幅36×奥行31cm
●折りたたみ幅：29cm ●重量：約3kg
●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

片手で簡単に折りたためます

- 座面後方の持ち手を上に引き上げるだけで簡単に折りたたみ、自立します。
- 片手ですばやく折りたたむための転倒リスクを軽減できます。



安寿 折りたたみシャワーベンチ

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ISフィット	レッド	220001	536-105	25,920円 税別 24,000円
	ブルー	220003	536-106	
	グリーン	240348	536-108	

●サイズ：幅46×奥行41～47.5×高さ59.5～69.5cm
●折りたたみ幅：27cm ●重量：約4kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

標準タイプ



安寿 ステンレス製浴槽台“あしびた”シリーズ アロン化成

タイプ	サイズ(高さ)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
標準	12-15	レッド	240315	536-442	19,440円 税別 18,000円
		ブルー	240316	536-443	
	15-20	レッド	240162	536-444	
		ブルー	240317	536-445	
	17.5-25	レッド	240163	536-448	
		ブルー	240318	536-449	
標準ソフト	12-15	レッド	240319	536-452	20,520円 税別 19,000円
		ブルー	240166	536-454	
	15-20	レッド	240320	536-458	
		ブルー	240321	536-492	
	17.5-25	レッド	240322	536-493	
		ブルー	240323	536-494	
ジャスト	12-15	レッド	240324	536-495	19,440円 税別 18,000円
		ブルー	240325	536-496	
	15-20	レッド	240326	536-497	
		ブルー	240327	536-501	
	17.5-25	レッド	240328	536-502	
		ブルー	240329	536-503	
ジャストソフト	12-15	レッド	240330	536-504	20,520円 税別 19,000円
		ブルー	240331	536-462	
	15-20	レッド	240332	536-463	
		ブルー	240333	536-464	
	17.5-25	レッド	240334	536-465	
		ブルー	240335	536-472	
ミニ	12-15	レッド	240336	536-474	19,440円 税別 18,000円
	15-20	レッド	240336	536-474	

●サイズ：標準／幅41.5×奥行34cm、ジャスト／幅36×奥行34cm、ミニ／幅33×奥行30cm
●重量：標準／約2.8～3.6kg、ジャスト／約2.4～3.2kg、ミニ／約2.2～2.6kg
●最大使用者体重：100kg
※ミニ・ソフトタイプのブルーはありません。

介護保険対応 購入



安寿 浴槽手すり 介護保険対応 購入

アロン化成

型式	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
UST-130R	レッド	240309	536-616	24,300円 税別 22,500円
	ブルー	240310	536-617	
UST-130N	レッド	240311	536-612	28,620円 税別 26,500円
	ブルー	240312	536-613	
UST-200N	レッド	240313	536-614	29,700円 税別 27,500円
	ブルー	240314	536-615	

●サイズ：UST-130R／幅17×奥行30～36×高さ42cm
UST-130N／幅18×奥行29～38×高さ42cm
UST-200N／幅18×奥行36～43×高さ42cm
●重量：UST-130R／3.5kg、UST-130N／3.8kg、UST-200N／4kg
●取り付け可能な浴槽縁幅：UST-130R・UST-130N／4.5～13cm、UST-200N／11.5～20cm
●手すり高さ：浴槽上縁から11～26cm(6段階) ●最大使用者体重：80kg




安寿 アルミ製浴槽台“あしびた”シリーズ アロン化成

タイプ	サイズ(高さ)	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ジャスト	10-15	レッド	206995	536-510	18,360円 税別 17,000円
		ブルー	241376	536-511	
	15-25	レッド	241377	536-512	
		ブルー	241378	536-513	
ジャストソフト	10-15	レッド	206470	536-514	19,440円 税別 18,000円
		ブルー	241379	536-515	
	15-25	レッド	241380	536-516	
		ブルー	241381	536-517	

●サイズ：幅36×奥行34cm ●重量：約2.8～3.1kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

大きな天板で抜群の安心感



安寿 高さ調節付浴槽台R“かるぴったん”シリーズ アロン化成

タイプ	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
標準	レッド	220163	536-480	16,740円 税別 15,500円
	ブルー	220164	536-481	
標準・ソフト	レッド	220165	536-482	18,900円 税別 17,500円

●サイズ：幅42×奥行33×高さ15～22.5cm ●重量：約2.5kg(ソフト約2.4kg)
●最大使用者体重：100kg
※ソフトタイプのブルーはありません。

介護保険対応 購入

扱いやすい
軽量タイプ




安寿 バスボード はねあげくん アロン化成

型式	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
H-S	241385	535-102	42,984円 税別 39,800円
H-L	241386	535-105	

●サイズ：H-S／幅76×奥行40×高さ15cm(ボード厚さ：3.5cm)
H-L／幅82×奥行40×高さ15cm(ボード厚さ：3.5cm)
●重量：H-S／約5.8kg、H-L／約5.9kg
●取り付け可能な浴槽サイズ：H-S／56～69cm、H-L／62～75cm

介護保険対応 購入



取り付け可能な浴槽サイズ



トルク制御で適正な締めつけ
(UST-130R・130N・200N共通)
カチカチと音がなることで適正な位置を確認することができます。



工具不要の簡単調整
(UST-130N・200N共通)
工具なしで簡単・スピーディーに高さ・幅を調整できます。

購入品【入浴】

シャワーチェア〔ユクリア〕ひじ掛け・背もたれタイプ（おりたたみ）

介護保険対応 購入

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ワイドSP ワンタッチU型 おりたたみN	ブルー	241407	PN-L41521A	28,620円 税別 26,500円
	オレンジ	207455	PN-L41521D	
	モカブラウン	241408	PN-L41521BR	
ワイドSPワンタッチ おりたたみN	ブルー	241409	PN-L41522A	28,620円 税別 26,500円
	オレンジ	241410	PN-L41522D	
	モカブラウン	241411	PN-L41522BR	
ミドルSPワンタッチ おりたたみN	ブルー	207378	PN-L41821A	28,620円 税別 26,500円
	オレンジ	207364	PN-L41821D	
	モカブラウン	207379	PN-L41821BR	

●サイズ：ワイド／幅50.5×奥行50～58.5×高さ68～78cm、座面高さ36～46cm
ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ64～74cm、座面高さ36～46cm
●折りたたみ幅：20cm ●重量：ワイド／5.2kg（U型5.1kg）、ミドル／5kg ●最大使用者体重：100kg

ワンタッチタイプの特徴

腰を曲げずにラクな姿勢で、片手で簡単に開閉できます。折りたたみ時には自立します。



座った姿勢が不安定な方に

●座背もたれ・座面・ひじ掛けにソフトクッションを使用。浴槽移乗時に誤ってひじをぶつけても安心。



U型



シャワーチェア〔ユクリア〕背もたれタイプ（おりたたみ）

介護保険対応 購入

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルワンタッチ おりたたみN	ブルー	241412	PN-L42221A	26,460円 税別 24,500円
	オレンジ	207592	PN-L42221D	
	モカブラウン	241413	PN-L42221BR	
コンパクトワンタッチ おりたたみN	ブルー	241414	PN-L41421A	24,300円 税別 22,500円
	オレンジ	241415	PN-L41421D	
	モカブラウン	241416	PN-L41421BR	

●サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ64～74cm、座面高さ36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ55～65cm、座面高さ31.5～41.5cm
●折りたたみ幅：20cm
●重量：ミドル／3.9kg、コンパクト／3.7kg ●最大使用者体重：100kg

ワンタッチタイプの特徴

腰を曲げずにラクな姿勢で、片手で簡単に開閉できます。折りたたみ時には自立します。

背もたれのみで
姿勢が安定する方に

シャワーチェア〔ユクリア〕腰当タイプ

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSP腰当付 おりたたみN	ブルー	241417	PN-L42021A	22,140円 税別 20,500円
	オレンジ	241418	PN-L42021D	
	モカブラウン	241419	PN-L42021BR	
コンパクト腰当付 おりたたみN	ブルー	241420	PN-L40921A	18,900円 税別 17,500円
	オレンジ	207541	PN-L40921D	
	モカブラウン	241421	PN-L40921BR	

●サイズ：ミドル／幅45.5×奥行49～57.5×高さ48～58cm、座面高さ36～46cm
コンパクト／幅40.5×奥行40～46.5×高さ47～57cm、座面高さ31.5～41.5cm
●折りたたみ幅：20cm ●重量：ミドル／4kg、コンパクト／2.8kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

背中がより洗いやすく
姿勢保持もできる

●ミドルSPタイプは立ち座りを補助するひじ掛けが付きま。



コンパクトタイプ



ミドルSPタイプ

シャワーチェア〔ユクリア〕ミドルSP回転おりたたみN

パナソニック


商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
ミドルSP回転 おりたたみN	ブルー	207474	PN-L41221A	33,480円 税別 31,000円
	オレンジ	241422	PN-L41221D	
	モカブラウン	241423	PN-L41221BR	

●サイズ：幅48.5～52×奥行48.5～57×高さ63～73cm、座面高さ36～46cm
●折りたたみ幅：20cm
●重量：6.4kg ●最大使用者体重：100kg

介護保険対応 購入

便利で省スペースな360度座面回転タイプ（おりたたみ）

- 座ったまま安心して方向転換できます。
- 45度ごとにロックが掛かるので安心です。
- ロックの解除は左右どちらかのレバーを押下げれば可能。



防カビ加工によりかびの発生を抑えふき取るだけで増殖を抑えます。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。
※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。

購入品【入浴】

浴槽台〔ユクリア〕

介護保険対応 購入

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
軽量コンパクト 1220	ブルー	241424	PN-L11720A	19,440円 税別 18,000円
	オレンジ	241425	PN-L11720D	
	モカブラウン	241426	PN-L11720BR	
軽量コンパクト 1826	ブルー	241427	PN-L11726A	19,440円 税別 18,000円
	オレンジ	241428	PN-L11726D	
	モカブラウン	241429	PN-L11726BR	
軽量レギュラー 1220	ブルー	241430	PN-L11820A	20,520円 税別 19,000円
	オレンジ	241431	PN-L11820D	
	モカブラウン	241432	PN-L11820BR	
軽量レギュラー 1826	ブルー	241433	PN-L11826A	20,520円 税別 19,000円
	オレンジ	241434	PN-L11826D	
	モカブラウン	241435	PN-L11826BR	

●サイズ：軽量コンパクト／幅32.5×奥行26.5×高さ（1220タイプ）12～20、（1826タイプ）18～26cm
軽量レギュラー／幅40×奥行32.5×高さ（1220タイプ）12～20、（1826タイプ）18～26cm
ソフトコンパクト／幅30×奥行24×高さ（1220タイプ）12～20、（1826タイプ）18～26cm
ソフトレギュラー／幅37.5×奥行30×高さ（1220タイプ）12～20、（1826タイプ）18～26cm
●座面サイズ：コンパクト／30×24cm、レギュラー／37.5×30cm
●重量：軽量コンパクト1220／2kg、1826／2.1kg、軽量レギュラー1220／2.4kg、1826／2.5kg
ソフトコンパクト1220／2.3kg、1826／2.4kg、ソフトレギュラー1220／3.2kg、1826／3.3kg
●最大使用者体重：100kg

状態変化にあわせられる
幅広い高さ調整

●どのタイプも8cmの調整幅があります。



入浴グリップ〔ユクリア〕

介護保険対応 購入

パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
コンパクト130	ブルー	207480	PN-L12211A	20,520円 税別 19,000円
	オレンジ	207479	PN-L12211D	
	モカブラウン	207481	PN-L12211BR	
130	ブルー	207483	PN-L12011A	27,540円 税別 25,500円
	オレンジ	207482	PN-L12011D	
	モカブラウン	207484	PN-L12011BR	
200	ブルー	207486	PN-L12012A	27,540円 税別 25,500円
	オレンジ	207485	PN-L12012D	
	モカブラウン	208487	PN-L12012BR	

●サイズ：コンパクト130／幅16.5×奥行29.5～38×高さ26～31、手すり高さ13～18cm
130／幅20.5×奥行29.5～42×高さ35～42.5、手すり高さ18～25.5cm
200／幅20.5×奥行37～49.5×高さ35～42.5、手すり高さ18～25.5cm
130脚付／幅20.5×奥行29.5～42×高さ59～85.5、手すり高さ18～25.5cm
200脚付／幅20.5×奥行37～49.5×高さ59～85.5、手すり高さ18～25.5cm
UB専用コンパクト130脚付／幅18×奥行34～40.5×高さ56.5～77.5、手すり高さ13～18cm
●重量：コンパクト130／2.9kg、130／3.2kg、200／3.3kg、130脚付／4.0kg、200脚付／4.2kg
UB専用コンパクト130脚付／4.5kg
●取り付け可能な浴槽厚み：コンパクト130、130、130脚付、コンパクト130脚付→4.5～13cm
200、200脚付→12～20cm
●最大使用者体重：100kg

パナソニックの入浴グリップの特徴

トルク制御で適正な締め付けが可能です。
固定プレートが左右に自在に動き、わん曲した浴槽に取り付けられます。
130、130脚付、200、200脚付 → 最大5cmまで対応可能
コンパクト130、コンパクト130脚付 → 最大3cmまで対応可能

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
130脚付	ブルー	207489	PN-L12111A	31,860円 税別 29,500円
	オレンジ	207488	PN-L12111D	
	モカブラウン	207490	PN-L12111BR	
200脚付	ブルー	207492	PN-L12112A	31,860円 税別 29,500円
	オレンジ	207491	PN-L12112D	
	モカブラウン	207493	PN-L12112BR	
UB専用 コンパクト130脚付	ブルー	207495	PN-L12311A	32,400円 税別 30,000円
	オレンジ	207494	PN-L12311D	
	モカブラウン	207496	PN-L12311BR	

大好評のユニットバス
専用タイプも品揃え

すべり止めマット〔ユクリア〕


パナソニック

商品名	カラー	商品コード	メーカー品番	希望小売価格
すべり止めマット Mサイズ	ブルー	208836	PN-L10201A	6,156円 税別 5,700円
	オレンジ	208835	PN-L10201D	
	モカブラウン	208837	PN-L10201BR	
すべり止めマット Lサイズ	ブルー	208839	PN-L10202A	6,480円 税別 6,000円
	オレンジ	208838	PN-L10202D	
	モカブラウン	208840	PN-L10202BR	

●サイズ：Mサイズ／幅38×55×高さ0.25cm
Lサイズ／幅38×70×高さ0.25cm
●重量：Mサイズ／0.8kg、Lサイズ／1kg
●最大使用者体重：100kg

びしょ濡れもさっさと
昆沙門亀甲柄だから360度高いグリップ力

●辺が多方向に対し高いグリップ力を発揮します。



	頁	TAIS/JANコード	商 品 名	型 式
特殊寝台	13	00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7331
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7311
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7321
		00170-000785	楽匠Z 3モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7301
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7332
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7312
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7322
		00170-000786	楽匠Z 3モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7302
		00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7333
		00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7313
		00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7323
		00170-000787	楽匠Z 3モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7303
		00170-000928	楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7334
		00170-000928	楽匠Z 3モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7324
		00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7231
		00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7211
		00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7221
		00170-000777	楽匠Z 2モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7201
		00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7232
		00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7212
		00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7222
		00170-000778	楽匠Z 2モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7202
		00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7233
		00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7213
		00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7223
		00170-000779	楽匠Z 2モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7203
		00170-000926	楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7234
		00170-000926	楽匠Z 2モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7224
		00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7131
		00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅)	KQ-7111
		00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-7121
		00170-000769	楽匠Z 1モーション セーフティラウンドボード(83cm幅ミニ)	KQ-7101
		00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅)	KQ-7132
		00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅)	KQ-7112
		00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7122
		00170-000770	楽匠Z 1モーション 木製ボード(83cm幅ミニ)	KQ-7102
		00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅)	KQ-7133
		00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅)	KQ-7113
		00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(91cm幅ミニ)	KQ-7123
		00170-000771	楽匠Z 1モーション 木製ボード ハイタイプ(83cm幅ミニ)	KQ-7103
		00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅)	KQ-7134
		00170-000924	楽匠Z 1モーション 棚付ボード(91cm幅ミニ)	KQ-7124
特殊寝台	14	00170-000795	アクセスポート 基本セット	KQ-P70G
		00170-000796	アクセスポート・垂直ボールセット	KQ-P70GP
		00170-000797	アクセスポート・歩行用手すりセット 一連	KQ-P70GT1
		00170-000798	アクセスポート・歩行用手すりセット 二連	KQ-P70GT2
		00170-000799	アクセスポート・歩行用手すりセット 三連	KQ-P70GT3
		00170-000800	アクセスポート・ボール手すりセット 一連	KQ-P70GF1
		00170-000801	アクセスポート・ボール手すりセット 二連	KQ-P70GF2
		00170-000802	アクセスポート・ボール手すりセット 三連	KQ-P70GF3
		00170-000793	延長フレーム(91cm幅)	KQ-P72L
		00170-000792	延長フレーム(83cm幅)	KQ-P70L
		00170-000563	延長マットレス(91cm幅)	KE-551L
		00170-000565	延長マットレス(83cm幅)	KE-553L
		00170-000794	キャスター	KQ-P70C
		00170-000844	ホルダー付IVボール	KQ-56P70
		00170-000078	IVボール	KQ-56
		00170-000843	IVボールホルダー	KQ-P70V
特殊寝台	15	00170-000893	楽匠FeeZ 3モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-7833
		00170-000919	楽匠FeeZ 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7831
		00170-000892	楽匠FeeZ 2モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-7733
		00170-000918	楽匠FeeZ 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-7731
		00170-000561	ハイトスベサー	KQ-P90H
		00170-000560	キャスター	KQ-P90C
		00170-000608	キャスター付ハイトスベサー	KQ-P90CH
		00170-000936	延長フレーム	KQ-P78L
		00170-000917	Q-AURA 3モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-63330
		00170-000916	Q-AURA 3モーター 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-63230
特殊寝台	16	00170-000874	Q-AURA 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-63310
		00170-000871	Q-AURA 3モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-63210
		00170-000915	Q-AURA 2モーター 木製ボード(91cm幅)	KQ-62330
		00170-000914	Q-AURA 2モーター 木製ボード(91cm幅ミニ)	KQ-62230
		00170-000868	Q-AURA 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅)	KQ-62310
		00170-000865	Q-AURA 2モーター セーフティラウンドボード(91cm幅ミニ)	KQ-62210
		00170-000592	キャスター	KQ-39A
		00170-000876	延長フレーム(91cm幅)	KQ-P62L
特殊寝台	17	00170-000679	楽匠S 5くらモーション 木製ボードワイドサイズ(100cm幅)	KQ-9652
		00170-000678	楽匠S 2モーター 木製ボード ワイドサイズ(100cm幅)	KQ-9252
		00170-000593	アウラ電動ベッド(1モーター)	KQ-51300
		00170-000591	キャスター	KQ-38A
特殊寝台	17	00170-000601	ハイトスベサー	KQ-37A

頁	TAIS/JANコード	商 品 名	型 式	
特殊寝台付属品	17	メーカー3点セット(制菌)(100cm幅)	KZ-639005	
		メーカー3点セット(制菌)(91cm幅)	KZ-639003	
		メーカー3点セット(制菌)(83cm幅)	KZ-639001	
		メーカー3点セット(制菌)(91cm幅ミニ)	KZ-639004	
		メーカー3点セット(制菌)(83cm幅ミニ)	KZ-639002	
		スマートフィットピロー ハイタイプ	RE-ZC038H	
		スマートフィットピロー ロータイプ	RE-ZC038L	
		スマートフィットピロー スーパーロータイプ	RE-ZC038SL	
	18	00170-000749	ストレッチスリム 通気タイプ(100cm幅)	KE-7777TQ
		00170-000745	ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅)	KE-7717TQ
		00170-000747	ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅)	KE-7737TQ
		00170-000746	ストレッチスリム 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7727TQ
		00170-000748	ストレッチスリム 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7747TQ
		00170-000744	ストレッチスリム 清拭タイプ(100cm幅)	KE-7775SQ
		00170-000740	ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅)	KE-7715SQ
		00170-000742	ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅)	KE-7735SQ
		00170-000741	ストレッチスリム 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7725SQ
00170-000743		ストレッチスリム 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7745SQ	
00170-000739		ストレッチフィット 通気タイプ(100cm幅)	KE-7877TQ	
00170-000735		ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅)	KE-7817TQ	
00170-000737		ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅)	KE-7837TQ	
00170-000736		ストレッチフィット 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7827TQ	
00170-000738		ストレッチフィット 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7847TQ	
00170-000734		ストレッチフィット 清拭タイプ(100cm幅)	KE-7875SQ	
00170-000730		ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅)	KE-7815SQ	
00170-000732		ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅)	KE-7835SQ	
00170-000731		ストレッチフィット 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7825SQ	
00170-000733		ストレッチフィット 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7845SQ	
床ずれ防止用具	18	00170-000729	ストレッチグライド 通気タイプ(100cm幅)	KE-7977TQ
		00170-000725	ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅)	KE-7917TQ
		00170-000727	ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅)	KE-7937TQ
		00170-000726	ストレッチグライド 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7927TQ
		00170-000728	ストレッチグライド 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7947TQ
		00170-000724	ストレッチグライド 清拭タイプ(100cm幅)	KE-7975SQ
		00170-000720	ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅)	KE-7915SQ
		00170-000722	ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅)	KE-7935SQ
		00170-000721	ストレッチグライド 清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-7925SQ
		00170-000723	ストレッチグライド 清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-7945SQ
		00170-000699	バラフィットマットレス(100cm幅)	KE-717Q
		00170-000697	バラフィットマットレス(91cm幅)	KE-711Q
		00170-000698	バラフィットマットレス(83cm幅)	KE-713Q
		00170-000700	バラフィットマットレス(91cm幅ミニ)	KE-7111Q
		00170-000701	バラフィットマットレス(83cm幅ミニ)	KE-7131Q
		00170-000439	エバーフィット通気タイプ(100cm幅)	KE-577Q
		00170-000438	エバーフィット通気タイプ(91cm幅)	KE-571Q
00170-000437	エバーフィット通気タイプ(83cm幅)	KE-573Q		
00170-000441	エバーフィット通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-5711Q		
00170-000440	エバーフィット通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-5731Q		
00170-000398	エバーフィット清拭タイプ(100cm幅)	KE-527Q		
00170-000389	エバーフィット清拭タイプ(91cm幅)	KE-521Q		
00170-000390	エバーフィット清拭タイプ(83cm幅)	KE-523Q		
00170-000396	エバーフィット清拭タイプ(91cm幅ミニ)	KE-5211Q		
00170-000397	エバーフィット清拭タイプ(83cm幅ミニ)	KE-5231Q		
00170-000878	エバーリーフ 通気タイプ(91cm幅)	KE-541T		
00170-000880	エバーリーフ 通気タイプ(83cm幅)	KE-543T		
00170-000912	エバーリーフ 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-542T		
00170-000913	エバーリーフ 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-544T		
00170-000444	フレグラーマットレス(100cm幅)	KE-557Q		
00170-000159	フレグラーマットレス(91cm幅)	KE-551Q		
00170-000142	フレグラーマットレス(83cm幅)	KE-553Q		
00170-000286	フレグラーマットレス(91cm幅ミニ)	KE-5511Q		
00170-000285	フレグラーマットレス(83cm幅ミニ)	KE-5531Q		
特殊寝台付属品	19	00170-000043	クレーターマットレス(91cm幅)	KE-761
		00170-000044	クレーターマットレス(83cm幅)	KE-763
		00563-000108	アルファブラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅)	TS-SKT-ReA1R
		00563-000106	アルファブラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅)	TS-SKT-ReA3R
		00563-000109	アルファブラすくっとRe 通気タイプ(91cm幅ミニ)	TS-SKT-ReA1S
		00563-000107	アルファブラすくっとRe 通気タイプ(83cm幅ミニ)	TS-SKT-ReA3S
		00170-000045	マキシーフロート(91cm幅)	KE-801A
	20	00170-000046	マキシーフロート(83cm幅)	KE-803A
		00170-000507	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅)	KE-841Q
		00170-000508	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅)	KE-843Q
		00170-000511	アクアフロート 通気タイプ(91cm幅ミニ)	KE-8411Q
		00170-000512	アクアフロート 通気タイプ(83cm幅ミニ)	KE-8431Q
		00170-000259	アキュマックス(91cm幅)	KE-821
		00170-000260	アキュマックス(83cm幅)	KE-823
		00563-000095	アルファブラL 通気タイプ(100cm幅)	MB-LA0R
		00563-000093	アルファブラL 通気タイプ(91cm幅)	MB-LA1R
		00563-000091	アルファブラL 通気タイプ(83cm幅)	MB-LA3R
00563-000094	アルファブラL 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-LA1S		
00563-000092	アルファブラL 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-LA3S		
床ずれ防止用具	21			

	頁	TAIS/JANコード	商 品 名	型 式
床ずれ防止用具	21	00563-000069	アルファブラF 通気タイプ(100cm幅)	MB-FA0R
		00563-000067	アルファブラF 通気タイプ(91cm幅)	MB-FA1R
		00563-000064	アルファブラF 通気タイプ(83cm幅)	MB-FA3R
		00563-000066	アルファブラF 通気タイプ(91cm幅ミニ)	MB-FA1S
		00563-000063	アルファブラF 通気タイプ(83cm幅ミニ)	MB-FA3S

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
36	00221-000501	アットグリップ 930両側タイプ	AT-C-930T
	00980-000315	スタンディ	PN-L80401
	00254-000017	ベストポジションバー-基本セット	NBP-100-80
	00254-000049	ベストポジションバー-ショート	NBP-100-90
	00254-000224	天井用丸型ベース	NBP-221
	00254-000225	3本掛け補強プレート	BP-1001
	00254-000255	U型アーム	BP-110
	00254-000257	ウェーブ型アーム	BP-410
	00254-000279	ジュビター3点セット	BP-140
		エンドブラケット(固定)	BP-200-10
37		跳ね上げユニットB型	NBP-700-20
		天然木丸棒(90cm)	BP-600
		天然木丸棒(120cm)	BP-610
	00254-000246	木手すり固定セット(90cm)	
	00254-000249	木手すり固定セット(120cm)	
	00254-000247	木手すり跳ね上げセット(90cm)	
	00254-000250	木手すり跳ね上げセット(120cm)	
	00254-000052	ベストポジション-基本セット(丸型ベース)	BPE-100-11
	00254-000051	ベストポジション-基本セット(T型ベース)	BPE-100-10
	00254-000053	ベストポジション-基本セット(丸型 耐水)	BPE-100-81
38	00254-000066	ベストポジション-基本セット(T型 耐水)	BPE-100-80
		耐水ベース	BPE-100-90
	00254-000130	ウェーブ型手すり	BPE-300-10
	00254-000133	ウェーブ型手すりロング	BPE-300-40
	00254-000142	グリップアーム-e5P斜	BPE-300-50
	00254-000159	玄関アーム レギュラー	ENT-180-30
	00254-000131	円形手すり	BPE-300-20
	00254-000132	角形手すり	BPE-300-30
	00254-000127	膝当て手すり	BPE-200-10
	00254-000128	肘置き手すり	BPE-200-20
39	00254-000129	プッシュ手すり	BPE-200-30
	00254-000113	システム木手すり固定セット(60cm)	
	00254-000062	システム木手すり固定セット(90cm)	
	00254-000117	システム木手すり固定セット(120cm)	
	00254-000114	システム木手すり曲げセット(60cm)	
	00254-000063	システム木手すり曲げセット(90cm)	
	00254-000118	システム木手すり曲げセット(120cm)	
	00254-000115	システム木手すり跳ね上げセット(60cm)	
	00254-000064	システム木手すり跳ね上げセット(90cm)	
	00254-000119	システム木手すり跳ね上げセット(120cm)	
40	00254-000116	システム木手すり取り外しセット(60cm)	
	00254-000065	システム木手すり取り外しセット(90cm)	
	00254-000120	システム木手すり取り外しセット(120cm)	
	00254-000169	システム伸縮手すり固定セット(60~90cm)	
	00254-000170	システム伸縮手すり固定セット(90~120cm)	
	00254-000171	システム伸縮手すり曲げセット(60~90cm)	
	00254-000172	システム伸縮手すり曲げセット(90~120cm)	
		システムエンドブラケット(固定)	SBR-100-10
		システムエンドブラケット(曲げ)	SBR-100-20
		システムエンドブラケット(跳ね上げ)	SBR-100-71
41		システムエンドブラケット(取り外し)	SBR-100-72
		SBR(固定用)連結アタッチメント	SBR-300-10
		SBR(曲げ用)連結アタッチメント	SBR-300-20
		SBR(跳ね上げ用)連結アタッチメント	SBR-100-73
		SBR(取り外し用)連結アタッチメント	SBR-100-74
		システムブラケット用丸棒(60cm)	SBR-200-060
		システムブラケット用丸棒(90cm)	SBR-200-090
		システムブラケット用丸棒(120cm)	SBR-200-120
		システム伸縮手すり(60~90cm)	SBR-600-609
		システム伸縮手すり(90~120cm)	SBR-600-912
42	00254-000097	ベストポジション H型 固定セット(60cm)	BPE-H11-060
	00254-000054	ベストポジション H型 固定セット(90cm)	BPE-H11-090
	00254-000105	ベストポジション H型 固定セット(120cm)	BPE-H11-120
	00254-000098	ベストポジション H型 曲げセット(60cm)	BPE-H21-060
	00254-000055	ベストポジション H型 曲げセット(90cm)	BPE-H21-090
	00254-000106	ベストポジション H型 曲げセット(120cm)	BPE-H21-120
	00254-000099	ベストポジション H型 跳ね上げセット(60cm)	BPE-H31-060
	00254-000056	ベストポジション H型 跳ね上げセット(90cm)	BPE-H31-090
	00254-000107	ベストポジション H型 跳ね上げセット(120cm)	BPE-H31-120
	00254-000100	ベストポジション H型 取り外しセット(60cm)	BPE-H41-060
43	00254-000057	ベストポジション H型 取り外しセット(90cm)	BPE-H41-090
	00254-000108	ベストポジション H型 取り外しセット(120cm)	BPE-H41-120
	00254-000101	ベストポジション H型 固定セット(60cm)	BPE-J11-060
	00254-000058	ベストポジション H型 固定セット(90cm)	BPE-J11-090
	00254-000109	ベストポジション H型 固定セット(120cm)	BPE-J11-120
	00254-000102	ベストポジション H型 曲げセット(60cm)	BPE-J21-060
	00254-000059	ベストポジション H型 曲げセット(90cm)	BPE-J21-090
	00254-000110	ベストポジション H型 曲げセット(120cm)	BPE-J21-120
	00254-000103	ベストポジション H型 跳ね上げセット(60cm)	BPE-J71-060
	00254-000060	ベストポジション H型 跳ね上げセット(90cm)	BPE-J71-090
44	00254-000111	ベストポジション H型 跳ね上げセット(120cm)	BPE-J71-120

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式
39	00254-000104	ベストポジション H型 取り外しセット(60cm)	BPE-J81-060
	00254-000061	ベストポジション H型 取り外しセット(90cm)	BPE-J81-090
	00254-000112	ベストポジション H型 取り外しセット(120cm)	BPE-J81-120
	01105-000024	テトラ・ケイン ミディ(S)	
	01105-000025	テトラ・ケイン ミディ(M)	
	01105-000001	テトラ・ケイン(S)	
	01105-000027	テトラ・ケイン(M)	
	00576-000031	オールカーボンクオッドケイン四角式	
	00576-000033	カーボン四角可動式モールドタイプ	74MC-3
	00066-000194	ロフトランドクラッチ	CMS-60L
40	00066-000193	ロフトランドクラッチ	CMS-60S
	00066-000218	松葉杖(中)	CMS-80M
	00465-000017	セーフティアームウォーカー-Lタイプ	SAWLR
	00465-000054	セーフティアームウォーカー-Lタイプ(ミニ)	SAWLSR
	4515914302806	セーフティアームウォーカー-Lタイプ(ハイ)	SAWLHR
	00030-000151	コンパクトサイドケイン	
	01105-000022	Mgウォーカー High&Low(S)	
	01105-000023	Mgウォーカー High&Low(M)	
	01600-000001	Rec01	
	01600-000002	Rec01コンパクト	
41	00125-000033	アルコー2段ハンドル固定歩行器	
	00125-000027	固定型歩行器	アルコー10型
	00110-000098	レッツゴー	
	00110-000095	歩行車ハッピー-II	XYAPRL001 B
	00110-000103	ハッピーミニ	
	00170-000504	いす付き歩行車	KQ-180
	00125-000011	折りたたみ歩行器	アルコー1S型
	00125-000040	歩行器	アルコーSK型
	01009-000025	Friend	WF-1
	01009-000027	Friend plus	WFP-1
42	00170-000607	ハンディウォーク(L)	KZ-C21002
	00170-000687	ハンディウォーク(M)	KZ-C21003
	00170-000606	ハンディウォーク(S)	KZ-C21001
	00170-000691	ハンディウォーク(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21008
	00170-000690	ハンディウォーク(M)スローダウンブレーキ付	KZ-C21007
	00170-000689	ハンディウォーク(S)スローダウンブレーキ付	KZ-C21006
		スローダウンブレーキキャスター	KZ-C29007
	00170-000812	ハンディウォーク(L)抑速ブレーキ付	KZ-C21023
	00170-000811	ハンディウォーク(M)抑速ブレーキ付	KZ-C21022
	00170-000810	ハンディウォーク(S)抑速ブレーキ付	KZ-C21021
43		抑速ブレーキキャスター	KZ-329001
	00170-000688	ハンディウォークアーム(L)	KZ-C21005
	00170-000692	ハンディウォークアーム(L)スローダウンブレーキ付	KZ-C21009
	00170-000814	ハンディウォークアーム(S)抑速ブレーキ付	KZ-C21025
	01560-000003	RT 2(アールティーツー)	RT2-01RD
	01009-000002	ラビット歩行補助車	WA-2
	00030-000099	テイクプリトル	
	00030-000173	テイクプリトルハイII	WAW15
	00030-000159	テイクプリトルLF	WAW03
	00030-000163	テイクプリトルスリム	
44	00030-000171	テイクプリトルワゴン	WAW07
	00030-000165	テイクプリトルボンベ	WAW06
	00576-000014	歩行車シンフォニー-SP	
	00576-000036	シンフォニー-EVO	
	00063-000037	ビュプレスト マム	
	00063-000035	ヘルシーワンライトカラフルG	
	00175-000372	車いす(自走式) 軽8α 多機能	NA-L8αW
	00175-000342	車いす(自走式) 軽8α	NA-L8α
	00245-000190	車いす(自走式) エルゴライト	39213011
	00175-000356	車いす(自走式) ULTRA 標準(38cm幅)	NA-U1
45	00175-000356	車いす(自走式) ULTRA 標準(40cm幅)	NA-U1
	00175-000356	車いす(自走式) ULTRA 標準(42cm幅)	NA-U1
	00175-000358	車いす(自走式) ULTRA 多機能(38cm幅)	NA-U2W
	00175-000358	車いす(自走式) ULTRA 多機能(40cm幅)	NA-U2W
	00175-000358	車いす(自走式) ULTRA 多機能(42cm幅)	NA-U2W
	00175-000364	車いす(自走式) ULTRA 標準 G-Guard II パッケージ(40cm幅)	NA-U1G-Guard II
	00122-000568	車いす(自走式) カルティマ 標準	CRT-5
	00122-000572	車いす(自走式) カルティマ 多機能	CRT-7
	00066-000315	車いす(自走式) NEXT CORE	NEXT-11B
	00066-000320	車いす(自走式) ネクストコア・アジャスト	NEXT-51B
46	00066-000328	車いす(自走式) ネクストコア・ミニモ	NEXT-50B
	00160-000242	車いす(自走式) WAVIT+	WAP22-40S
	00170-000624	車いす(自走式)	KK-T540MA
	00170-000625	車いす(自走式)	KK-T540MM
	00122-000451	車いす(自走式) ノーバンク	BAL-1
	00175-000279	車いす(自走式) (38cm幅)	NA-3DX
	00175-000279	車いす(自走式) (40cm幅)	NA-3DX
	00175-000279	車いす(自走式) (42cm幅)	NA-3DX
	00122-000411	車いす(自走式)	SKT-4
	00122-000345	車いす(自走式)	KJP-4
47	00175-000361	車いす(自走式) ULTRA モジュール(40~44cm幅)	NA-U7

頁	TAIS/JANコード	商品名	型式	
車いす	50	00175-000360 車いす(自走式) ULTRA 6輪車(40cm幅)	NA-U6	
		00066-000335 車いす(自走式) ネクストコア・くるり	NEXT-70B	
		00175-000351 車いす(自走式) 軽7α 多機能	NAH-L7αW	
	51	00175-000341 車いす(自走式) 軽7α	NAH-L7α	
		00245-000189 車いす(自走式) エルゴライト	39213001	
		00175-000357 車いす(自走式) ULTRA 標準(38cm幅)	NAH-U1	
		00175-000357 車いす(自走式) ULTRA 標準(40cm幅)	NAH-U1	
		00175-000357 車いす(自走式) ULTRA 標準(42cm幅)	NAH-U1	
	52	00175-000359 車いす(自走式) ULTRA 多機能(38cm幅)	NAH-U2W	
		00175-000359 車いす(自走式) ULTRA 多機能(40cm幅)	NAH-U2W	
		00175-000359 車いす(自走式) ULTRA 多機能(42cm幅)	NAH-U2W	
		00122-000570 車いす(自走式) カルティマ 標準	CRT-6	
		00122-000574 車いす(自走式) カルティマ 多機能	CRT-8	
	53	00066-000316 車いす(自走式) NEXT CORE	NEXT-21B	
		00066-000321 車いす(自走式) ネクストコア・アジャスト	NEXT-61B	
		00066-000329 車いす(自走式) ネクストコア・ミニモ	NEXT-60B	
		00160-000243 車いす(自走式) WAVIT+	WAP16-40S	
		00175-000362 車いす(自走式) ULTRA モジュール(40~44cm幅)	NAH-U7	
		00170-000644 車いす(自走式)	KK-T545MA	
		00170-000645 車いす(自走式)	KK-T545MM	
		00122-000452 車いす(自走式) ノーバンク	BAL-2	
		00122-000486 車いす(自走式) ラクネス3	LK-3	
		54	00175-000280 車いす(自走式)(38cm幅)	NA-3DX
		00175-000280 車いす(自走式)(40cm幅)	NA-3DX	
		00175-000280 車いす(自走式)(42cm幅)	NA-3DX	
		00122-000320 車いす(自走式) スキット2	SKT-2	
		00122-000375 車いす(自走式) スキット6輪	SKT-6	
	55	00066-000307 車いす(リクライニング式) マイチルト・コンパクト3D	MH-CR3D	
		00066-000280 車いす(自走式) オアシス	OS-11TRS	
		00066-000337 USAKOヘッドサポートセット		
		00066-000251 車いす(リクライニング式) エリーゼ	FR-31TR	
		00170-000499 車いす(リクライニング式) ハンディコンフォート	KZ-B14001	
		00122-000433 車いす(リクライニング式)	SKT-7	
	56	00175-000374 車いす(リクライニング式) REDWOOD-III SP	REDWOOD3SP	
	56	00175-000376 ボンベ架RW	KF-20RW	
		00175-000375 ガートル掛けRW	KF-9RW	
56	00175-000363 車いす(リクライニング式) ULTRA ティルト&リクライニング	NAH-UC-Lo		
56	00175-000287 ガートル掛け(専用)	AKZ-0025A		
車いす	57	00025-000023 電動車いす アシストホイールライト		
		00233-000104 JWアクティブ PLUS+		
		00233-000100 タウニジョイX PLUS+		
		00152-000025 セニアカー(四輪)	ET4D8	
		00152-000022 セニアカー(四輪)	ET4D7	
		00152-000013 セニアカー(四輪)	ET-4F	
	車いす付属品	58	00175-000352 ワンストップブレーキ	
			00175-000347 エレベーターユニット	PAC-0124A
			00175-000296 ブラバクルベルト	KF-6C
			00175-000288 ボンベ架(大)	KF-20L
		00175-000288 ボンベ架(小)	KF-20S	
		00175-000287 ガートル掛け	KF-8B	
		00175-000286 杖入れ	KF-7	
		00175-000285 ブレーキ延長棒(+16cm)(ステンタクル用)		
		00066-000297 S&E ユニット		
		00066-000205 テーブル マジック式		
		00122-000461 スマートヘッドサポート		
		00066-000201 ワンタッチプラスチェックベルト		
		00066-000209 後方ガードル架セット		
		00066-000261 ボンベ架(跳ね上げ用)		
		00066-000211 杖入れ(大)		
		00175-000285 延長棒(+16cm)		
		00066-000298 延長棒(+15cm)		
		00066-000298 延長棒(+10cm)		
	00122-000426 延長棒(+10cm)			
	00160-000170 延長棒(+10cm)			
車いす付属品	62	01520-000005 WHILL Model CK		
		01520-000007 リチウムイオンバッテリー		
	62	01520-000008 杖ホルダー		
		01520-000009 骨盤ベルト		
	63	00540-000037 カリ HR レギュラー	PHK01-GR1-4040	
		00206-000072 ペスボジェルクッション	CK-375	
		00149-000008 FC-アジャスト 標準セット		
	64	00540-000017 アウルサポートセット	OWLS-S01B01	
		00249-000049 ロホクッション ロータイプ		
		00170-000920 JAYベシック・プロ (車いす適合座幅38~40cm)	KZ-B31001	
00170-000932 JAYベシック・プロ (車いす適合座幅40~42cm)		KZ-B31011		
00170-000921 JAYゴー (車いす適合座幅38~40cm)		KZ-B31002		
00170-000933 JAYゴー (車いす適合座幅40~42cm)		KZ-B31012		
00170-000922 JAYイオン (車いす適合座幅38~40cm)		KZ-B31003		
00170-000934 JAYイオン (車いす適合座幅40~42cm)		KZ-B31013		
	00170-000923 JAYライト (車いす適合座幅38~40cm)	KZ-B31004		
	00170-000935 JAYライト (車いす適合座幅40~42cm)	KZ-B31014		

頁	メーカー品番	商品名
74	533-330	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP ちびくまくん
	533-550	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP ちびくまくん
	533-332	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座
	533-560	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPS ソフト便座
	533-333	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座
	533-570	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPH 暖房便座
	533-334	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSD 快適脱臭
	533-580	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPSD 快適脱臭
	533-335	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭
	533-590	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CPHD 暖房・快適脱臭
	533-331	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スベサーなし
	533-554	安寿 ポータブルトイレ ちびくまくん FX-CP 補高スベサーなし
	533-900	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座
	533-920	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座
	533-901	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座
	533-921	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座
	533-902	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座
	533-922	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座
	533-903	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭
	533-923	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 標準便座・快適脱臭
	533-904	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭
75	533-924	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ ソフト便座・快適脱臭
	533-905	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭
	533-925	安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ 暖房便座・快適脱臭
	533-850	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準便座
	533-851	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト便座
	533-852	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房便座
	533-853	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 標準快適脱臭
	533-854	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 ソフト快適脱臭
	533-855	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル 標準 暖房快適脱臭
	533-856	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準便座
	533-857	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト便座
	533-858	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房便座
	533-859	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 標準快適脱臭
	533-860	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド ソフト快適脱臭
	533-861	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけノーマル ワイド 暖房快適脱臭
	533-865	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準便座
	533-866	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト便座
	533-867	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房便座
	533-868	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 標準快適脱臭
	533-869	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 ソフト快適脱臭
76	533-870	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ 標準 暖房快適脱臭
	533-871	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準便座
	533-872	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト便座
	533-873	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準快適脱臭
	533-874	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 標準暖房便座
	533-875	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド ソフト快適脱臭
	533-876	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ ひじかけはね上げ ワイド 暖房快適脱臭
	533-880	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準便座
	533-881	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト便座
	533-882	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房便座
	533-883	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 標準快適脱臭
	533-884	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 ソフト快適脱臭
	533-885	安寿 家具調トイレ セレクトRシリーズ コンパクト 標準 暖房快適脱臭
	533-818	安寿 家具調トイレ シャワピタ AR-SA1ライト
	PN-L23206	家具調トイレ(座楽) コンパクト プラスチック便座
	PN-L23207	家具調トイレ(座楽) コンパクト ソフト便座
	PN-L23208	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 ソフト便座
	PN-L23216	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23217	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 ソフト便座
	PN-L23218	家具調トイレ(座楽) コンパクト 脱臭 あたため便座
	PN-L23306	家具調トイレ(座楽) ベーシック プラスチック便座
	PN-L23307	家具調トイレ(座楽) ベーシック ソフト便座
	PN-L23308	家具調トイレ(座楽) ベーシック あたため便座
76	PN-L23316	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23317	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 ソフト便座
	PN-L23318	家具調トイレ(座楽) ベーシック 脱臭 あたため便座
	PN-L23406	家具調トイレ(座楽) はねあげ プラスチック便座
	PN-L23407	家具調トイレ(座楽) はねあげ ソフト便座
	PN-L23408	家具調トイレ(座楽) はねあげ あたため便座
	PN-L23416	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23417	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 ソフト便座
	PN-L23418	家具調トイレ(座楽) はねあげ 脱臭 あたため便座
	PN-L23706	家具調トイレ(座楽) 昇降 プラスチック便座
	PN-L23707	家具調トイレ(座楽) 昇降 ソフト便座

頁	メーカー品番	商品名
76	PN-L23708	家具調トイレ(座楽) 昇降 あたため便座
	PN-L23716	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 プラスチック便座
	PN-L23717	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 ソフト便座
	PN-L23718	家具調トイレ(座楽) 昇降 脱臭 あたため便座
	PN-L30200B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座
	PN-L30200V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座
	PN-L30201B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30201V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30206B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30206V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
77	PN-L30202B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30202V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30203B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ あたため便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30203V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ あたため便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30211B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30211V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30216B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30216V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭長穴プラスチック便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30212B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30212V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭ソフト便座(前後傾斜脚付き)
78	PN-L30213B	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭あたため便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L30213V	ポータブルトイレ(座楽) ラフィーネ 脱臭あたため便座(前後傾斜脚付き)
	PN-L21525	家具調トイレ(座楽) シャワボット ひじ掛け昇降
	PN-L21515	家具調トイレ(座楽) シャワボット ベーシック
	536-050	安寿 折りたたみシャワーベンチ FS
	536-051	安寿 折りたたみシャワーベンチ FS
	536-052	安寿 折りたたみシャワーベンチ FS
	536-056	安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット
	536-057	安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット
	536-058	安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット
79	536-380	安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ
	536-382	安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ
	536-386	安寿 コンパクト折りたたみシャワーベンチ IC骨盤サポートタイプ
	536-070	安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット
	536-071	安寿 折りたたみシャワーベンチ HPフィット
	536-105	安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット
	536-106	安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット
	536-108	安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット
	536-442	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準12-15
	536-443	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準12-15
79	536-444	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準15-20
	536-445	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準15-20
	536-448	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準17.5-25
	536-449	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準17.5-25
	536-452	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト12-15
	536-454	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト15-20
	536-458	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ 標準ソフト17.5-25
	536-492	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト12-15
	536-493	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト12-15
	536-494	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト15-20
79	536-495	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト15-20
	536-496	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト17.5-25
	536-497	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト17.5-25
	536-501	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャストソフト12-15
	536-502	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャストソフト15-20
	536-503	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャストソフト17.5-25
	536-504	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャストソフト20-30
	536-462	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニ12-15
	536-463	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニ12-15
	536-464	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニ15-20
79	536-465	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニ15-20
	536-472	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニソフト12-15
	536-474	安寿 ステンレス製浴槽台"あしびた"シリーズ ミニソフト15-20
	536-510	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト10-15
	536-511	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト10-15
	536-512	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト15-25
	536-513	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト15-25
	536-514	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト・ソフト10-15
	536-515	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト・ソフト10-15
	536-516	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト・ソフト15-25
79	536-517	安寿 アルミ製浴槽台"あしびた"シリーズ ジャスト・ソフト15-25
	536-480	安寿 高さ調節付浴槽台R"かるびたん"シリーズ 標準
	536-481	安寿 高さ調節付浴槽台R"かるびたん"シリーズ 標準
	536-482	安寿 高さ調節付浴槽台R"かるびたん"シリーズ 標準・ソフト
	536-616	安寿 浴槽手すり UST-130R

頁	メーカー品番	商品名
79	536-617	安寿 浴槽手すり UST-130R
	536-612	安寿 浴槽手すり UST-130N
	536-613	安寿 浴槽手すり UST-130N
	536-614	安寿 浴槽手すり UST-200N
	536-615	安寿 浴槽手すり UST-200N
	535-102	安寿 バスボード はねあげくん H-S
	535-105	安寿 バスボード はねあげくん H-L
	PN-L41521A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41521D	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41521BR	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
80	PN-L41522A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41522D	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41522BR	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41821A	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41821D	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41821BR	シャワーチェア(ユクリア) ひじ掛け・背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L42221A	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L42221D	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L42221BR	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41421A	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
81	PN-L41421D	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L41421BR	シャワーチェア(ユクリア) 背もたれタイプ(おりたたみ)
	PN-L42021A	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L42021D	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L42021BR	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L40921A	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L40921D	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L40921BR	シャワーチェア(ユクリア) 腰当タイプ
	PN-L41221A	シャワーチェア(ユクリア) ミドルSP回転おりたたみN
	PN-L41221D	シャワーチェア(ユクリア) ミドルSP回転おりたたみN
81	PN-L11720A	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1220
	PN-L11720D	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1220
	PN-L11720BR	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1220
	PN-L11726A	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1826
	PN-L11726D	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1826
	PN-L11726BR	浴槽台(ユクリア) 軽量コンパクト1826
	PN-L11820A	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1220
	PN-L11820D	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1220
	PN-L11820BR	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1220
	PN-L11826A	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1826
81	PN-L11826D	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1826
	PN-L11826BR	浴槽台(ユクリア) 軽量レギュラー1826
	PN-L11520A	浴槽台(ユクリア) ソフトコンパクト1220
	PN-L11520D	浴槽台(ユクリア) ソフトコンパクト1220
	PN-L11520BR	浴槽台(ユクリア) ソフトコンパクト1220
	PN-L11526A	浴槽台(ユクリア) ソフトコンパクト1826
	PN-L11526D	浴槽台(ユクリア) ソフトコンパクト1826

年齢早見表

西暦2018年(平成30年度版)

生年	西暦	年齢	干支
明治45年／大正1年	1912年	106歳	子
大正2年	1913年	105歳	丑
大正3年	1914年	104歳	寅
大正4年	1915年	103歳	卯
大正5年	1916年	102歳	辰
大正6年	1917年	101歳	巳
大正7年	1918年	100歳	午
大正8年	1919年	99歳	未
大正9年	1920年	98歳	申
大正10年	1921年	97歳	酉
大正11年	1922年	96歳	戌
大正12年	1923年	95歳	亥
大正13年	1924年	94歳	子
大正14年	1925年	93歳	丑

生年	西暦	年齢	干支
大正15年／昭和1年	1926年	92歳	寅
昭和2年	1927年	91歳	卯
昭和3年	1928年	90歳	辰
昭和4年	1929年	89歳	巳
昭和5年	1930年	88歳	午
昭和6年	1931年	87歳	未
昭和7年	1932年	86歳	申
昭和8年	1933年	85歳	酉
昭和9年	1934年	84歳	戌
昭和10年	1935年	83歳	亥
昭和11年	1936年	82歳	子
昭和12年	1937年	81歳	丑
昭和13年	1938年	80歳	寅
昭和14年	1939年	79歳	卯

生年	西暦	年齢	干支
昭和15年	1940年	78歳	辰
昭和16年	1941年	77歳	巳
昭和17年	1942年	76歳	午
昭和18年	1943年	75歳	未
昭和19年	1944年	74歳	申
昭和20年	1945年	73歳	酉
昭和21年	1946年	72歳	戌
昭和22年	1947年	71歳	亥
昭和23年	1948年	70歳	子
昭和24年	1949年	69歳	丑
昭和25年	1950年	68歳	寅
昭和26年	1951年	67歳	卯
昭和27年	1952年	66歳	辰
昭和28年	1953年	65歳	巳

特殊登台

特殊登台用品

床ずれ防止用具

体位変換器

排泄器・排泄器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付用品

スロープ

移動用リフト

移動用リフト

購入品・排他

購入品・共通